



Administración de aerosol confiable

Instrucciones para utilizar la cámara de contención con válvula OptiChamber Diamond

PHILIPS

RESPIRONICS

OptiChamber Diamond lo ayuda a depositar el medicamento inhalado en los pulmones, donde le hace efecto

Siga estas instrucciones detenidamente y también lea las instrucciones de uso que figuran en el interior de la caja de OptiChamber Diamond.



1 Retire la tapa del inhalador y de la cámara Diamond. Identifique y retire cualquier objeto extraño en la cámara.



2 Inserte la boquilla de su inhalador de manera segura en la parte trasera de la cámara Diamond.



3 Si se necesita una máscara, colóquela sobre el extremo de la boquilla y gírela con suavidad hasta que se ajuste de manera segura.



4 Agite la cámara y el inhalador de 4 a 5 veces.



5 Coloque los labios alrededor de la boquilla para formar un sello hermético. Exhale. Rocíe un puff de medicamento en la cámara y de inmediato comience a inhalar lentamente, con una respiración profunda y completa.*



6 Si suena el “silbato” de alerta de flujo, inspire de manera más lenta. Contenga la respiración hasta 8 segundos y luego exhale.



7 O si utiliza una máscara, presione y sostenga la máscara sobre la boca y la nariz. Rocíe un puff del medicamento en la cámara para inhalar y exhalar en 6 ocasiones.*



8 La válvula de exhalación se abrirá cuando el usuario exhale, lo cual lo ayudará a contar las respiraciones.

* Si su médico le indicó que consuma más de un puff de medicamento, espere durante un minuto y luego repita los pasos del 5 al 8.

PHILIPS

RESPIRONICS

**Philips Healthcare forma parte de
Royal Philips**

Cómo comunicarse con nosotros

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Asia

+49 7031 463 2254

Europa, Oriente Medio, África

+49 7031 463 2254

Latinoamérica

support.hhs@philips.com

América del Norte

+1 425 487 7000

800 285 5585 (toll free, US only)

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester P020 2FT
Reino Unido

Atención al cliente

+1 724 387 4000

Philips Respironics Argentina

+54 114 546 7777

Philips Respironics Colombia

+57 1 422 2600

01 8000 1110 10

Philips Respironics Mexico

+52 15 269 9000

www.philips.com/respironics

Respironics, OptiChamber y LiteTouch son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y sus empresas afiliadas.
Todos los derechos reservados.

Para obtener más información, visite www.philips.com/optichamberdiamond



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos están reservados.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de discontinuar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación y no será responsable de ninguna consecuencia que resultase del uso de esta publicación.

Broudy MM 5/8/14 MCI 4106040 PN 1115176