



Philips DreamWear  
Masque naso-buccal

### Pack

3 tailles de conduits  
et 4 tailles de coussins



HH1133/00

## Conçu pour oublier que vous portez un masque.\*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque naso-buccal DreamWear.

#### Clips magnétiques

- Les clips de fixation du harnais et le coussin du masque contiennent des aimants

#### Conception innovante

- Liberté de mouvement
- Une conception modulaire pour plus de possibilités

#### Champ de vision dégagé

- Conception offrant un champ de vision dégagé

#### Confort et facilité d'utilisation

- Facile à utiliser
- Conduit souple et doux
- Coussin naso-buccal positionné sous le nez



# PHILIPS

## Points forts

### Liberté de mouvement



Grâce à son circuit placé sur le haut de la tête, le masque naso-buccal DreamWear offre une plus grande liberté de mouvement pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin d'adopter une position particulière lorsqu'ils le portaient la nuit.\*

### Ne laisse pas de marques rouges sur l'arête nasale



Le coussin innovant positionné sous le nez permet d'éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau de l'arête nasale.\*\*

### Vision dégagée



Avoir le champ de vision dégagé vous permet de porter vos lunettes, lire, regarder la télévision et d'utiliser un ordinateur ou une tablette en toute simplicité, avant de vous endormir.\*\*

### Conçu pour oublier que vous portez un masque



Le conduit souple et doux assure le confort pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils en oublièrent la présence du masque.\*

### Liberté de choix



La conception modulaire permet aux utilisateurs de choisir le coussin qui leur convient le mieux tout en conservant un conduit unique.

### Facile à utiliser



Nombre de pièces réduit pour faciliter le montage, le démontage et le nettoyage.

### Clips magnétiques

Contactez votre professionnel de santé avant d'utiliser ce masque. Certains appareils médicaux peuvent être affectés par les champs magnétiques. Les clips magnétiques présents dans ce masque doivent être maintenus à une distance d'au moins 50 mm (2") de tout appareil médical actif, avec une attention particulière pour les appareils implantés tels que les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et les implants cochléaires. Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le masque pour plus d'informations.

## Caractéristiques

### Avertissement : interférences magnétiques

- Attention en cas de port de stimulateur cardiaque: Lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce masque.

### Informations sur le produit

- Matériaux: Nylon, Mousse de polyuréthane, Polycarbonate, Polyester, Silicone, Spandex
- Garantie: 90 jours
- Pression de fonctionnement: 4 à 30 cmH2O
- Niveau sonore: 17 dBA
- Nombre de pièces: 9

### Nettoyage : masque

- Laver à la main avec un détergent doux: Rincer abondamment, sécher à l'air libre<sup>1</sup>

### Nettoyage : harnais, circuit

- Laver à la main avec un détergent doux: Rincer abondamment, suspendre à l'air libre<sup>1</sup>

### Remplacement

- Vérifier chaque jour l'absence d'usure: Remplacer au premier signe d'usure

### Utilisation prévue

- À utiliser sur des patients > 30 kg: ayant une prescription de traitement par PPC



Date de publication  
2018-07-13

Version: 5.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* L'achat de ce dispositif médical ne peut pas faire l'objet d'une demande de remboursement auprès du régime obligatoire de sécurité sociale.

\*\* Analyse des données – août 2017 – Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Resprionics Amara View et F&P Simplus (10 jours d'utilisation).

\*\* Déclaration de conception – le masque est conçu de manière à ne pas toucher l'arête nasale.

<sup>1</sup> Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage.