

PHILIPS

Anti-Snurk Band

SmartSleep

86% had minder last van
snurken¹

Klinisch bewezen

Voor snurken bij slapen op de
rug

30 dagen geld-teruggarantie

SN3710/10



Stillere nachten voor u en uw partner¹

De Snoring Relief-band is de eerste oplossing van Philips die u op de hoogte stelt voordat het snurken begint. De sensor zit in een band die u om uw bovenlichaam draagt en die middels trillingen aangeeft dat u zich moet omdraaien en van uw rug op uw zij moet rollen.

Gepersonaliseerde ervaring

- Gepersonaliseerde verbeteringen

Gemakkelijk af te lezen gegevens

- Sensorgegevens op het scherm

Eenvoudig te realiseren

- Hoe werkt het?
- Triltechnologie
- Val in uw favoriete houding in slaap
- Deze oplossing is bedoeld voor:

30 dagen niet-goed-geld-terug

- Niet-goed-geld-terug-garantie

Kenmerken

Sensor Snoring Relief-band

De eerste oplossing van Philips die u waarschuwt vóórdat u snurkt. De houdingmonitor detecteert wanneer u op uw rug gaat liggen dankzij klinisch bewezen technologie. De monitor begint dan te trillen, waardoor u wordt aangemoedigd om op uw zij te gaan slapen. Zo kunnen u en uw partner genieten van stillere nachten.¹

Niet-goed-geld-terug-garantie

Bij de Philips Store kunt u binnen 30 dagen zonder problemen uw product retourneren. Als u binnen 30 dagen niet volledig tevreden bent over uw Philips SmartSleep-product, kunt u contact opnemen met 1-866-309-3263 voor volledige restitutie. <https://philips.com/a-w/terms-of-use.html>

Zelflerend algoritme

De sensor heeft een zelflerend algoritme dat de trilniveaus optimaliseert op basis van uw individuele reactietijd (responsduur). Elke 5 dagen veranderen de intensiteit en het patroon van de trilling, zodat er geen gewenning optreedt. Zo wordt een goede slaaphouding bevorderd¹, elke nacht opnieuw.

Aanpassingsfase

Om u gemakkelijker te laten wennen aan de band is er een aanpassingsfase waarin het aantal trillingen gestaag toeneemt. Na uw achtste sessie zal de sensor elke keer trillen wanneer u op uw rug slaapt.

Sensorgegevens

De sensor heeft 3 verschillende schermen waarop de gegevens van uw nacht te zien zijn. Op het reactiescherm kunt u zien hoe vaak (in procenten) u van uw rug op uw zij bent gedraaid nadat de sensor heeft getrild. Op het tweede scherm kunt u zien hoelang u in bed heeft gelegen. Op het laatste scherm ziet u hoeveel uren u daarvan op uw rug heeft gelegen.

30-minuten slaaptimer

Dankzij de ingebouwde 30-minuten timer kunt u in slaap vallen in uw favoriete houding - op uw rug, buik, of zij - voordat de sensor begint met bewegingsdetectie. Na 30 minuten gaat de sensor trillen om uw slaaphouding te corrigeren, van rugligging naar zijligging.

Doelgroep

De Philips SmartSleep Snoring Relief-band is ontworpen om snurken te verminderen. De band kan worden gebruikt als u alleen snurkt wanneer u op uw rug ligt, en niet op uw zij. Dit product is geen medisch hulpmiddel en is niet bedoeld om ziektes of aandoeningen te verminderen of behandelen, zoals POSA (positionele obstructieve slaapapneu). Als u ook snurkt als u op uw zij ligt of naar adem hapt/stopt met ademen tijdens het snurken, heeft u mogelijk slaapapneu. Raadpleeg in dit geval een arts.

Specificaties

Productgegevens

Afmetingen sensor: 3,1 x 1,7 x 0,5 inch

Gewicht sensor: 1 oz

Lengte riem: 28-51 inches

Gewicht riem: 1,16 oz

Materiaal: Polyester, nylon, spandex

Inhoud verpakking

Inclusief: Sensor, borstriem, oplaadkabel, gebruiksaanwijzing

Reiniging

Borstriem: Machinewasbaar, uitgestrekt aan de lucht laten drogen

Technische specificaties

Opladen: Direct opladen, 8 uur

Bediening: Een volle accu gaat acht slaapsessies mee

Batterij: Lithiumpolymeer 3,7 V



* 1. Resultaten na 4 weken gebruik. N=99, 2019.

* De Philips SmartSleep Anti-Snurk Band is bedoeld voor mensen die snurken wanneer ze op hun rug slapen en niet snurken wanneer ze op hun zij slapen.