

빠른 시작 가이드

PPM8301

1. 전원 버튼을 1.5초간 길게 눌러 기기를 켜면 "마사지 시작"이라는 음성이 나옵니다. 기본적으로 활력모드에서 시작됩니다.



1.5초간 길게
눌러 켜기/끄기



버튼을 눌러
모드 변경

2. 모드 버튼을 눌러 마사지 모드를 활력 모드 - 진정 모드 - 강력 모드 순서로 변경할 수 있으며, 각 모드를 변경할 때마다 해당 음성 안내가 나옵니다.

3. 온도 버튼을 눌러 온열 기능을 켜면 "온열 켜짐"이라는 음성 안내가 나옵니다. 버튼을 다시 누르면 온열 기능이 꺼지고 "온열 꺼짐"이라는 음성 안내가 나옵니다.




온열 기능 켜기/끄기



○ 마사지 강도 변경

4. 마사지 강도 버튼을 눌러 마사지 강도 수준을 약-중-강의 레벨로 조절할 수 있습니다. 초기 시작 강도는 모드에 따라 다르며, 전환 시마다 음성 안내가 나옵니다.

5. USB 충전 케이블을 제품의 충전 포트에 연결합니다. 충전 표시등이 느리게 깜빡이면 제품이 충전 중인 것입니다. 제품이 완전히 충전되면 충전 표시등이 녹색으로 계속 켜져 있게 됩니다.



- ❗ 1. 기본 작동 시간은 15분입니다. 다시 사용하려면 재시작하세요.
- 2. 충전 중에는 기기를 켜지 마세요.
- 3. 욕실과 같이 습기가 많은 곳에서는 사용하지 마세요. 제품이 물이나 다른 액체에 노출되지 않도록 합니다.
- 4. 손 한쪽당 마사지는 30분을 초과하지 않도록 하여 과도한 마사지를 피하세요.