

PHILIPS

人工呼吸器

トリロジー 200 plus トリロジー O2 plus 簡易取扱説明書

ご使用前に必ず『取扱説明書』をお読みください。


警告：この取扱説明書に記載されている事項は医療手順に優先するものではありません。

トリロジー 200 plus、トリロジー O2 plus 人工呼吸器は患者の総合的な呼吸機能を代替するものではありません。

注意：適切な作動のために、堅固で平らな場所に設置してください。空気循環の妨げになるようなものを、機器の横および下に置かないでください。正常な作動の為に破損していないフィルタを正しく取り付けてください。水滴及び水の浸入の恐れがある場所では使用しないでください。

1 外観

前面パネル（共通）




- ① 左ボタン
- ② アップ/ダウンボタン
- ③ 右ボタン
- ④ アラームインジケータ/
消音ボタン
- ⑤ 呼吸回路接続部
- ⑥ スタート/ストップボタン
- ⑦ AC 電源 LED*
- ⑧ AC 電源差込口
- ⑨ SD データスロット

* 装置にAC電源が供給されていることを示します。適切なAC電源の使用中はこのライトが緑色に点灯します。


ステータスパネル

	最大(フル)メニューアクセスモード		着脱式バッテリーの状態
	SDメモリカードが本装置に挿入		内部バッテリーの状態
	アラーム音停止機能が有効		外部バッテリーの状態
	ランプ機能が有効		再充電中


背面パネル（トリロジー 200 plus）



背面パネル（トリロジー O2 plus）



エアフィルタの交換




フィルタを取り付けるには、図のようにフィルタ収納部にグレーのフォームフィルタを挿入します。

エアフィルタの交換



本体側面のウィスパークリップを取り外します。



フィルタ収納部にグレーのフォームフィルタを挿入します。

2


呼吸回路の構成

トリロジー 200 plus、トリロジー O2 plus の操作前に、目的に合った呼吸回路をセットアップしてください。

アクティブフロー回路

アクティブ回路

パッシブ回路



回路タイプが適切に構成されていることを確認してください。


3

呼吸回路の設定

2でセットアップした呼吸回路に合わせて、予め「回路の種類」を設定します。


トリロジー 200 plusおよびトリロジー O2 plusの電源がオフになっていることを確認し、以下のステップを進めてください。

A



【】を押したまま【】を数秒間押して、**セットアップ**画面にアクセスします。

B



【】で**設定とアラーム**を選択し **選択** を押します。

C




回路の種類を選択し **変更** を押します。

D



【】を押して、**アクティブFL**(アクティブフロー回路)、**アクティブPAP**(アクティブ回路)もしくは**パッシブ**(パッシブ回路)を選択し **OK** を押して設定とアラームを確認後 **終了** を押します。
設定とアラームを確認するには 5 設定およびアラームの変更の B～Hを参照ください。

E




閉じる を押すと、電源が切れます。

4 アクティブ回路リークテスト


アクティブ回路を使用されている場合は、患者に機器を使用する前にアクティブ回路リークテストを行って下さい。このテストを行った場合でも、各種アラームは設定を行ってください。

A



セットアップ画面にアクセスし、を使用して、「アクティブ回路リークテスト項目」にカーソルを移動させ **選択** を押します。

B



装置画面に「回路リークテスト」や、「回路の末端を塞ぐ」ことを促す文書が表示されますので、**OK** を押してください。

呼気バルブが閉じ、患者回路が加圧され、約10秒間回路リークの測定が実行され、テストが行われます。機器画面の表示は、テストが「実行中」であることを示します。


C



テストが正常に実行された場合には、「回路リークテスト完了」と表示され、回路の末端を開けるように表示されます。患者回路の過度なリークを機器が検出した場合には、機器画面に「回路リークテスト失敗」と表示され、回路の接続を確認するように表示されます。

回路を交換してもリークが解消されない場合には販売店にご連絡ください。

D



テストが完了したら、**OK** を押すと、セットアップメニュー画面に戻ります。




キャンセルボタンもしくは、スタート/ストップボタンを押すことで、アクティブ回路リークテストを実行中いつでも終了させることができます。


5

設定項目のアクセス制限

メニュー画面へのアクセス




稼働中の画面に がある場合は を押すと メニュー画面にアクセスできます。



の表示がない場合や電源オフの場合は 3 の A と同様の操作で メニュー画面にアクセスします。


メニューアクセス項目の制限（限定）と制限解除（最大）

A



でオプションを選択し を押します。

B




メニューアクセスを選択し を押します。

C



を押して、最大もしくは限定を選択し を押して確定します。


D




を押した後 を押して、最初の画面に戻ります。

6


設定およびアラームの変更




メイン画面に が表示されていることを確認し を押してメニュー画面にアクセスします(4 参照)。




で設定とアラームを選択し **選択** を押します。




で上下にスクロールさせて変更したい設定またはアラームの項目を選択します。




選択されている項目のパラメータを変更するには **変更** を押します。




設定値や状況を変更するためには を押します。



変更した設定を有効にするために **OK** を押します。



終了 を押すと、メニュー画面に戻ります。




閉じる を押すと、最初の画面に戻ります。

副設定を有効にする



メニュー画面～設定とアラームを選択し、副設定の使用を **On** にします。



それぞれの設定はメニュー画面の **主設定とアラーム**、**副設定とアラーム** から設定してください。



主設定での稼働時は画面の左上に「1」と表示し、副設定では「2」と表示します。



副設定への切替えはメニュー画面の **副設定に切替える** を選択した後、確認画面から **はい** を押すと有効になります。

7 アラームトラブルシューティング(1)

アラーム内容と画面表示	レベル	アラーム音	対処
電源消失(表示なし)	高	● ●	・他のAC電源に接続してください。 ・十分に充電されている着脱式または外部バッテリーを接続してください。 ・改善されない場合は弊社各営業所まで連絡してください。
人工呼吸器作動停止	高	██████	・直ちに患者から本装置を取り外し、代替の人工呼吸手段 (手動蘇生器または別の人工呼吸器)に切替えてください。
人工呼吸器の点検が必要です	高	●●● ●●	・弊社各営業所まで連絡してください。
回路点検してください	高	●●● ●●	・呼吸回路を点検し、ねじれたり挟まれたりしていないことを 確認してください。 ・呼吸回路が適切に接続されていることを確認してください。
回路リーク低下	高	●●● ●●	・パッシブ呼吸回路のポートが塞がれていないか確認してください。 ・パッシブ呼吸回路のポートが清潔で正常に機能しているかどうかを 確認してください。
呼気圧上限/下限	高	●●● ●●	・患者の呼吸数を確認してください。 ・呼吸回路を点検し、ねじれたり挟まれたりしていないことを 確認してください。
内部酸素上昇 (トリロジーO2 plusのみ)	高	●●● ●●	・補給用酸素供給源を機器から外してください。 ・外部の酸素供給源の接続を点検してください。
酸素フロー 上昇 / 低下 (トリロジーO2 plusのみ)	高	●●● ●●	・酸素供給源および耐圧ホースの接続を確認してください。 ・改善されない場合は弊社営業所まで連絡してください。
酸素供給圧 上昇 / 低下 (トリロジーO2 plusのみ)	高	●●● ●●	・酸素供給源および耐圧ホースの接続を確認してください。 ・改善されない場合は弊社営業所まで連絡してください。
回路外れ	高	●●● ●●	・回路の接続を確認してください。 ・多量のリークがある場合にはリークを修正してください。
無呼吸	高	●●● ●●	・患者の状態を確認してください。 ・アクティブ回路を使用している場合は、プロキシマル圧力ラインを点検 し、挟まれたり結露したりしていないことを確認してください。
Vte上限/下限 Vti上限/下限 呼吸回数上限/下限 分時換気量上限/下限	高	●●● ●●	・患者の状態を確認してください。
吸気圧上限	中～高	● (初回と2回目) ●●● (連続3回) ●●● ●● (連続10回)	・患者の状態を確認してください。 ・呼吸回路を点検し、ねじれたり挟まれたりしていないことを 確認してください。 ※問題が継続するとアラームのレベルが上がります。
吸気圧下限	高	●●● ●●	・患者の状態を確認してください。 ・呼吸回路にリークがないか、または回路が外れていないかを 確認してください。 ・アクティブ回路を使用している場合は、プロキシマル圧力ラインを 点検し、挟まれたり結露したりしていないことを確認してください。

アラーム発生時の標準的な対処順序

- ① アラームが発生。
- ② 患者の安全を確認してください。
- ③ アラームの内容を確認してください。(アラーム音停止ボタンを1度押すとアラームが消音できます。)
- ④ 上記アラーム対応表を参照し、問題を解決してください。
- ⑤ アラームの原因が改善されたことを確認し、リセットボタンを押してアラームをリセットしてください。

7 アラームトラブルシューティング (2)

アラーム内容と画面表示	レベル	アラーム音	対処
バッテリー電圧低下	中～高	●●● 〔「中」残量約20分〕 ●●● ●● 〔「高」残量約10分〕	・別のバッテリーに切り替えてください。 ・または、AC電源に切り替えて、電圧が低下したバッテリーを再充電してください。 ・バッテリーを再充電してもアラームが繰り返し発生する場合は、バッテリーを交換してください。
高温	中～高	●●● 〔「中」レベル〕 ●●● ●● 〔「高」レベル〕	・機器の近くに熱源がないかを確認してください。 ・インレットフィルタを点検し、必要に応じて交換してください。 ・冷却用通気孔が塞がれていないことを確認してください。 ・機器を内部バッテリーまたは着脱式バッテリーで動作させている場合は、涼しい場所に移動するか、AC電源または鉛酸バッテリーに切り替えてください。
着脱式バッテリー要交換	低 または 高	●● 〔「低」レベル〕 ●●● ●● 〔「高」レベル〕	・着脱式バッテリーを交換してください。 ・着脱式バッテリーを交換する間、代替バッテリーまたはAC電源に切り替えてください。
キーパッドが押されたままです	低	●●	・キーが機器のケース内に引っかかっていないか確認してください。 ・アラームが繰り返し発生する場合は、弊社各営業所まで連絡してください。
温度が原因でバッテリー放電が停止しました	情報	●	・機器の近くに熱源がないかを確認してください。 ・冷却用通気孔が塞がれていないことを確認してください。
温度が原因でバッテリーが充電しません	情報	●	・機器の近くに熱源がないかを確認してください。 ・冷却用通気孔が塞がれていないことを確認してください。 ・機器が冷たすぎる場合は、機器が温まるようにしてください。
バッテリーが充電しません	情報	●	・内部バッテリーの場合は代替の人工呼吸手段(手動蘇生器または別の人工呼吸器)に切替えて、弊社各営業所まで連絡してください。
外部バッテリーを点検してください	情報	●	・外部バッテリーへの接続を確認してください。 ・使用可能な場合は、他の外部バッテリーと交換してください。
バッテリーが消耗しました	情報	●	・残量がゼロになったバッテリーを他のバッテリーと交換するか、またはAC電源(使用可能な場合)に切り替えてください。
AC電源外れ	中	●●● 〔「中」レベル〕	・電源コードを確認してください。 ・電源コードが外れていた場合は接続し直してください。
外部バッテリー外れ	情報	●	・外部バッテリーと機器との接続を確認してください。
着脱式バッテリー外れ	情報	●	・着脱式バッテリーと機器との接続を確認してください。
バッテリーで起動	情報	●	・バッテリーの状態をチェックしてください。 ・バッテリー電源で機器を作動させられる時間を判断してください。
カードエラー	情報	●	・SDデータカードの書き込み保護スイッチを確認してください。 ・SDデータカードを取り出し、交換してください。

機器のトラブルは...24時間対応、
安心の技術サポート

平日 9:00～17:30の受付

地域営業所・出張所・駐在

夜間・土日休日の受付 (平日17:30～翌9:00、土・日曜日と祝祭日)

機器安全センター フリーダイヤル 0120-633-881

販売名: トリロジー 200 plus 医療機器承認番号: 22600BZX00100000 高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器
販売名: トリロジー O2 plus 医療機器承認番号: 22600BZX00132000 高度管理医療機器 / 特定保守管理医療機器

製造販売業者

フィリップス・レスピロニクス合同会社

〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目825番地1

本社 〒108-8507 東京都港区港南二丁目13番37号フィリップスビル

マーケティング部 03-3740-3245

www.philips.co.jp/respironics/



© 2015 Philips Respiration G.K.

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくは「マーケティング部」までお問合せください。記載されている製品名などの固有名詞は、Philips, Respiration, またはその他の会社の商標または登録商標です。PN 1117828 150107 R3-W Printed in Japan