

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea Essential

Voor gebruik op lichaam en gezicht

Behandeling onderbenen in 22 minuten

> 200.000 lichtflitsen

Compact ontwerp met snoer



SC1983/00



Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn

Philips Lumea Essential verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam en gezicht te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Haar blijft lang weg met IPL-technologie

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief
- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken
- Geschikt voor verschillende haar- en huidtypen

Veilig en effectief voor gezicht en lichaam

- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden
- Skin Tone-sensor
- Zachte behandeling

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Het kleinste en lichtste apparaat uit de Lumea-serie
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Vijf instelbare lichtsterktes


Kenmerken

IPL technologie




Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd en is afgeleid van de technologie die in professionele schoonheidssalons wordt gebruikt. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande huidspecialisten. Ruim tien jaar lang heeft Philips uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met meer dan 2000 vrouwen.

Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier behandelingen elke twee weken. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de

behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is dit product NIET geschikt voor een donkere huid.

Toepassingsgebieden



Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Skin Tone-sensor



De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie voor

extra veiligheid. Als deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

Zachte behandeling



Zacht voor uw huid.

Kleinste en lichtste Lumea

De Philips Lumea Essential is het kleinste en lichtste apparaat uit de Lumea-serie. Het is eenvoudig vast te houden en u kunt de gebieden die u wilt behandelen gemakkelijk bereiken.

Geen vervangende onderdelen nodig



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

Glij- en fitsmodus



De hoofdmodus maakt een glijdende beweging mogelijk voor gemakkelijk en consistent gebruik.

Specificaties

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 200.000 pulsen afgeven

Toepassingsgebieden

Lichaamszones: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Adapter: 24 V / 1500 mA

Vermogen

Voltage: 100 - 240 V

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Behandeltijd

Onderbeen: 11 min.

Oksel: 1,5 min.

Bikinilijn: 1,5 min.

Delen van het gezicht: 2,5 min.

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor een gemakkelijke glijdende beweging

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling van lichaamscontouren

