



#### IPL - långvarig hårborttagning

- Hårfri hud i upp till 8 veckor
- Undvik stickig utväxt och irriterad hud
- Extra säkerhetsfilter för ansiktet
- Hudtonssensor

SC1997/00

## Skonsam, långsiktig hårminskning

Philips Lumea IPL Advanced är en snabb och effektiv IPL-modell för dig som vill ta bort oönskad hårväxt på kroppen samt i ansiktet. IPL (Intense Pulsed Light) reducerar hårväxten upp till 75 % redan efter 4 behandlingar. För långvarigt resultat bör behandlingen upprepas var fjärde till var åttonde vecka. Denna modell har ett extra tillbehör som är speciellt anpassat för behandling av oönskad hårväxt i ansiktet.

#### Fördelar

##### Varaktig hårborttagning med IPL-teknologi

- IPL-teknologi för säkert hemmabruk
- Ljuspulser söver hårsäckarna
- Kliniskt bevisat resultat
- Lämpliga hår- och hudtyper

##### Säker, snabb och effektiv både på kroppen och i ansiktet

- Tillämpningsområden
- Snabb och effektiv hårborttagning
- Extra tillbehör för ansiktet

- Hudtonssensor för extra säkerhet
- Skonsam behandling

##### Maximal frihet, minimalt krångel

- Inga extralampor eller andra tillbehör behövs
- Släta ben i ett svep med "Slide & Flash"
- Fem intensitetsnivåer

# PHILIPS

## Funktioner

### IPL-teknologi




I Philips Lumea används en innovativ ljusbaserad teknologi kallad IPL (Intense Pulsed Light), samma teknologi som används på professionella skönhets-salonger. Philips har anammat den här teknologin och anpassat den för säker användning hemma. Philips har arbetat tätt tillsammans med hudvårdsexperten för att utveckla IPL för hemmabruk. Vi har genomfört omfattande forskning på IPL-teknologin i över 10 år tillsammans med mer än 2 000 kvinnor för att kunna presentera IPL för säker och effektiv användning hemma.

### Len hud varje dag



Ljuspulserna i Philips Lumea är inte fullt lika starka som de som används på salong, vilket innebär att metoden inte ger permanent hårborttagning utan behandlingen måste upprepas med jämna mellanrum. Philips Lumea avger lätta ljuspulser mot hårrötterna. Ljuset absorberas av melaninet (pigmentet) i håret och omvandlas till ljusenergi (värme). Värmen stimulerar hårsäcken att gå in i en vilofas. Resultatet blir att håret faller av och återväxt förhindras, vilket leder till att mängden hår som växer ut gradvis minskar. Du bör upprepa behandlingen var fjärde till var åttonde vecka för att förhindra att hårrötterna börjar producera hårstrån igen.

### Kliniskt bevisat resultat



Vi på Philips har forskat i IPL-teknologin i över 20 år, och är stolta att kunna erbjuda IPL-metoden för säker hårborttagning hemma. Kliniska tester visar att Lumea IPL reducerar hårväxten med över 75 % redan efter fjärde behandlingen. Om du upprepar behandlingen (var 4:e till 8:e vecka beroende på individuell hårväxt) håller sig benen släta och hårfria i upp till åtta veckor. Du kan förstora bilden genom att klicka på den i bildgalleriet längst upp på den här sidan. Du kan i lugn och ro prova denna produkt i 120 dagar. Är du inte nöjd får du pengarna tillbaka. Philips 120 dagars garanti gäller oavsett var du väljer att köpa din produkt, men du måste vända dig till Philips för att kunna utnyttja garantin. För mer information, kontakta Philips kundtjänst.

### Lämpliga hår- och hudtyper



Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljuspulsbaserade behandlingar, beror behandlingens effekt på nivån av melanin i håret. Melanin är det färgpigment i håret som absorberar IPL. Ljuspulsbehandlingar är inte effektivt på ljusblont, vitt/grått eller rött hår, eftersom hårstrån i dessa färger inte har tillräckligt mycket melanin. IPL-behandling är inte heller lämplig för personer med naturligt mörk hudton.

Titta på matrisen för hud- och hårtyper för att avgöra vilken ljusintensitet som är bäst för dig samt om hårborttagning med IPL fungerar på just din hår- och hudtyp.

### Tillämpningsområden



Lumea IPL kan tryggt användas för hårborttagning i ansiktet (överläpp, haka, kinder, polisonger) och på hela kroppen, inklusive ben, armhålor, bikinilinj, underliv, mage och armar. I denna modell ingår även ett ansiktsfilter för extra säkerhet vid hårborttagning i ansiktet.

### Snabb behandling på ben



Lumea Advanced har ett stort behandlingsfönster (4 cm<sup>2</sup>) som gör att du snabbt kan behandla stora ytor på kroppen.

### Extra säkerhet för ansiktet



För ansiktet finns ett mindre tillbehör med extra säkert filter för hårborttagning på den känsliga ansiktshyn. Dels blir det lättare att komma åt med det mindre fönstret, dels är det röda filtret anpassat för den tunnare hyn i ansiktet.

### Hudtonssensor



Den inbyggda hudtonssensorn mäter hudtonen på ytan som ska behandlas. Om hudtonen är för mörk stoppas ljuspulserna automatiskt.

### Skonsam behandling



Skonsam mot huden.

## Inga reservdelar krävs




Lumea IPL levereras startklar. Du behöver inte köpa till några extralampor, gel eller andra tillbehör.

## Slide and Flash-läge



Genom inställningen "Slide & Flash" håller du bara in behandlingsknappen och drar sedan behandlingsfönstret över huden. Med denna funktion blir behandlingen snabbare och smidigare.

## Fem intensitetsnivåer



Philips Lumea har fem justerbara intensitetsnivåer för att garantera en skonsam men effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas IPL-behandling säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga kroppsdelar.

## specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

## Tekniska specifikationer

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Högrestandalampa    | Producerar >250 000 ljuspulser                  |
| Tillämpningsområden |                                                 |
| Kroppsdelar         | Armar<br>Ben<br>Mage<br>Bikini<br>Under armarna |
| Ansiktets delar     | Haka<br>Polisonger<br>Överläpp                  |

## Tillbehör

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Precisionstillbehör (2 cm <sup>2</sup> )           | För säker användning på ansiktet |
| Tillbehör för kroppsbehandling (4cm <sup>2</sup> ) | För användning nedanför halsen   |

## Medföljande tillbehör

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Anvisningar för användning | Användarhandbok |
| Förvaring                  | Fodral          |
| Adapter                    | 24 V/1500 mA    |
| Tillbehör                  | Rengöringsduk   |

## Effekt

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Spänning             | 100–240 V |
| Användning med sladd | Ja        |

## Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Integrerat UV-filter       | Skyddar din hud från UV-ljus        |
| 5 lampenergiinställningar  | Justerbar för din hudtyp            |
| Integrerat säkerhetssystem | Förhindrar oavsiktliga ljussignaler |
| Hudtonssensor              | Upptäcker hudtonen                  |

## Service

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Garanti | 2 års global garanti |
|---------|----------------------|

## Användningstid

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Underben        | 8 min |
| Under armarna   | 1 min |
| Bikininlinje    | 2 min |
| Ansiktets delar | 2 min |

## Programläge

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Slide and Flash    | För bekväm behandling             |
| Med och utan sladd | Med sladd                         |
| Steg för steg-läge | För behandling på kurviga områden |

## Förpackningens mått

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Höjd                          | 19,00 cm       |
| Bredd                         | 26,60 cm       |
| Djup                          | 12,00 cm       |
| Nettovikt                     | 0,73 kg        |
| Bruttovikt                    | 1,04 kg        |
| EAN                           | 08710103746997 |
| Antal produkter som medföljer | 1              |
| Ursprungsland                 | HU             |
| Harmoniserad systemkod        | 854370         |

## Yttre kartong

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Längd                        | 19,70 cm       |
| Bredd                        | 24,80 cm       |
| Höjd                         | 28,00 cm       |
| Bruttovikt                   | 2,23 kg        |
| EAN                          | 18710103746994 |
| Antal konsumentförpackningar | 2              |



data som kan komma att  
ändras  
2019, Maj 24  
Version: 7.6.1  
EAN: 08710103746997

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)