

PHILIPS

IPL
hårfjerningssystem

Lumea Comfort

Til bruk på kroppen og i ansiktet

22 minutter for å behandle
leggene

Levetid >100,000
lyspulseringer

Kompakt design med ledning



SC1982/00



Kompakt IPL-løsning

for å hindre gjenvekst og holde huden glatt

Philips Lumea Comfort IPL-hårfjerningssystem fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av hår både i ansiktet og på kroppen. Forsiktige lyspulser, som tilføres regelmessig, holder huden silkemyk hver dag.

Hårfjerning med IPL-teknologi

- Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem

Langvarig glatt hud

- Effektiv uten problemer
- Gled deg over glatt hud hver dag

Trygg og effektiv i ansiktet og på kroppen


- Fem justerbare innstillinger for lysenergi
- Trygg og effektiv, selv på sensitive områder
- Hudfargesensor
- Modus for glidende lysglimt for en mer praktisk påføring
- Egnet for forskjellige hår- og hudtyper

Den mest kompakte Lumea-designen

- Ingen ekstradelers, ingen skjulte kostnader
- De minste og letteste enheten i Lumea-serien

Høydepunkter

Gled deg over glatt hud hver dag



Philips Lumea bruker forsiktige lyspulser på hårrøttene. Resultatet er at håret faller av naturlig, og gjenveksten hemmes. Du kan gjenta denne behandlingen regelmessig for å opprettholde glatt hud hver dag.

Effektiv uten problemer

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte. Hvis du vil forstørre dette bildet, klikker du på bildet i bildegalleriet øverst på denne siden

IPL-teknologi



Philips Lumea Comfort bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i hjemmet. Philips samarbeidet

tett med ledende hudspesialister for å utvikle denne teknologien. I over 10 år har Philips gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser på IPL-teknologien med over 2000 kvinner.

Passende hår- og hudtyper

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	49	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Philips Lumea Comfort fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Lumea Comfort IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Hvis du vil forstørre dette bildet, klikker du på bildet i bildegalleriet øverst på denne siden

Bruksområder



Du kan trygt bruke produktet for å fjerne hår i ansiktet (overleppen, haken) og kroppsdeler som bena, armhulene, bikinilinen, magen og armene.

Fem lysenergiinnstillinger




Philips Lumea Comfort har fem justerbare innstillinger for lysenergi som sørger for en behagelig, men effektiv behandling. Når den brukes på riktig måte, er IPL-behandlingen til Philips Lumea sikker og skånsom å bruke selv på sensitiv hud og sensitive områder på kroppen.

Hudfargesensor



Den unike hudfargesensoren måler den behandlede hudtypen i begynnelsen av hver økt og av og til i løpet av økten. Hvis den oppdager en hudfarge som er for mørk for Lumea Comfort, vil den automatisk stoppe å sende ut lyspulser.

Modus for glidende lysglimt



Lumea Comfort gjør at det er mulig med en glidende bevegelse for en mer praktisk og kontinuerlig påføring.

Minste og letteste Lumea

Philips Lumea Comfort er den minste og letteste i Lumea-serien. Den er lett å holde og når enkelt alle områdene du ønsker å behandle.

Trenger ikke ekstradeler



Philips Lumea Comfort er en komplett løsning som er klar til bruk med én gang. Og den trenger ikke ekstra lyskilder eller geléer.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy ytelse: Leverer

> 100 000 lysglimt

Lysets partikkelstrøm (J/cm²): maks. 4

Lysspekter: 475~1200 nm

Bruksområder

Områder på kroppen: Armer, Ben, Mage, Bikinilinje, Armhulene

Ansiktsområder: Hake, Kinnskjegg, Overleppe

Deler som medfølger

Bruerveiledning: Hurtigstartveiledning,

Brukerhåndbok

Adapter: 12 V / 1500 mA

Drift

Spenning: 100–240 V

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filer: Beskytter huden mot UV-stråler

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Hudtonesensor: Gjenkjenner hudtypen

Service

Garanti: 2-års global garanti

Påføringstid

Legg: 11 min.

Armhule: 1,5 min

Bikininlinje: 1,5 min

Ansiktsområder: 2,5 min.

Programmodus

Kan brukes med og uten ledning: Med ledning

Glidende lysglimt: For enkel bevegelsespåføring

Trinn og lysglimt: For behandling på kurvede områder

