

PHILIPS

IPL - Tüy alma
cihazı

Lumea Prestige

3 akıllı başlık

Hassas bölgeler, vücut, yüz

SmartSkin sensörü ile

Kablosuz ve kablolu kullanım



BRI953/00



6 ay boyunca* tüylerden arınmış, pürüzsüz cildin
keyfini çıkarın

En iyi sonuçlar için tasarlanan akıllı başlıklar

Şimdiye kadarki en güçlü IPL cihazımız Philips Lumea Prestige, vücudunuzun kıvrımlarına göre tasarlanmıştır ve en kolay evde kullanım deneyimini sunar. Benzersiz kavrisli ve akıllı başlıkları vücudunuzun kıvrımlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bu sayede uygulama programları her bir vücut bölgenize uyumlu hale gelir.

Lumea IPL teknolojisi ile her zaman pürüzsüz cilt

- Dermatologlarla birlikte geliştirilen, evde kullanıma yönelik uzman IPL teknolojisi
- Kanıtlanmış güvenli ve etkili uygulama
- Birçok tüy ve cilt tipine uygundur
- Kablosuz veya kabloyla kullanın

Farklı vücut bölgeleri için özel uygulama

- Akıllı başlıklar sayesinde her bölgeye uyumlu uygulama
- Yüz bölgesi için ek filtreli hassas başlık
- Bikini bölgesi, koltuk altları için orta büyüklükte, hassas uygulama başlığı
- İçeride doğru eğimli tasarımı sahip geniş vücut başlığı

Maksimum özgürlük, minimum uğraş


- SmartSkin sensörü ile
- ÜCRETSİZ Lumea Uygulaması ile kişisel eğitmeniniz parmaklarınızın ucunda
- Yedek parça yok, ek masraf yok



asimpleswitch.com

Özellikler

Lumea, tüylerin yeniden uzamasını engeller*



IPL, (Intense Pulsed Light) Yoğunlaştırılmış Atışlı Işık anlamına gelir. Philips Lumea, tüy köküne hassas ışık atışları uygulayarak kökü bir dinlenme aşamasına geçirir. Sonuç olarak, vücudunuzda uzayan tüylerin miktarı zaman geçtikçe azalır. Uygulamanın tekrarlanması cildinizi tüylerden anıdırarak pürüzsüz ve yumuşak hale getirir. Tüylerin yeniden uzamasını önlemenizi sağlayan bu işlemin uygulanması, hassas bölgelerde bile güvenlidir. Philips Lumea, evinizin rahatlığında kolay ve etkili kullanım için klinik olarak test edilmiş ve dermatologlarla birlikte geliştirilmiştir.

Kanıtlanmış etki

Tarafsız araştırmalar, yalnızca 3 uygulama gibi kısa bir sürede tüylerde %92'ye kadar azalma olduğunu göstermektedir**. İlk 4 uygulama 2 haftada bir yapılmalıdır. Daha sonra istediğiniz sonuçları görmeye başlarsınız. Bu sonuçları görmeye devam etmek için 4 haftada bir rötuş uygulaması yapın. 8 rötuş uygulamasından sonra 6 ay boyunca* tüylerden anırmış cildin keyfini çıkarabilirsiniz. Bu resmi büyütmek için lütfen bu sayfanın üst kısmında yer alan görüntü galerisinde görüntüye tıklayın.

Uygun tüy ve cilt tipleri



Philips Lumea Prestige, birçok tüy ve cilt tipinde etkili, kolay ve güvenli bir şekilde çalışır. Çok beyaz ile esmer cilt tonları arasında ve doğal koyu sarı, kahverengi, siyah tüylerde etki gösterir. Diğer IPL tabanlı uygulamalar gibi, Philips Lumea da beyaz/gri, açık sarı veya kırmızı tüylerde ve çok koyu renkli ciltlerde

kullanıma uygun değildir. Bunun nedeni tüy rengi pigmenti ve cilt tonu pigmenti arasında yüksek kontrast gerekmesidir.

Vücut bölgelerinde uygulama



Vücudunuzdaki tüyleriniz ve kıvrımlarınız her bölgede değişiklik gösterir. Bu nedenle en iyi sonuçları aldığınızdan emin olmak için her bölgeye farklı bir uygulama yapmanız gereklidir. Philips Lumea Prestige, vücut (bacaklar, kollar, karn) ve yüz (dudak üstü, çene) bölgeleri için benzersiz kavisli, akıllı başlıklara sahiptir. Akıllı başlıkların her biri şekil, pencere boyutu ve filtre kombinasyonlarına göre değişiklik gösterir ve cihaza takıldığında her vücut bölgesi için özel olarak tasarlanmış bir uygulama programını etkinleştirir. Titizlikle hazırlanmış tasarım ve kişiye özel uygulamanın birleşimi sayesinde hassas bölgelerde bile etkili ve güvenli uygulama sağlanır.

Yüz başlığı



Yüzünüzdeki tüylere nazik ama etkili bir uygulama yapabilmemiz için bu başlık dudak üstü, çene veya çene çizgisinde hassas kullanıma yönelik 2 cm'lik küçük ve düz bir pencereye sahiptir ve özenle tasarlanmıştır. Bu başlık ekstra entegre filtreye sahiptir ve akıllı başlık cihaza takıldığında ışık uygulamasını otomatik olarak ayarlar. Kadınların %84'ü yüzde tüy alma uygulamasından memnun kaldığını belirtmiştir***.

Hassas uygulama başlığı



Hassas uygulama başlığı, bikini ve koltuk altı bölgelerine hassas uygulama için orta büyüklüktedir ve kavisli tasarım ile 3 cm2 pencere boyutuna sahiptir. Cihaza takıldığında, bu vücut bölgelerine özel olarak oluşturulmuş uygulamayı başlatır.

Vücut için uygulama başlığı



Vücut başlığı en geniş uygulama alanına sahiptir (4,1 cm2). Bu sayede bacaklar, kollar ve karn bölgesi gibi geniş vücut bölgelerinde hızlı uygulama için idealdir. İçeride doğru kavisli tasarım, vücut kıvrımlarını takip ederek ciltte optimum temas sağlar. Bu akıllı başlık cihaza takıldığında, bu vücut bölgelerine uygun, özel olarak tasarlanmış bir uygulama programı otomatik olarak etkinleşir. Kadınların %83'ü bacaklarındaki tüy azalmasından memnun kaldığını belirtmiştir***.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logo

Philips Çevreci Ürünler maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırılık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Uygulama alanları

Vücut bölgeleri: Kollar, Bacaklar, Kann

Yüz bölgeleri: Çene, Dudak üstü, Favoriler

Hassas bölgeler: Koltuk altları, Bikini bölgesi

Başlıkların teknik özellikleri

Vücut uygulama başlığı: Pencere boyutu: 4,1 cm2, Şekil: Dışbükey kıvrımlı, Vücuda özel uygulama

Yüz uygulama başlığı: Şekil: Düz, Pencere boyutu: 2 cm2, ekstra filtre, Yüze özel uygulama

Hassas uygulama başlığı: Şekil: İçbükey kıvrımlı, hassas, Pencere boyutu: 3 cm2, Koltuk altlarına özel uygulama, Bikini bölgesine özel uygulama

Uygulama modu

Kaydırarak Uygulama: Hızlı uygulama için

Kaldırarak Uygulama: Küçük bölgelerde uygulama için

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablosuz ve kablolu kullanım

Güvenlik ve değiştirilebilir ayarlar

5 ışık enerjisi ayarı: Cilt tipinize göre

ayarlanabilir

Entegre güvenlik sistemi: İstenmeyen atışları önler

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karşı korur

Cilt Tonu sensörü: Cilt tonunuzu algılar

SmartSkin sensörü: İsteğe uygun ayarlama

Uygulama süresi

Alt bacak: 8,5 dk

Bikini çizgisi: 2 dk

Koltuk altı: 2,5 dk

Yüz bölgeleri: 1,5 dk

Teknik spesifikasyonlar

Yüksek performanslı lamba: 250.000'den fazla ışık atışı gönderir

Güç

Gerilim: 100-240 V

Dahil olanlar

Adaptör: 19,5 V / 4000 mA

Kullanım talimatları: Kullanım kılavuzu

Saklama: Şık saklama kılıfı

Servis

Garanti: Dünya çapında 2 yıl garanti

