

PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée

Lumea Prestige

Pour le corps

15 minutes pour les demi-jambes

> 250 000 flashes

Appareil sans fil



SC2005/00



Une peau lisse en permanence*

D'une efficacité inégalée, l'épilateur à lumière pulsée sans fil Philips Lumea Prestige fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Épilation longue durée grâce à la technologie de lumière pulsée

- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort
- Adapté pour une utilisation sûre et efficace chez vous
- Convient à de nombreux types de peau et de poils

Douceur et efficacité, même sur les peaux sensibles

- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide
- Utilisation tout en douceur

Liberté absolue, contraintes minimales

- Sans fil, ultra-pratique
- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Lumea Prestige fourni avec une housse de luxe



asimpleswitch.com


Points forts

Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.

Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légers flashes à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

L'efficacité sans effort

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les deux semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Types de peaux et de poils adaptés




Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blanc. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Zones d'application



Parfaitement sûr pour toutes les zones du corps : jambes, aisselles, maillot, bras et ventre.

Flashage rapide des jambes



Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide sur les zones étendues telles que les jambes.

Utilisation tout en douceur



Respecte votre peau.

Sans fil, ultra-pratique



La conception sans fil exclusive de Lumea permet d'atteindre tous les recoins du corps, pour une utilisation ultra-pratique.

Aucune pièce de rechange nécessaire



Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Spécificités techniques

Lampe haute performance: Produit
> 250 000 flashes

Zones d'application

Parties du corps: Bras, Jambes, Ventre,
Maillot, Aisselles

Accessoires

Accessoire corps (4 cm²): Pour l'utilisation sur
les zones en dessous du cou

Accessoires inclus

Chargeur: Chargeur multi-tension
Conditions d'utilisation: Mode d'emploi
Rangement: Pochette de luxe
Accessoire: Tissu de nettoyage

Alimentation

Temps de charge: 100 min
Autonomie: 370 flashes minimum
Tension: 100-240 V

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des
rayons UV
5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à
votre type de peau
Système de sécurité intégré: Évite les flashes
accidentels

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Durée d'utilisation

Demi-jambe: 8 min
Aisselle: 1 min
Maillot: 1 min

Mode d'application

Flash Continu & Manuel: Pour une application
pratique
Utilisation avec ou sans fil: Sans fil
Flash & Manuel: Pour une utilisation sur les
courbes

