

PHILIPS

IPL-
ihokarvanpoistolaite

Lumea Prestige

Vartalolle, kasvoille ja bikinial.

Säärien käsittely 15 minuutissa

>250 000 lampun välähdystä

Johdoton muotoilu



SC2009/00



Pysyvästi karvaton tunne*

Philips Lumea Prestige on tehokkain johdoton IPL-ratkaisu. Se estää uusien ihokarvojen kasvun kasvoilla ja vartalolla uskomattoman tehokkaasti. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen.

Pitkäkestoinen ihokarvojen poisto IPL-tekniikalla

- Sileä iho joka päivä
- Vaivattoman tehokas
- Tehokas ja turvallinen kotikäyttöön tarkoitettu laite
- Soveltuu eri hius- ja ihotyypeille

Tehokas ja hellävarainen kasvoille, vartalolle ja bikinialueelle

- Turvallinen ja tehokas herkillekin alueille
- Suuri käsittelyikkuna nopeuttaa käyttöä
- Kasvolisäosa turvalliseen kasvojen käsittelyyn
- Lisäosa erityisesti bikinialueen karvojen käsittelyyn
- Hellävarainen hoito

Vaivatonta vapautta

- Langatonta käyttömukavuutta
- Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia
- Viisi valotehoasetusta



asimpleswitch.com


Kohokohdat

IPL-tekniikka



Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips kehitti tämän mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän tiiviissä yhteistyössä johtavien ihotautilääkärien kanssa. Tuotetta testattiin laajoin kuluttajatuotkimuksin yli 10 vuoden ajan yli 2 000 vapaaehtoisen avulla.

Sileä iho joka päivä



Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvankasvu kehossa vähenee vähitellen. Kun toistat käsittelyn, iho pysyy kauniin sileänä ja pehmeänä.

Vaivattoman tehokas

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Kliinisten tutkimustemme mukaan jo kahden viikon käsittely vähentää karvankasvua ja pitää ihon karvattomana ja pehmeänä. Saat säilytettyä tuloksen toistamalla käsittelyn aina tarvittaessa. Käsittelykertojen väli vaihtelee yksilöllisen karvankasvunopeuden mukaan. - Jos haluat suurentaa kuvan, napsauta sitä tämän sivun ylälaidan kuvagalleriassa.

Sopivat ihokarva- ja ihotyypit




Philips Lumea tehoaa hyvin (luonnostaan) tummanvaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI muiden valoon perustuvien käsittelyjen tavalla tehoa punaisiin, erittäin vaaleisiin, valkoisiin tai harmaisiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI myöskään sovellu henkilöille, joilla on erittäin tumma iho.

Käyttöalueet



Voit huoletta käyttää laitetta karvojen poistamiseen kasvoista (ylähuuli, leua ja pulisongit), sääristä, kainaloista, bikinialueelta, vatsan alueelta sekä käsivarsista.

Nopea jalkojen käsittely



Suuri käsittelyikkuna nopeuttaa suurien ihoalueiden, kuten jalkojen, käsittelyä.

Turvallinen myös kasvoille



Kasvolisäosassa on erikoismuotoiltu integroitu suodatin, jonka avulla ylähuulen, leuan ja pulisongien käsittely onnistuu turvallisesti ja miellyttävästi. Sitä voi käyttää myös muiden herkkien ihoalueiden, kuten kainaloiden ja muiden hankalien alueiden käsittelyyn.

Bikini-rajalisäosa



Bikini-rajalisäosa on suunniteltu bikinialueen karvojen tehokkaaseen käsittelyyn. Bikinialueen ihokarvat kasvavat yleensä voimakkaammin ja paksumpina kuin säärikarvat.



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöikä kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Tuottaa >250 000 välähdystä

Käyttöalueet

Kehon alueet: Käsivarret, Jalat, Vatsa, Bikiniraja, Kainalat

Kasvot: Leuka, Pulisongit, Ylähuuli

Lisäosat

Vartalolisäosa (4 cm²): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin

Bikininirajalisäosa (2 cm²): Bikinialueen erikoiskäsittely

Kasvolisäosa (2 cm²): Turvallinen myös kasvoille

Pakkauksen sisältö

Laturi: Monijännitteinen laturi

Käyttöohjeet: Käyttöopas

Säilytys: Ylellinen pussi

Tarvike: Puhdistusliina

Virta

Latausaika: 100 min.

Käyttöaika: vähintään 370 välähdystä

Jännite: 100 – 240 V

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle

ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Käyttöaika

Sääri: 8 min

Kainalat: 1 min.

Bikininirajat: 1 min.

Kasvot: 1 min.

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Mukava käyttää

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdoton

Leima ja välähdys: Kaareville ihoalueille

