

# PHILIPS

Ihokarvojen IPL-  
poistojärjestelmä

Lumea



SC2001/01



## Estä uusien karvojen kasvaminen

IPL-ihokarvojenpoisto: nauti sileästä ihosta joka päivä

Philips Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmä estää uusien ihokarvojen kasvun uskomattomalla tavalla. Säännöllisesti käytettynä laitteen hellävaraiset valoimpulsit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen.

### **Pitkään kestävä sileys**

- Sileä iho joka päivä
- Vaivattoman tehokas

### **Ihokarvojen poistaminen IPL-tekniikalla**

- Turvallinen käyttää kotona
- Sopivat ihokarva- ja ihotyypit

### **Hellävarainen ja tehokas, myös herkälle iholle**

- Viisi valotehoasetusta
- Käyttöalueet

### **Vaivatonta vapautta**

- Langatonta käyttömukavuutta
- Vaihto-osia ei tarvita




[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Kohokohdat

## Pitkään kestävä sileys



Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtoavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.

## Vaivattoman tehokas



Kliiniset tutkimuksemme ovat osoittaneet karvankasvun merkittävää vähenemistä jo kahdella kahden viikon välein tehdyllä käsittelykerralla. Parhaat karvanpoistotulokset saatiin, kun käsittely toistettiin neljästä viiteen kertaa kahden viikon välein. Näiden tulosten säilyttämiseksi käsittely on toistettava neljästä kuuteen viikon välein. Käsittelykertojen väli voi vaihdella yksilöllisestä karvankasvun nopeudesta riippuen.

## IPL-tekniikka



Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips teki läheistä yhteistyötä

johtavien ihotautilääkärien kanssa mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän kehittämiseksi. Laajoja kuluttajatutkimuksia tehtiin yli 10 vuoden ajan yli 1 500 vapaaehtoisen avulla.

## Hellävarainen käyttö



Philips Lumean viisi valotehoasetusta takaavat hellävaraisen, mutta tehokkaan käsittelyn. Oikein käytettynä Philips Lumean IPL-käsittely on turvallinen ja hellävarainen käyttää myös herkällä kehon ja ihon alueilla.

## Langatonta käyttömukavuutta



Lumean ainutlaatuinen langattomuus takaa sen, että voit käsitellä minkä tahansa alueen juuri silloin, kun haluat.

## Vaihto-osia ei tarvita



Philips Lumea on toimintavalmis heti pakkauksesta otettaessa. Sen lisäksi tarvita vaihtolamppuja tai geelejä.

## Käyttöalueet



Voit käyttää laitetta huoletta ihokarvojen poistamiseen sääristä, kainaloista, bikinirajoista, käsivarsista sekä vatsan alueelta.

## Sopivat ihokarva- ja ihotyypit



Philips Lumea tehoaa hyvin (luonnostaan) tummanvaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI muiden valoon perustuvien käsittelyjen tavalla tehoa punaisiin, erittäin vaaleisiin, valkoisiin tai harmaisiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI myöskään sovellu henkilöille, joilla on erittäin tumma iho.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

# Tekniset tiedot

## Tekniset tiedot

**Valon tehoiheys (J/cm<sup>2</sup>):** 2–6,5 (asetuksen mukaan)

**Valospektri:** >570 nm

**Tehokas lamppu:** Tuottaa >80 000 välähdystä

## Käyttöalueet

**Kehon alueet:** Jalat, Kainalot, Bikinirajat, Käsivarret, Vatsa

## Lisäosat

**Vartalolisäosa (3 cm<sup>2</sup>):** Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin

## Pakkauksen sisältö

**Laturi:** Monijännitteinen laturi

**Käyttöohjeet:** Demo-DVD, Koko käyttöopas, Pikaopas

**Säilytys:** Pussi

## Virta

**Virransyöttö:** Ladattava akku

**Latausaika:** 100 minuuttia

**Käyttöaika:** Väh. 320 välähdystä

**Jännite:** 100 – 240 V

## Turvallisuus ja säädettävät asetukset

**Integroitu UV-suodatin:** Suojaa ihoa UV-valolta

**Turvarengasjärjestelmä:** Estää tahattomat välähdykset

**5 valotehoasetusta:** Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

## Huolto

**Takuu:** 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

