

PHILIPS

IPL-
ihokarvanpoistolaite

Lumea Prestige

SenseIQ-tekniikka

Tarkka, vartalolle ja kasvoille

Mukana SmartSkin-tunnistin

Johdottomaan ja johdolliseen
käyttöön



BRI953/00



Nauti sileästä ihosta jopa 6 kuukauden ajan* 3 älykästä lisäosaa – optimaaliset tulokset

Philips Lumea Prestige, jossa on SenseIQ-tekniikka, on tehokkain IPL-laitteemme. Käsittelyn tekeminen kotona on helppoa, koska Lumean älykkäät lisäosat mukailevat vartalon muotoja ja mukauttavat ohjelmat sopiviksi tietyille vartalon alueille.

Sileä iho pitkään Lumea IPL -tekniikalla

- Ammattitasoinen IPL-laitte kotikäyttöön, kehitetty yhdessä ihotautilääkärien kanssa
- Todistetusti hellävarainen ja tehokas
- Soveltuu eri ihokarva- ja ihotyypeille
- SenseIQ-tekniikka yksilölliseen karvanpoistoon
- Käytä johdollisena tai johdottomana

Ammattitasoinen IPL-käsittely vartalolle

- Älykkäät lisäosat mukauttavat ohjelmat sopiviksi tietyille vartalon alueille
- Tarkkuusosa bikinirajalle ja kainaloille
- Kaareva vartalolisäosa
- Tarkkuusosa ja suodatin kasvojen käsittelyyn

Vaivatonta vapautta


- Mukana SmartSkin-tunnistin
- Lumea IPL -sovellus. Mukana kaikissa käsittelyvaiheissa
- Ei osien vaihtoa, ei piileviä kustannuksia



asimpleswitch.com


Kohokohdat

Lumea estää uusien karvojen kasvamisen*




IPL on lyhenne sanoista Intense Pulsed Light. Philips Lumea stimuloivat ihokarvat siirtymään lepovaiheeseen lähettämällä hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvankasvu kehossa vähenee vähitellen. Kun toistat käsittelyn, iho pysyy kauniin sileänä ja pehmeänä. Philips Lumea on turvallinen ja hellävarainen laite uusien karvojen kasvun estämiseen myös herkällä ihoalueilla. Philips Lumea on kliinisesti testattu ja yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa kehitetty helppokäyttöinen ja tehokas laite kotikäyttöön.

Todistetusti tehokas



Puolueettomat tutkimuksen osoittavat, että karvankasvu vähenee jopa 92 % kolmen käsittelykerran jälkeen**. Tee ensimmäiset neljä käsittelyä kahden viikon välein ja seuraavat kahdeksan käsittelyä neljän viikon välein. 12 käsittelykerran jälkeen saat nauttia sileästä ihosta kuusi kuukautta*.


Sopivat ihokarva- ja ihotyypit



Philips Lumea Prestige tehoaa eri ihokarva- ja ihotyypeille. Se tehoaa vaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin sekä vaalealla ja

tummalla iholla. IPL edellyttää, että ihokarvan ja ihonsävyn värikontrasti on suuri, joten (muiden IPL-hoitojen tavoin) Lumea-laitetta ei voi käyttää valkoisten, harmaiden, erittäin vaaleiden tai punaisten ihokarvojen käsittelyyn. Eikä se sovellu erittäin tummalle iholle.

SenseIQ-tekniikka



Tunnistaa. Lumean SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihonsävyn ja ilmaisee sinulle miellyttävimmän valoasetuksen. Mukautuu. Älykkäät lisäosat mukauttavat ohjelmat vartalon eri alueille sopiviksi. Hoitaa. Iholääkärien kanssa kehitetty ja käyttäjien innoittama – herkkienkin alueiden hellävaraiseen, pitkäkestoiseen karvanpoistoon***.

Kehon eri osien käsittely



Vartalosi on yksilöllinen. Sen ihoa ja muotoja on siksi kohdeltava yksilöllisesti. Lumean koko vartalon lisäosat on tehty kaikille muodoille sopiviksi, ja ne mukauttavat ohjelmat sopiviksi tietyille vartalon alueille. Käyttöikkuna on suunniteltu siten, että ihokontakti on mahdollisimman suuri, eikä valoa pääse karkuun, jotta herkkienkin ihoalueiden käsittely on tehokasta ja hellävaraista.

Tarkkuusosa



Älykkäässä tarkkuusosassa on keskikokoinen 3 cm²:n ikkuna, jolla voi käsitellä tarkasti bikinirajan ja kainalot. Kaareva lisäosa myötäilee tarkasti vartalon muotoja ja takaa mahdollisimman suuren ihokontaktin. Kun lisäosa liitetään laitteeseen, se mukauttaa ohjelman sopivaksi tietyille vartalon alueelle.



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Käyttöalueet

Kehon alueet: Käsivarret, Jalat, Vatsa

Kasvot: Leuka, Ylähuuli, Leukalinja

Herkät alueet: Kainalot, Bikiniraja

Lisäosien tekniset tiedot

Vartalolisäosa: Ikkunan koko: 4,1 cm², Muoto: kupera ja kaareva, Vartalolle suunniteltu käsittelyohjelma

Kasvolisäosa: Muoto: litteä, Ikkunan koko: 2 cm², lisäsuodatin, Kasvoille suunniteltu käsittelyohjelma

Tarkkuuslisäosa: Muoto: kovera ja kaareva, tarkka, Ikkunan koko: 3 cm², Kainaloille suunniteltu käsittelyohjelma, Bikinialueelle suunniteltu käsittelyohjelma

Käyttötila

Liuku ja välähdys: Nopeaan käsittelyyn

Leima ja välähdys: Pienten alueiden käsittelyyn

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle ihotyypillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

Ihon sävyn tunnistin: Havaitsee ihon sävyn

SmartSkin-tunnistin: Oikea asetus tarpeen mukaan

Käyttöaika

Sääret: 8,5 min

Bikininirajat: 2 min

Kainalot: 2,5 min

Kasvot: 1,5 min

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Tuottaa > 250 000 välähdystä****

Virta

Jännite: 100 - 240 V

Pakkauksen sisältö

Sovitin: 19,5 V / 4 000 mA

Käyttöohjeet: Käyttöopas

Tallennustila: Ylellinen pussi

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu



* Karvankasvun väheneminen 12 käsittelykerran jälkeen: 78 % säärissä, 64 % bikinirajassa, 65 % kainaloissa

** Mitattu säärissä 3 käsittelykerran jälkeen, 27 naisella 55:stä tulos oli vähintään 92 %

*** Noudatettaessa käsittelyaika- ja -taulukko

**** Alankomaissa ja Itävallassa toteutettu tutkimus, 56 naista, kolmen kainaloiden, bikinirajan ja säärten käsittelykerran jälkeen, kahden kasvojen käsittelykerran jälkeen

***** Lampun käyttöikä on enintään Philipsin 2 vuoden maailmanlaajuisen takuun pituinen