

PHILIPS

Фотоэпилятор IPL для
удаления волос

Lumea Prestige

С технологией SenseIQ

Для небольших участков, тела и лица

С датчиком SmartSkin

Проводной и беспроводной
режимы работы



BRI953/00



Идеально гладкая кожа до 6 месяцев*

3 интеллектуальные насадки для оптимальных результатов

Philips Lumea Prestige с технологией SenseIQ — это наш самый эффективный IPL-эпилятор. Созданные для комфортного выполнения процедур в домашних условиях, интеллектуальные насадки Lumea идеально повторяют все контуры вашего тела и выбирают программы в соответствии с выбранным участком кожи.

Гладкая кожа надолго с технологией Lumea IPL

- Профессиональная IPL-технология, адаптированная для комфортного домашнего использования, разработанная совместно с дерматологами
- Доказанная безопасность и эффективность процедур
- Подходит для большинства типов волос и кожи
- Технология SenseIQ для персонализации удаления волос
- Использование в проводном и беспроводном режимах

Профессиональная технология IPL для вашей кожи

- Интеллектуальные насадки адаптируют программы под каждый участок вашего тела
- Точная насадка для области бикини и подмышек
- Изогнутая насадка для тела
- Насадка для лица с дополнительным фильтром для точечной обработки

Максимум свободы, минимум проблем


- С датчиком SmartSkin
- Приложение Lumea. Вместе с вами на протяжении всего пути
- Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов



asimpleswitch.com


Основные особенности

Lumea предотвращает повторный рост волос*




Сокращение IPL означает Intense Pulsed Light — интенсивный световой импульс. Philips Lumea направляет мягкий пульсирующий свет на корень волоса, стимулируя переход волосяного фолликула в фазу покоя. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При регулярном проведении процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго. Процедура предотвращения повторного роста волос безопасна и не вызывает болевых ощущений даже в чувствительных областях. Устройство Philips Lumea разработано совместно с дерматологами и протестировано в клинических условиях, чтобы вы могли легко и эффективно выполнять эту процедуру дома в удобное для себя время.

Доказанная эффективность



Независимые исследования показали, что уже после 3 сеансов** волосков становится до 92 % меньше. Выполняйте первые четыре процедуры с интервалом в 2 недели, а следующие восемь процедур — с интервалом в 4 недели. После 12 процедур вы сможете наслаждаться идеально гладкой кожей на протяжении 6 месяцев*.

Типы волос и кожи



Philips Lumea Prestige эффективно воздействует на разные типы волос и кожи. Он подходит для натуральных русых, каштановых и черных волос, а также для кожи от очень светлого до темного оттенков. Этот прибор, как и другие решения IPL, не подходит для удаления белых/седых, светло-русых и рыжих волос, а также для очень темной кожи. Эти ограничения связаны с тем, что для работы технологии необходима высокая контрастность пигментации кожи и волос.

Технология SenseIQ



Определяет. Датчик Lumea SmartSkin определяет оттенок кожи и подбирает наиболее комфортные именно для вас параметры импульса. Адаптирует. Доступны уникальные программы для каждого участка тела. Заботится. Прибор создан при поддержке дерматологов и с учетом потребностей потребителей, чтобы вы могли наслаждаться бережным и долгосрочным удалением волос даже на чувствительных участках кожи***.

Обработка разных участков тела



Ваше тело уникально. Поэтому ваша кожа, изгибы и контуры тела требуют особого ухода. Насадки Lumea для обработки всех участков тела идеально

повторяют контуры вашего тела, а при их установке прибор автоматически выберет нужную программу для той или иной области вашей кожи. Световое окошко обеспечивает тесный контакт с кожей и максимально эффективное использование света, чтобы вы могли эффективно и безопасно обрабатывать даже деликатные и чувствительные участки.

Насадка для точного подравнивания



Интеллектуальная точная насадка среднего размера имеет световое окошко 3 см² для точной обработки зоны бикини и области подмышек. Изогнутый дизайн точно повторяет контуры тела и обеспечивает тесный контакт с кожей. При установке насадок на устройство оно автоматически выбирает специальную программу для выбранных участков тела.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Области применения

Участки тела: Руки, Ноги, Живот

Лицо: Подбородок, Верхняя губа, Подбородок

Чувствительные области: Область подмышек,

Область бикини

Технические характеристики (насадки)

Насадка для тела: Размер окошка: 4,1 см², Форма: выпуклая и изогнутая, Особые настройки для обработки тела

Насадка для лица: Форма: плоская, Размер окошка — 2 см², дополнительный фильтр, Особые настройки для обработки лица

Насадка для точечной обработки: Форма: вогнутая, для точной обработки, Размер окошка: 3 см², Индивидуальные настройки для обработки подмышек, Индивидуальные настройки для обработки зоны бикини

Режим работы

Режим "Slide and Flash": Для быстрого результата

Режим "Stamp and Flash": Для обработки небольших участков

Проводной/беспроводной режим: Проводной и беспроводной режимы работы

Безопасные регулируемые настройки

5 настроек интенсивности вспышки: Выбор настройки в зависимости от типа кожи

Встроенная система безопасности: Предотвращает случайные вспышки

Встроенный УФ-фильтр: Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

Датчик цвета кожи: Определяет оттенок кожи

Датчик SmartSkin: Подсказки по выбору правильной настройки

Время воздействия

Голени: 8,5 мин

Линия бикини: 2 мин.

Подмышка: 2,5 мин.

Лицо: 1,5 мин.

Технические характеристики

Высококачественная лампа: Обеспечивает > 250,000 вспышек*****

Питание

напряжение: 100–240 В

В комплекте

Адаптер: 19,5 В / 4000 мА

Инструкции по эксплуатации: Инструкция по эксплуатации

Карта памяти: Роскошный футляр

Обслуживание

Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года



* Среднее уменьшение роста волос после 12 процедур: 78 % на ногах, 64 % в зоне бикини, 65 % в области подмышек
** * При проведении процедур на ногах: после 3 процедур 27 из 55 женщин отметили, что волос стало меньше как минимум на 92 %
*** * При соблюдении рекомендуемой частоты использования
**** * Исследования проводились в Нидерландах и Австрии с участием 56 женщин; результаты после проведения 3 процедур в области подмышек, зоне бикини, на ногах; после проведения 2 процедур на лице
***** * Международная 2-летняя гарантия Philips не увеличивается в зависимости от срока службы лампы