

PHILIPS

Épilateur à lumière
intense pulsée


Lumea Essential

Pour le corps et le visage

15 minutes pour les demi-
jambes

Durée de vie >100 000 flashes

Cordon extra-long



SC1996/11



Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils pour avoir la peau lisse chez soi

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps et le visage. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Épilation grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation sûre et efficace chez vous

Douceur longue durée

- L'efficacité sans effort
- Une peau douce et nette jour après jour

Facile à utiliser

- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Mode Slide & Flash pour un flashage facilité
- S'adapte à votre type de peau

Rapide, sûr et efficace sur le corps et le visage

- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Accessoire corps : utilisation rapide (15 min pour deux demi-jambes)
- Capteur de type de peau pour une sécurité renforcée
- Accessoire de précision pour plus de sécurité sur le visage




asimpleswitch.com


Aucune pièce de rechange nécessaire

L'efficacité sans effort

Une peau douce et nette jour après jour



5 réglages d'intensité lumineuse



Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Mode Slide & Flash



Le mode principal de flashage permet de faire glisser l'appareil sur la peau, pour une épilation plus confortable en continu.

Capteur de couleur de peau

Pour une sécurité renforcée, le capteur de type de peau intégré mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte une teinte trop foncée pour Lumea Essential, il arrêtera automatiquement d'émettre des impulsions lumineuses.

Technologie de lumière intense pulsée

Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 volontaires.

Accessoire de précision (2 cm²)

Grâce au filtre de lumière intégré supplémentaire, il peut être utilisé pour épiler les poils du visage en toute sécurité sur la lèvre supérieure, le menton, les joues et les autres zones sensibles.

Grand accessoire corps (4 cm²)



Le grand accessoire corps permet de flasher plus rapidement les zones étendues telles que les jambes.

Types de peaux et de poils adaptés

[illegible]

Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blancs. De plus, Philips Lumea n'est PAS adapté aux peaux très foncées.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Spécificités techniques

Spectre lumineux: Accessoire de précision > 600 nm, Accessoire corps : > 525 nm

Lampe haute performance: Produit > 100 000 flashes

Intensité lumineuse (J/cm²): Accessoire corps : 2,5 - 5, Accessoire de précision : 2,5 - 4,5

Zones d'application

Parties du corps: Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Parties du visage: Menton, Joues, Lèvre supérieure

Accessoires

Accessoire de précision (2 cm²): Pour une utilisation sous les yeux

Accessoire corps (4 cm²): Pour l'utilisation sur les zones en dessous du cou

Accessoires inclus

Conditions d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi

Rangement: Trousse

Adaptateur: 24 V / 1 500 mA

Alimentation

Tension: 100-240 V

Fonctionnement sur secteur

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre type de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Capteur de couleur de peau: Détecte le teint de votre peau

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Durée d'utilisation

Demi-jambe: 8 min

Slide & Flash: Pour une application pratique

Aisselle: 1 min

Maillot: 1 min

Parties du visage: 1 min

Mode d'application

Utilisation avec ou sans fil: Avec fil

