

PHILIPS

Systém na odstraňovanie
chlípkov IPL

Lumea Precision Plus

Pre použitie na tele a tvári

Oš. nôh od kol. d. za 15 min.

Životnosť > 100 000 svetelných
impulzov

Bezšnúrový dizajn



SC2003/11



Zabraňuje dorastaniu chlípok

Odstraňovanie chlípok technológiou IPL: vychutnajte si jemnú pokožku každý deň

Systém na odstraňovanie chlípok Philips Lumea IPL je naozaj zázračné riešenie, ktoré zabraňuje dorastaniu chlípok na tvári aj na celom tele. Pravidelné pôsobenie jemných svetelných impulzov zaručí hodvábne hladkú pokožku každý deň.

Dlhotrvajúca hladkosť

- Vychutnajte si jemnú pokožku každý deň
- Skvelé výsledky bez veľkej námahy

Odstraňovanie chlípok pomocou technológie IPL

- Prispôsobená na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti
- Vhodné pre rôzne typy chlípok a pokožky

Maximálna sloboda, minimálne ťažkosti

- Praktické bezšnúrové používanie
- Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady

Jemná a účinná aplikácia na tvári aj na tele

- Päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla
- Bezpečné a účinné použitie aj v citlivých oblastiach
- Presný nástavec na bezpečné použitie na tvári
- Väčší nástavec na telo pre rýchlejšie ošetrenie
- Režim zábleskov pri klzani pre jednoduchšie používanie



asimpleswitch.com

Hlavné prvky

Skvelé výsledky bez veľkej námahy



Naše klinické štúdie preukázali výrazné zníženie množstva chĺpkov už po štyroch použitiach raz za dva týždne, výsledkom čoho je hladká pokožka bez chĺpkov. Na zachovanie týchto výsledkov stačí zopakovať použitie podľa potreby. Čas medzi jednotlivými použitiami sa môže líšiť v závislosti od individuálneho tempa rastu chĺpkov.

Technológia IPL



Systém Philips Lumea používa inovačnú svetelnú technológiu IPL (Intense Pulsed Light, intenzívne pulzujúce svetlo), ktorá je založená na technológii používanej v profesionálnych salónoch krásy. Spoločnosť Philips prispôbila túto technológiu na bezpečné používanie v pohodlí vašej domácnosti. Spoločnosť Philips nadviazala úzku spoluprácu s poprednými svetovými dermatológmi s cieľom vyvinúť prelomový systém odstraňovania chĺpkov. Súčasťou tohto procesu bol aj rozsiahly spotrebiteľský výskum, ktorý trval viac než 10 rokov a zúčastnilo sa ho vyše 2000 žien.

Vhodné typy chĺpkov a pokožky




Systém Philips Lumea účinne funguje pri (prirodzene) tmavších blond chĺpkoch, hnedých a čiernych chĺpkoch. Podobne ako v prípade iných svetelných zákrokov, systém Philips Lumea NIE JE účinný pri svetlých blond chĺpkoch, ryšavých ani bielych či sivých chĺpkoch. Systém Philips Lumea NIE JE vhodný pre veľmi tmavú pokožku.

Päť úrovní intenzity svetla



Systém Philips Lumea ponúka päť nastaviteľných úrovní intenzity svetla pre jemné a účinné ošetrovanie. Ak sa systém Philips Lumea používa správne, ošetrovanie svetlom pomocou technológie IPL je bezpečné a šetrné aj v prípade citlivej pokožky alebo v citlivých oblastiach tela.

Oblasti aplikácie




Môžete bezpečne používať na odstraňovanie chĺpkov na tvári (horná pera, brada, sánka) a rôznych oblastiach tela vrátane nôh, podpazušia, oblasti bikín, brucha a rúk.

Praktické bezšnúrové používanie



Jedinečný bezšnúrový dizajn systému Lumea je navrhnutý na maximálny dosah a jednoduché používanie.

Zvýšená bezpečnosť pre použitie na tvári



Presný nástavec je vybavený ďalším integrovaným svetelným filtrom, ktorý umožňuje bezpečnú a jednoduchú aplikáciu na hornú peru, bradu alebo oblasť sánky. Môžete ho použiť aj na iné citlivé oblasti tela, napríklad podpazušie, oblasť bikín alebo iné ťažko prístupné oblasti.



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú znižovať náklady, spotrebu energie a emisie CO₂. Akým spôsobom? Ponúkajú významný environmentálny prínos v jednej alebo viacerých hlavných oblastiach ekologických priorít spoločnosti Philips – energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

Technické údaje

Technické špecifikácie

Svetelná fluencia (J/cm²): Nástavec na telo: 2 – 6 J/cm², Presný nástavec: 2 – 6 J/cm²

Svetelné spektrum: Nástavec na telo > 570 nm, Presný nástavec > 600 nm

Vysoko výkonná lampa: Výstup > 100 000 zábleskov

Bezpečnostné a upravitelné nastavenia

Systém bezpečnostného prstenca: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

5 nastavení intenzity svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Zabudovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Nohy, Podpažšie, Brucho, Oblasť bikín

Oblasti tváre: Brada, Kotlety, Horná pera

Nástavce

Nástavec na telo (4 cm²): Na použitie pod líniou krku

Presný nástavec (2 cm²): Pre bezpečné použitie na tvári

Čas aplikácie

Oblasť bikín: 4 min.

Predná časť: 1 min.

Spodná časť nôh: 8 min.

Záblesky pri kĺzaní: Pre jednoduché používanie

Záblesky pri postupnom posúvaní: Na ošetrovanie zakrivených oblastí
Podpažšie: 1 min.

Pribalené príslušenstvo

Pomôcky na uskladnenie: Puzdro

Pokyny pre použitie: Úplný návod na používanie, Stručná príručka spustenia

Nabíjacia jednotka: Multinapäťová nabíjačka

Príkon

Napájací systém: Nabíjateľná batéria

Napätie: 100 - 240 V

Čas nabíjania: 100-minútová

Prevádzkový čas: Minimálne 370 zábleskov

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

