

PHILIPS

IPL -
ontharingsapparaat

Lumea Essential

Voor gebruik op lichaam en
gezicht

Behandeling onderbenen in 20
minuten

>100.000 lichtflitsen

Compact ontwerp met snoer



BRI858/00



Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid

Voorkom teruggroei van haartjes met Philips Lumea Essential, een handzame en compacte IPL-oplossing die met snoer kan worden gebruikt. De SkinTone-sensor adviseert de ideale lichtintensiteit voor jouw huidtint. Bereik tot wel 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen.** Philips Lumea is speciaal ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor thuisgebruik.

Tot wel 2 maanden lang een zijdezachte huid*

- Ontwikkeld door dermatologen voor thuisgebruik
- Tot 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen**
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan huid- en haartypen
- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden

Speciaal aangepaste behandeling voor ieder lichaamsdeel

- De SkinTone-sensor adviseert de ideale lichtintensiteit op basis van je huidtype
- Vijf instelbare lichtintensiteits-instellingen
- Zacht voor de huid
- Zachte behandeling

Maximale flexibiliteit, geen gedoe

- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten



asimpleswitch.com

Kenmerken

Lumea voorkomt teruggroei van haartjes




"Philips Lumea maakt gebruik van innovatieve IPL-technologie om de haargroei-cyclus te doorbreken. Zachte lichtflitsen naar de haarwortel zorgen dat de haarzakjes in rustfase komen en de groeicyclus wordt onderbroken. De techniek is afgeleid van professionele schoonheidssalons en door Philips geschikt gemaakt voor veilig, comfortabel én effectief gebruik in het comfort van je eigen huis. Philips Lumea is ontwikkeld in samenwerking met huidexperts en dermatologen. Door 14 jaar onderzoek, ontwikkeling en uitgebreide tests met behulp van 2000 vrouwen, is Lumea veilig en effectief. Lumea is al gekozen door meer dan 1,5 miljoen vrouwen en het nummer 1 merk in IPL.**"

Tot 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen**



Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na 3 tweewekelijkse behandelingen. Voor een blijvend glad resultaat raden wij u aan om elke 4 tot 8 weken te behandelen, afhankelijk voor de haartjes weer teruggroeien. Dit is verschillend per persoon.

Geschikte lichaamsdelen



Lumea Essential is geschikt voor het behandelen van het gezicht (bovenlip, kin) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Moeiteloos een effectief



Lumea Essential is een compacte en handzame IPL-oplossing voor een zijdezachte resultaat. Om deze gladde resultaten te behouden, dien je de behandeling wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. Het is de bedoeling dat je de huid behandelt nadat deze is geschoren, gewaxt of geëpileerd.

Geschikte haar- en huidtypen



De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie voor extra veiligheid. Als deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

Met draad te gebruiken



Philips Essential is met draad te gebruiken. Dit zorgt voor een optimaal performance zonder onderbrekingen, ongeacht hoe lang je bezig bent met de behandeling.

5 lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Zachte behandeling



Zacht voor uw huid.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamszones: Armen, Benen, Buik, Oksels, Bikini

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor een gemakkelijke glijdende beweging

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling van lichaamscontouren

Behandeltijd

Onderbeen: 10 min

Oksel: 2 min.

Bikinilijn: 3 min.

Delen van het gezicht: 2 min.

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Adapter: 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

Vermogen

Voltage: 100 - 240 V

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Bescherm uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 100.000 pulsen afgeven

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

