

PHILIPS

IPL
hårfjerningssystem

Lumea Precision
Plus

Til bruk på kropp og ansikt

15 minutter for å behandle
leggene

Levetid >100,000
lyspulseringer

Uten ledning



SC2003/11



Hindre gjenvekst

IPL-hårfjerning: Gled deg over glatt hud hver dag

Philips Lumea IPL-hårfjerningssystem fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av hår både i ansiktet og på kroppen. Forsiktige lyspulser, som tilføres regelmessig, holder huden silkemyk hver dag. Test for 120 dager!

Langvarig glatt hud

- Gled deg over glatt hud hver dag
- Effektiv uten problemer

Hårfjerning med IPL-teknologi

- Tilpasset for sikker bruk i ditt eget hjem
- Passer til en rekke hår- og hudtyper

Maksimal frihet, svært enkelt

- Trådløs og praktisk
- Ingen ekstradelere, ingen skjulte kostnader

Skånsom og effektiv bruk i ansiktet og på kroppen

- Fem justerbare innstillinger for lysenergi
- Trygg og effektiv, selv på sensitive områder
- Presisjonstilbehør for sikker ansiktsbehandling
- Større kroppstilbehør for rask behandling
- Modus for glidende lysglimt for en mer praktisk påføring



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Effektiv uten problemer



Våre kliniske studier viser betydelig hårreduksjon etter så lite som fire behandlinger annenhver uke, med glatt og hårfri hud som resultat. For å opprettholde disse resultatene gjentar du ganske enkelt behandlingen ved behov. Tiden mellom behandlingene kan variere basert på gjenveksten av hår hos den enkelte.

IPL-teknologi



Philips Lumea bruker en nyskapende lysbasert teknologi kalt IPL (Intense Pulsed Light), som bygger på teknologien brukt av profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tilpasset denne teknologien for sikker og effektiv bruk i ditt eget hjem. Philips samarbeidet tett med ledende hudspesialister for å utvikle vårt banebrytende hårfjerningssystem. I over 10 år har vi gjennomført omfattende forbrukerundersøkelser med over 2000 kvinner.

Passende hår- og hudtyper



Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørkeblondt, brunt og svart hår. I likhet med andre lysbaserte behandlinger fungerer Philips

Lumea IKKE effektivt på rødt, lyseblondt eller hvitt/grått hår. Philips Lumea passer heller IKKE for veldig mørk hud.

Fem innstillinger for lysenergi



Philips Lumea har fem justerbare innstillinger for lysenergi som sørger for en behagelig, men effektiv behandling. Når den brukes på riktig måte, er IPL-behandlingen til Philips Lumea sikker og skånsom å bruke selv på sensitiv hud og sensitive områder på kroppen.

Bruksområder



Bruk produktet for å fjerne hår i ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget) og kroppsdeler som bena, armhulene, bikinilinen, magen og armene.

Trådløs og praktisk



Lumeas unike utforming uten ledning er perfekt for maksimal rekkevidde og brukervennlighet.

Ekstra sikkerhet for ansiktet



Presisjonstilbehøret er utstyrt med et ekstra integrert lysfilter og gir en sikker og praktisk påføring på overleppen, haken og kinnskjegget. Det kan også brukes på andre sensitive områder på kroppen, for eksempel armhulene, bikinilinen og steder der det er vanskelig å komme til.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy ytelse: Leverer > 100 000 lysglimt

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert UV-filter: Beskytter huden mot UV-stråler

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Bruksområder

Områder på kroppen: Ben, Mage, Bikinilinje, Armhulene, Armer

Ansiktsområder: Hake, Kinnskjegg, Overleppe

Tilbehør

Kroppstilbehør (4 cm²): For bruk nedenfor halsen

Presisjonstilbehør (2 cm²): For sikker bruk i ansiktet

Påføringstid

Legg: 8 min

Armhule: 1 min

Bikinilinje: 1 min

Ansiktsområder: 1 min

Deler som medfølger

Lagring: Veske

Bruerveiledning: Hurtigstartveiledning,

Brukerhåndbok

Lader: Flerspenningslader

Drift

Spenning: 100–240 V

Ladetid: 100 min

Driftstid: Minst 370 lysglimt

Service

Garanti: 2-års global garanti

Programmodus

Kan brukes med og uten ledning: Trådløs

Glidende lysglimt: For praktisk påføring

Trinn og lysglimt: For behandling på kurvede områder

