

PHILIPS

Zestaw do depilacji
światłem (IPL)

Lumea Precision
Plus

Ciało, twarz i okolice bikini

Zabieg na dolnych partiach nóg:
15 min

Żywotność: > 140 000 impulsów
światła

Bezprzewodowa konstrukcja



SC2008/11



Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów

umożliwia uzyskanie gładkiej skóry w warunkach domowych

Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea to najskuteczniejsze bezprzewodowe rozwiązanie IPL, które potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na twarzy i na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.

Długotrwała gładkość

- Ciesz się gładką skórą każdego dnia
- Skuteczność bez wysiłku

Usuwanie owłosienia dzięki technologii IPL

- Przystosowane do bezpiecznego korzystania w domu
- Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Łagodne i skuteczne działanie — ciało, twarz i okolice bikini

- Bezpieczne i skuteczne działanie, nawet w przypadku wrażliwej skóry
- Większa nasadka do ciała do szybkich zabiegów
- Nasadka do twarzy zapewniająca bezpieczeństwo podczas stosowania na twarzy
- Nasadka do specjalnych zabiegów w okolicach bikini
- Pięć regulowanych ustawień energii świetlnej

Maksymalna swoboda przy minimalnym wysiłku


- Wygodne, bezprzewodowe użytkowanie
- Brak elementów podlegających wymianie, brak ukrytych kosztów



asimpleswitch.com

Zalety

Długotrwała gładkość



Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.

Skuteczność bez wysiłku



Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po czterech zabiegach (w dwutygodniowych odstępach), co pozwala uzyskać gładką skórę. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.

Technologia IPL



Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie

korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przelomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 kobiet.

Odpowiednie typy skóry i włosów

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type


Urządzenie Philips Lumea działa skutecznie w przypadku włosów o naturalnych kolorach: ciemny blond, brązowy i czarny. Podobnie jak inne zabiegi wykorzystujące światło, Philips Lumea NIE działa skutecznie na takie kolory włosów, jak rudy, jasny blond, biały/siwy. To urządzenie NIE też przeznaczone do usuwania włosów z bardzo ciemnej skóry.

Obszary zastosowania



Urządzenia można bez obaw używać do usuwania owłosienia z twarzy (znad górnej wargi, z podbródka i bokobrodów) i różnych obszarów ciała, w tym nóg, pach, okolic bikini, brzucha i ramion.

Szybkie zabiegi na nogach



Większa nasadka do ciała umożliwia szybką depilację większych obszarów ciała, takich jak nogi.

Większe bezpieczeństwo skóry twarzy



Nasadka do ciała jest wyposażona w specjalnie zaprojektowany, wbudowany filtr światła, który umożliwia bezpieczne i wygodne stosowanie na obszarze nad górną wargą oraz na podbródka i bokobrodach. Nasadki można również używać w innych wrażliwych miejscach ciała, na przykład pod pachami i w miejscach trudno dostępnych.

Nasadka do okolic bikini



Nasadka do okolic bikini zapewnia skuteczność zabiegów w tym obszarze ciała. Włosy w tym miejscu są zwykle mocniejsze i grubsze niż włosy na nogach.



asimpleswitch.com

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Dane techniczne

Lampa o wysokiej wydajności: Dostarcza ponad 140 000 błysków

Bezpieczeństwo i regulowane ustawienia

5 ustawień intensywności światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Zintegrowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

Zintegrowany system bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

Obszary zastosowania

Obszary ciała: Nogi, Ramiona, Brzuch, Okolice bikini, Pachy

Okolice twarzy: Podbródek, Bokobrody, Górna warga

Tryb zabiegu

Tryb przesunięcia i błysku: Wygodne przeprowadzanie zabiegów

Tryb przesunięcia i błysku: Do użycia na zaokrąglonych częściach ciała

Zasilanie sieciowe/akumulatorowe: Sieć bezprzewodowa

Wyposażenie dodatkowe

Nasadka do ciała (4 cm²): Do użytku w miejscach poniżej linii szyi

Nasadka do okolic bikini (2 cm²): Do specjalnych zabiegów w okolicach bikini

Nasadka do twarzy (2 cm²): Do bezpiecznego stosowania na twarzy

Czas zabiegu

Dolna część nogi: 8 min

Pachy: 1 min

Okolice bikini: 1 min

Okolice twarzy: 1 min

Elementy zestawu

Przechowywanie: Etui

Instrukcja użytkownika: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi

Ładowarka: Ładowarka wielonapięciowa

Moc

Napięcie: 100–240 V

Czas ładowania: 100 min

Czas działania: Minimum 370 błysków

Serwis

Gwarancja: 2-letnia gwarancja obowiązująca na całym świecie

