

PHILIPS

Dispositivo IPL para depilação

Lumea Prestige

Para utilização em rosto e corpo

15 minutos para tratar meia perna

>250 000 impulsos de luz

Design sem fios



SC2007/00



Sinta-se continuamente sem pêlos*

O Philips Lumea Prestige é a solução de luz pulsada intensa sem fios mais eficiente e faz maravilhas na prevenção do reaparecimento de pêlos no rosto e corpo. Impulsos delicados de luz, aplicados regularmente, mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

Remoção de pêlos de longa duração com tecnologia IPL

- Tenha uma pele suave todos os dias
- Eficácia sem esforço
- Adaptada para ser utilizada de forma segura e eficaz na sua própria casa
- Adequado para uma grande variedade de tipos de pêlo e tons de pele

Aplicação suave e eficiente no rosto e corpo

- Seguro e eficaz, mesmo em áreas sensíveis
- Janela de tratamento grande para aplicação rápida
- Acessório de precisão para tratamento facial seguro
- Tratamento delicado

Liberdade máxima, incómodo mínimo

- Comodidade sem fios
- Sem peças de substituição, sem custos ocultos
- Modo para deslizar e pulsar para uma aplicação mais cómoda
- Cinco definições reguláveis de energia de luz



asimpleswitch.com


Destaques

Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 voluntários.

Tenha uma pele suave todos os dias



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, diminui gradualmente a quantidade de pêlos que crescem no seu corpo. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pêlos e maravilhosamente suave.

Eficácia sem esforço

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando

necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos seus pêlos. Para aumentar esta imagem, clique na mesma na galeria de imagens na parte superior desta página

Tipos de pêlo e pele adequados




O sistema Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, o sistema Philips Lumea NÃO é eficaz em pêlos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. O sistema Philips Lumea também NÃO é adequado para peles muito escuras.

Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos no rosto (búço, queixo, patilhas) e noutras zonas corporais, incluindo pernas, axilas, linha do biquíni, barriga e braços.

Tratamento rápido das pernas



Janela de tratamento grande para aplicação rápida em zonas grandes, como as pernas.

Maior segurança para o rosto



O acessório de precisão está equipado com um filtro de luz integrado extra e permite uma aplicação segura e cómoda no búço, queixo e patilhas. Este também pode ser utilizado noutras zonas corporais sensíveis, como as axilas, a linha do biquíni e áreas difíceis de alcançar.

Tratamento delicado



Suave para a sua pele.



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona > 250 000 impulsos de luz

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Áreas do rosto: Queixo, Patilhas, Buço

Acessórios

Acessório de precisão (2 cm²): Para aplicação segura no rosto

Acessório corporal (4 cm²): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

Itens incluídos

Carregador: Carregador multitemperatura

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Armazenamento: Bolsa de luxo

Acessório: Pano de limpeza

Alimentação

Tempo de carga: 100 min.

Tempo de utilização: No mínimo, 370 impulsos de luz

Voltagem: 100-240 V

Segurança e definições ajustáveis

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de energia da luz: Ajustável ao

seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Tempo de aplicação

Meia perna: 8 min

Axilas: 1 min.

Linha do biquíni: 1 min.

Áreas do rosto: 1 min.

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para uma aplicação cómoda

Utilização com fios/sem fios: Sem fios

Posicionar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

