

PHILIPS

IPL – aparat za
uklanjanje dlačica

Lumea Advanced

Za tijelo

Sa senzorom nijanse kože

15 minuta za tretman
potkoljenica



SC1994/00



Budite bez dlačica najmanje 3 mjeseca*

Čak 85 % manje dlačica u 3 tretmana**

Philips Lumea Advanced čini čuda u sprječavanju ponovnog rasta dlačica na tijelu. Nježni svjetlosni impulsi koji se redovito primjenjuju održavaju kožu svilenkasto glatkom svaki dan.

Dugotrajno uklanjanje dlačica uz pomoć IPL tehnologije

- Stručna IPL tehnologija kod kuće, razvijena u suradnji s dermatolozima
- Pogodan za razne tipove dlačica i kože
- BESPLATNA aplikacija Lumea kao osobni vodič u borbi protiv dlačica

Sigurno, brzo i učinkovito na tijelu

- Dokazano siguran i učinkovit tretman
- Integrirani senzor nijanse kože

Najviše slobode, najmanje gnjavaže


- Veliki prozor za brzu primjenu



asimpleswitch.com


Istaknute znač.

Dugotrajna glatkoća



IPL znači Intense Pulse Light, tj. pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta. Aparat Lumea tvrtke Philips primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice, potičući prelazak folikula dlake u fazu mirovanja. To za posljedicu ima postepeno smanjenje količine dlačica koje izrastaju na tijelu. Ponavljanjem tretmana koža ostaje predivno glatka i bez dlačica. Tretman za sprječavanje ponovnog rasta dlačica siguran je i nježan, čak i na osjetljivim područjima. Lumea tvrtke Philips klinički je testirana i razvijena u suradnji s dermatolozima kako bi osigurala jednostavan i učinkovit tretman kod kuće.

Dokazana učinkovitost



Objektivna ispitivanja pokazuju smanjenje dlačica do 85 % nakon samo 3 tretmana**. Prva 4 tretmana moraju se obaviti u razmacima od 2 tjedna, nakon čega biste već morali vidjeti željene rezultate. Za održavanje rezultata jednostavno dotjerujte rezultate svaka 4 tjedna. Nakon 8 tretmana dotjerivanja mogli biste biti bez dlačica 3 mjeseca*. Za povećanje ove slike kliknite na sliku u galeriji slika pri vrhu ove stranice.

Odgovarajući tip dlačica i kože




Philips Lumea Prestige funkcionira učinkovito, lako i sigurno na raznim vrstama dlačica i tipovima kože. Funkcionira na prirodno tamnoplavim, smeđim i crnim dlačicama te na tipovima kože od vrlo bijele do tamnosmeđe. Kao što je slučaj i s drugim tretmanima koji se temelje na IPL tehnologiji, Philips Lumea ne može se koristiti za tretiranje bijelih/sivih, svijetloplavih ili crvenih dlačica i nije pogodan za vrlo tamnu kožu. Razlog tomu je visok kontrast koji mora postojati između pigmenta u boji dlačica i pigmenta u nijansi kože.

Senzor nijanse kože




Integrirani senzor nijanse kože mjeri nijansu tretirane kože na početku svakog tretmana, a ponekad i za vrijeme tretmana. Ako prepozna nijansu koja je previše tamna za ovaj proizvod, automatski će prestati s emitiranjem svjetlosnih impulsa.

Brz tretman nogu



Veliki prozor za brzu primjenu i primjenu na velikim područjima kao što su noge.

BESPLATNA aplikacija Lumea



Aplikacija Lumea može se besplatno preuzeti, a pruža jedinstven i personaliziran IPL doživljaj – samo za vas. To je vaš osobni vodič koji će se pobrinuti da najbolje iskoristite aparat Lumea te ga upotrebljavate na odgovarajući način kako biste postigli dugotrajne rezultate. Aplikacija vam pomaže u kreiranju personaliziranog rasporeda tretmana po području tijela, uz naputke i savjete tijekom svakog tretmana. Sve što trebate učiniti je redovito provjeravati aplikaciju kako biste provjerili sve obavijesti i podsjetnike.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa – energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Područja primjene

Dijelovi tijela: Ruke, Noge, Trbuh, Pazusi, Bikini područje

Nastavci

Nastavak za tijelo (4 cm²): Za uporabu ispod linije vrata

Način primjene

"Slide and Flash": Za primjenu jednostavnim pokretom

Žično/bežično: Žični

"Stamp and Flash": Za primjenu na koži na pregibima

Vrijeme primjene

Bikini područje: 4 min

Pazusi: 2,5 min

Potkoljenica: 15 min

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filter: Štiti kožu od UV zračenja

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava nehотиčno odašiljanje svjetlosnih impulsa

Senzor nijanse kože: Otkriva nijansu kože

Napajanje

Napon: 100 – 240 V

Korištenje s kabelom

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Spremanje: Torbica

Adapter: 24 V / 1500 mA

Dodatna oprema: Krpica za čišćenje

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo

