

PHILIPS

IPL-
hårborttagningssystem

Lumea Precision Plus

För kropp och ansikte

15 minuter för att behandla
underbenen

Livslängd >100 000 ljuspulser

Sladdlös design



SC2003/11



Förhindra håråterväxt

IPL-hårborttagning: njut av len hud varje dag

Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem gör underverk när det gäller att förhindra håråterväxt på hela kroppen. Om du regelbundet använder de skonsamma ljuspulseringarna håller huden sig silkeslen varje dag.

Varaktig mjukhet

- Len hud varje dag
- Effektivt utan ansträngning

Hårborttagning med IPL-teknik

- Anpassad för säkert hemmabruk
- Lämplig för ett stort antal olika hår- och hudtyper

Maximal frihet, minimalt krångel

- Sladdlös bekvämlighet
- Inga reservdelar, inga dolda kostnader

Skonsam och effektiv applicering på ansiktet och på kroppen

- Fem justerbara ljusenergiinställningar
- Säker och effektiv även på känsliga områden
- Precisionstillbehör för säker ansiktsbehandling
- Större tillbehör för kroppshår ger snabbare resultat
- Dra- och blinka-läge ger en bekvämare behandling



asimpleswitch.com

Funktioner

Effektivt utan ansträngning



Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

IPL-teknik



Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats från teknik som används i professionella skönhets-salonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 2 000 kvinnor.

Lämpliga hår- och hudtyper



Philips Lumea fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Som med andra ljusbaserade behandlingar fungerar Philips

Lumea INTE på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. Philips Lumea lämpar sig heller INTE för mycket mörk hud.

Fem ljusenergiinställningar



Philips Lumea har fem justerbara ljusenergiinställningar för att garantera en skonsam men effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas IPL-behandling säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga kroppsdelar.

Tillämpningsområden



Den kan tryggt användas för hårborttagning på ansikte (överläpp, haka och polisonger) och kroppsdelar, inklusive ben, underarmar, bikinilinj, mage och armar.

Sladdlös bekvämlighet



Lumeas unika sladdlösa design är perfekt för maximal räckvidd och enkel användning.

Extra säkerhet för ansiktet



Det här precisionstillbehöret har ett extra inbyggt ljusfilter som gör att det tryggt kan användas på överläppen, hakan och polisongerna. Det kan även användas på andra känsliga delar av kroppen som underarmarna, bikinilinj och områden som är svåra att nå.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Högprestandalampa: Producerar > 100 000 ljussignaler

Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat UV-filtrer: Skyddar din hud från UV-ljus

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Tillämpningsområden

Kroppsdelar: Ben, Mage, Bikini, Under armarna, Armar

Ansiktets delar: Haka, Polisionger, Överläpp

Tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling (4cm2): För användning nedanför halsen

Precisionstillbehör (2 cm2): För säker användning på ansiktet

Användningstid

Underben: 8 min

Under armarna: 1 min

Bikiniinje: 1 min

Ansiktets delar: 1 min

Medföljande tillbehör

Förvaring: Fodral

Anvisningar för användning:

Snabbstartshandbok, Användarhandbok

Laddare: Flerspänningsladdare

Effekt

Spänning: 100–240 V

Laddningstid: 100 min.

Drifttid: Minimum 370 ljussignaler

Service

Garanti: 2 års global garanti

Programläge

Med och utan sladd: Trådlös

Dra och blinka: För bekväm behandling

Applitera och blinka: För behandling på kurviga områden

