

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea Prestige

Voor gebruik op lichaam en gezicht

Behandeling onderbenen in 15 minuten

> 250.000 lichtflitsen

Snoerloos ontwerp



SC2007/00



Voortdurend een glad gevoel*

Philips Lumea Prestige is de effectiefste draadloze IPL-oplossing om teruggroei van haar op het gezicht en het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Haar blijft lang weg met IPL-technologie

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief
- Aangepast voor veilig en effectief gebruik in uw eigen huis
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

Zacht en effectief voor uw lichaam en gezicht

- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden
- Groot behandelvenster voor snel gebruik
- Precisieopzetstuk voor veilige ontharing van het gezicht
- Zachte behandeling

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Snoerloos gemak
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Vijf instelbare lichtsterktes



asimpleswitch.com


Kenmerken

IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

Moeiteloos en effectief

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier behandelingen elke twee weken. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is

afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit – U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

Geschikte haar- en huidtypen




Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een zeer donkere huid.

Toepassingsgebieden



Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin en bakkebaarden) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Snelle behandeling van benen



Groot behandelvenster voor snelle toepassing op grote gebieden, zoals de benen.

Extra veiligheid voor het gezicht



Het precisiehulpstuk is voorzien van een extra geïntegreerd lichtfilter voor veilig, comfortabel gebruik op de bovenlip, kin en bakkebaarden. Het hulpstuk kan ook worden gebruikt voor gevoelige lichaamsdelen zoals de oksels, de bikinilijn en lastig te bereiken plaatsen.

Zachte behandeling



Zacht voor uw huid.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 250.000 pulsen afgeven

Toepassingsgebieden

Lichaamszones: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Accessoires

Precisiehulpstuk (2 cm²): Voor veilig gebruik op het gezicht

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Meegeleverde artikelen

Docking station: Oplader voor verschillende voltages

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Luxe etui

Accessoire: Schoonmaakdoekje

Vermogen

Oplaadtijd: 100 min.

Gebruikstijd: Minimaal 370 flitsen

Voltage: 100 – 240 V

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Bescherm uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.

Oksel: 1 min

Bikinilijn: 1 min

Delen van het gezicht: 1 min

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: voor eenvoudig gebruik

Met of zonder snoer te gebruiken: Draadloos

Stap en Flits: Voor behandeling van lichaamscontouren

