

PHILIPS

Comfort

Lumea Comfort

Utilisation sur le corps et le visage

Durée de vie > 100 000 flashes

Durée de vie >100 000 flashes

Design compact avec aliment. secteur



SC1981/00



Prova
120
dagar

Solution compacte de lumière pulsée pour prévenir la repousse des poils et garder une peau douce

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea Comfort fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur le visage (lèvres supérieures, menton et pattes) et le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Épilation grâce à la technologie de lumière pulsée

- Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Douceur longue durée

- L'efficacité sans effort
- Une peau douce et nette jour après jour

Sûr et efficace sur le visage et le corps


- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables
- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Capteur de couleur de peau
- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité
- Différents types de peaux et de poils adaptés

Le plus compact des appareils Lumea

- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Le plus compact et le plus léger des appareils de la gamme Lumea

Points forts


Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

L'efficacité sans effort

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances bi-hebdomadaires. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea Comfort utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts pour développer cette technologie. Pendant plus de 10 ans, Philips a mené des

tests consommateurs poussés sur la technologie de lumière pulsée auprès de 2 000 femmes.

Types de peaux et de poils adaptés

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
Blond		✓	✓	✓	✓	✗	✗
Blond clair		✓	✓	✓	✓	✗	✗
Blond foncé		✓	✓	✓	✓	✗	✗
Rouge		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Brûlé		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Noir		✗	✗	✗	✗	✗	✗

Philips Lumea Comfort est particulièrement efficace sur les poils naturellement blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière pulsée, Lumea Comfort n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blancs. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Zones d'application



Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvres supérieures, menton et pattes) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

5 réglages d'intensité lumineuse




Philips Lumea Comfort a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Capteur de couleur de peau



Le capteur de couleur de peau mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte un teint trop foncé pour Lumea Comfort, il arrête automatiquement d'émettre des impulsions lumineuses.

Mode flash Continu & Manuel



Lumea Comfort glisse sur la peau, pour une épilation plus pratique et continue.

Le plus compact et léger des Lumea

Philips Lumea Comfort est le plus compact et le plus léger des appareils de la gamme Lumea. Il est facile à manipuler et permet d'atteindre facilement toutes les zones que vous souhaitez épiler.

Aucune pièce de rechange nécessaire



Philips Lumea Comfort est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

Caractéristiques

Spécificités techniques

Lampe haute performance: Produit > 100 000 flashes

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre type de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Capteur de type de peau: Détecte le type de votre peau

Zones d'application

Parties du corps: Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Parties du visage: Menton, Joux, Lèvre supérieure

Durée d'utilisation

Demi-jambe: 11 min

Aisselle: 1,5 min

Maillot: 1,5 min

Parties du visage: 2,5 min

Mode d'application

Utilisation avec ou sans fil: Avec fil

Flash Continu & Manuel: Pour des gestes fluides

Flashes ponctuels: Pour une utilisation sur les courbes

Accessoires inclus

Conditions d'utilisation: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi

Adaptateur: 12 V / 1 500 mA

Alimentation

Tension: 100-240 V

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

