

PHILIPS

Ihokarvojen IPL-poistojärjestelmä

Lumea

Sopii vain vartalolle

Säärien käsittely 15 minuutissa

Käyttöikä >100 000
valoimpulsseja

Johdoton muotoilu



SC2001/00



Estä uusien karvojen kasvaminen

IPL-ihokarvojenpoisto: nauti sileästä ihosta joka päivä

Philips Lumea IPL -ihokarvojenpoistojärjestelmä estää uusien ihokarvojen kasvun uskomattomalla tavalla. Säännöllisesti käytettynä Philips Lumea IPL -laitteen hellävaraiset valoimpulssit pitävät ihon silkinpehmeänä päivästä toiseen.

Pitkään kestävä sileys

- Sileä iho joka päivä
- Vaivattoman tehokas

Ihokarvojen poistaminen IPL-tekniikalla

- Turvallinen käyttää kotona
- Sopivat ihokarva- ja ihotyypit

Hellävarainen ja tehokas, myös herkälle iholle

- Viisi valotehoasetusta
- Käyttöalueet

Vaivatonta vapautta


- Langatonta käyttömukavuutta
- Vaihto-osia ei tarvita



asimpleswitch.com

Kohokohdat

Pitkään kestävä sileys



Philips Lumea lähettää hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvat irtaavat luonnollisesti ja karvankasvu estyy. Toistamalla käsittelyn säännöllisesti ihosi pysyy sileänä joka päivä.

Vaivattoman tehokas



Kliiniset tutkimuksemme ovat osoittaneet karvankasvun merkittävää vähenemistä jo kahdella kahden viikon välein tehdyllä käsittelykerralla. Optimaaliset tulokset saatiin, kun käsittely tehtiin neljästä viiteen kertaa kahden viikon välein. Näiden tulosten säilyttämiseksi käsittely on toistettava muutaman viikon välein. Kliiniset tutkimukset osoittavat, että tulokset säilyvät parhaiten, jos käsittely toistetaan kahden–neljän viikon aikavälillä. Käsittelykertojen väliä voi kuitenkin pidentää karvankasvun nopeudesta riippuen.

IPL-tekniikka



Philips Lumea käyttää IPL (Intense Pulsed Light) -valotekniikkaa, jota vastaavaa tekniikkaa kauneudenhoidon ammattilaisetkin

käyttävät. Philips on soveltanut tämän tekniikan turvalliseen ja tehokkaaseen kotikäyttöön. Philips teki läheistä yhteistyötä johtavien ihotautilääkärien kanssa mullistavan ihokarvojenpoistojärjestelmän kehittämiseksi. Laajoja kuluttajatutkimuksia tehtiin yli 10 vuoden ajan yli 1 500 vapaaehtoisen avulla.

Hellävarainen käyttö



Philips Lumean viisi valotehoasetusta takaavat hellävaraisen, mutta tehokkaan käsittelyn. Oikein käytettynä Philips Lumean IPL-käsittely on turvallinen ja hellävarainen käyttää myös herkillä kehon ja ihon alueilla.

Langatonta käyttömukavuutta



Lumean ainutlaatuinen langattomuus takaa sen, että voit käsitellä minkä tahansa alueen juuri silloin, kun haluat.

Vaihto-osia ei tarvita

Philips Lumea on toimintavalmis heti pakkauksesta otettaessa. Sen lisäksi ei tarvita vaihtolamppuja tai geelejä.

Käyttöalueet



Voit käyttää laitetta huoletta ihokarvojen poistamiseen sääristä, kainaloista, bikinirajoista, käsivarsista sekä vatsan alueelta.

Sopivat ihokarva- ja ihotyypit



Philips Lumea tehoaa hyvin (luonnostaan) tummanvaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI muiden valoon perustuvien käsittelyjen tavalla tehoa punaisiin, erittäin vaaleisiin, valkoisiin tai harmaisiin ihokarvoihin. Philips Lumea EI myöskään sovellu henkilöille, joilla on erittäin tumma iho.



ELU produit de l'année

Grand Prix Marketing Innovation 2011 Vuoden tuote

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tehokas lamppu: Tuottaa >50 000 välähdystä

Käyttöalueet

Kehon alueet: Jalat, Käsivarret, Kainalat, Vatsa, Bikiniraja

Lisäosat

Vartalolisäosa (3 cm2): Tarkoitettu ihokarvojen poistamiseen kaulasta alaspäin

Pakkauksen sisältö

Laturi: Monijännitteinen laturi

Käyttöohjeet: Demo-DVD, Pikaopas, Käyttöopas

Säilytys: Pussi

Virta

Latausaika: 90 min

Käyttöaika: Väh. 150 välähdystä

Jännite: 100 – 240 V

Turvallisuus ja säädettävät asetukset

Integroitu UV-suodatin: Suojaa ihoa UV-valolta

5 valotehoasetusta: Säädettävissä omalle

ihotyyppillesi sopivaksi

Integroitu turvajärjestelmä: Estää tahattomat välähdykset

Huolto

Takuu: 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Käyttöaika

Kainalat: 1 min.

Bikininirajat: 1 min.

Sääri: 8 min

Käyttötila

Johdoton / johdollinen käyttö: Johdoton

Vaihe ja välähdys: Kaareville ihoalueille

