

# PHILIPS

## IPL Lichtontharing

### Lumea Essential

Geschikt voor gezicht en lichaam

Behandeling onderbenen in 16 minuten

Met snoer te gebruiken

Compact ontwerp met snoer



BRI861/00



## Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid

Voorkom teruggroei van haartjes met Philips Lumea Essential, een handzame en compacte IPL-apparaat die met snoer kan worden gebruikt. De SkinTone-sensor adviseert de ideale lichtintensiteit voor jouw huidtint. Bereik tot wel 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen.\* Philips Lumea is speciaal ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor thuisgebruik.

### Tot wel 2 maanden lang een zijdezachte huid\*

- Ontwikkeld door dermatologen voor thuisgebruik
- Tot 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen\*
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan huid- en haartypen
- Moeiteloos een effectief

### Speciaal aangepaste behandeling voor ieder lichaamsdeel

- Geschikte haar- en huidtypen
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- De SkinTone-sensor adviseert de ideale lichtintensiteit op basis van je huidtype
- Met draad te gebruiken
- Zachte behandeling

### Maximale flexibiliteit, geen gedoe

- Lumea Essential is met draad te gebruiken
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten



asimpleswitch.com

# Kenmerken

## Lumea voorkomt teruggroei van haartjes




Philips Lumea maakt gebruik van innovatieve IPL-technologie om de haargroeycyclus te doorbreken. Zachte lichtflitsen naar de haarwortel zorgen dat de haartzakjes in rustfase komen en de groeycyclus wordt onderbroken. De techniek is afgeleid van professionele schoonheidssalons en door Philips geschikt gemaakt voor veilig, comfortabel én effectief gebruik in het comfort van je eigen huis. Philips Lumea is ontwikkeld in samenwerking met huidexperts en dermatologen. Door 14 jaar onderzoek, ontwikkeling en uitgebreide tests met behulp van 2000 vrouwen, is Lumea veilig en effectief. Lumea is al gekozen door meer dan 1,5 miljoen vrouwen en het nummer 1 merk in IPL.\*\*

## Tot 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen\*



Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na 3 tweewekelijkse behandelingen. Voor een blijvend glad resultaat raden wij u aan om elke 4 tot 8 weken te behandelen, afhankelijk voor de haartjes weer teruggroeien. Dit is verschillend per persoon.

## Geschikte lichaamsdelen



Lumea Essential is geschikt voor het behandelen van het gezicht (bovenlip, kin) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

## Geschikte haar- en huidtypen



Lumea Essential is een compacte en handzame IPL-apparaat voor een zijdezachte resultaat. Om deze gladde resultaten te behouden, dien je de behandeling wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. Het is de bedoeling dat je de huid behandelt nadat deze is geschoren, gewaxt of geëpileerd.

## Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden



Philips Lumea werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen: op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten variërend van zeer wit tot donkerbruin. Net als andere lichtbehandelingen is Philips Lumea NIET geschikt voor de behandeling van rood, lichtblond of wit/grijs haar. Dit product is ook niet geschikt voor een zeer donkere huid.

## SkinTone sensor leest jouw huidstint



De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie voor extra veiligheid. Als deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

## Vijf instelbare lichtintensiteits-instellingen



Philips Essential is met draad te gebruiken. Dit zorgt voor een optimaal performance zonder onderbrekingen, ongeacht hoe lang je bezig bent met de behandeling.

## Zacht voor de huid



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Er zijn geen navulcartridges of gels nodig voor het gebruik van Lumea. De lamp gaat maar liefst 200.000 lichtflitsen mee, wat gelijk staat aan 15 jaar gebruik.\*\*\*



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Toepassingsgebieden

**Lichaamszones:** Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

**Delen van het gezicht:** Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

## Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** Voor een gemakkelijke glijdende beweging

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Met snoer

**Stap en Flits:** Voor behandeling van lichaamscontouren

## Behandeltijd

**Oksel:** 1,5 min.

**Bikinilijn:** 1,5 min.

**Delen van het gezicht:** 2 min.

**Onderbeen:** 8 min.

## Meegeleverde artikelen

**Adapter:** 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

**Instructies voor gebruik:** Gebruiksaanwijzing

## Vermogen

**Voltage:** 100 - 240 V

## Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid tegen UV-straling

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

**Huidtintsensor:** Detecteert uw huidtint

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie

## Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Meer dan 200.000 lichtflitsen

