

# PHILIPS

Sistema de depilação  
por luz pulsada

Lumea Precision

Para utilização em rosto e  
corpo

15 minutos para tratar meia  
perna

Vida útil >140 000 impulsos de  
luz

Design sem fios



SC2006/00



## A forma ideal para evitar o crescimento dos pêlos para obter uma pele macia em casa

O sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips é a solução de luz pulsada sem fios mais eficiente e faz maravilhas na prevenção do reaparecimento de pêlos no corpo. Impulsos delicados de luz, aplicados regularmente, mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

### **Suavidade mais duradoura**

- Tenha uma pele suave todos os dias
- Eficácia sem esforço

### **Depilação com tecnologia de luz pulsada**

- Adaptada para uma utilização segura no conforto da sua casa
- Adequado para uma grande variedade de tipos de pêlo e tons de pele

### **Aplicação suave e eficiente no rosto e corpo**

- Seguro e eficaz, mesmo em áreas sensíveis
- Acessório de precisão para tratamento facial seguro
- Acessório corporal maior para tratamentos rápidos
- Cinco definições reguláveis de energia de luz
- Modo para deslizar e pulsar para uma aplicação mais cómoda

### **Liberdade máxima, incómodo mínimo**

- Comodidade sem fios
- Sem peças de substituição, sem custos ocultos



asimpleswitch.com

# Destaques

## Suavidade mais duradoura



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, o pêlo cai naturalmente e o seu crescimento é inibido. A repetição regular deste tratamento irá manter a sua pele suave dia após dia.

## Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos apresentaram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal.

## Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação

inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 mulheres.

## Tipos de pêlo e pele adequados

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

O sistema Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, o sistema Philips Lumea NÃO é eficaz em pêlos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. O sistema Philips Lumea também NÃO é adequado para peles muito escuras.

## Cinco regulações de energia de luz



O sistema Philips Lumea tem cinco definições reguláveis de energia de luz para garantir um tratamento suave, mas eficaz. Quando usado correctamente, o tratamento com o sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips é seguro e suave para utilização mesmo em pele e áreas corporais sensíveis.

## Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos no rosto (buço, queixo, patilhas) e noutras zonas corporais, incluindo pernas, axilas, linha do biquíni, barriga e braços.

## Comodidade sem fios



O design exclusivo sem fios do sistema Lumea é perfeito para alcance e facilidade de utilização máximos.

## Não necessita de peças de substituição

O sistema Philips Lumea é uma solução completa pronta a utilizar de imediato. Ainda mais importante, este não necessita de lâmpadas ou géis de substituição.

## Maior segurança para o rosto



O acessório de precisão está equipado com um filtro de luz integrado extra e permite uma aplicação segura e cómoda no buço, queixo e patilhas. Este também pode ser utilizado noutras zonas corporais sensíveis, como as axilas, a linha do biquíni e áreas difíceis de alcançar.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO<sub>2</sub>. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

# Especificações

## Especificações técnicas

**Fluxo de luz (J/cm<sup>2</sup>):** Acessório para o corpo: 2,5 a 5,6, Acessório de precisão: 2,6-5,9

**Espectro da luz:** Acessório para o corpo > 570 nm, Acessório de precisão > 600 nm

**Lâmpada de alto desempenho:** Proporciona > 140 000 impulsos de luz

## Segurança e definições ajustáveis

**Sistema com anel de segurança:** Evitar impulsos de luz acidentais

**5 definições de energia da luz:** Ajustável ao seu tipo de pele

**Filtro UV integrado:** Protege a pele dos raios UV

## Zonas de aplicação

**Zonas do corpo:** Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

**Áreas do rosto:** Queixo, Patilhas, Buço

## Modo de aplicação

**Deslizar e pulsar:** Para uma aplicação cómoda

**Soltar e pulsar:** Para tratamento em áreas com contornos

**Utilização com fios/sem fios:** Sem fios

## Acessórios

**Acessório corporal (4 cm<sup>2</sup>):** Para utilizar abaixo da linha do pescoço

**Acessório de precisão (2 cm<sup>2</sup>):** Para aplicação segura no rosto

## Tempo de aplicação

**Meia perna:** 8 min

**Axilas:** 1 min.

**Linha do biquíni:** 1 min.

**Áreas do rosto:** 1 min.

## Itens incluídos

**Armazenamento:** Bolsa

**Instruções de utilização:** Guia de Iniciação Rápido, Manual do utilizador

**Carregador:** Carregador multitensão

## Alimentação

**Voltagem:** 100-240 V

**Tempo de carga:** 100 min.

**Tempo de utilização:** No mínimo, 370 impulsos de luz

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia global

