

PHILIPS

IPL t y alma sistemi

Lumea Comfort

V cutta ve y zde kullanım i in

Alt bacak uygulaması 22 dakika

Kullanım  mr  >100.000 ı ık atı ı

Kompakt kablolu tasarımı



SC1981/00



Kompakt IPL     m 

p r zs z cilt i in t ylerin yeniden uzamasını  nler

Philips Lumea Comfort IPL t y alma sistemi t ylerin v cudunuzun yanı sıra y z n zde de tekrar uzamasına engel olur. D zenli olarak uygulanan hassas ı ık atı ları cildinizin her g n ipek kadar p r zs z olmasını sa lar.

IPL teknolojisiyle t ylerden kurtulma

- Evinizin rahatlı ında, konforlu kullanım i in uyarlandı

Uzun s reli p r zs zl k

- Zahmetsiz ve etkili
- P r zs z bir cildin keyfini  ıkann

Y z ve v cut i in g venli ve etkili uygulama

- Ayarlanabilir be  ı ık enerji seviyesi
- Hassas b lgelerde bile g venli ve etkili
- Cilt Rengi Sens r 
- Daha rahat uygulama i in Kaydırarak Uygulama modu
- Farklı t y ve cilt tiplerine uygun

En kompakt Lumea tasarımı

- Yedek par a yok, ek masraf yok
- Lumea  r n aralı ındaki en k   k ve en hafif cihaz



 zellikler

P r zs z bir cildin keyfini  ıkarn



Philips Lumea t y k klerine hassas  ışık atılan uygular. Bu sayede t y doęal yollarla d k l r ve yeniden uzaması   nlenmiř olur. Bu iřlemi d zenli olarak tekrarlırsanız ipekisi ve p r zs z bir cilde sahip olursunuz.

Zahmetsiz ve etkili

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Klinik  alıřmalarımız, iki haftada bir ger ekleřtirilen d rt uygulamadan sonra t ylerin  nemli  l  de azaldıęını ve ipekisi, p r zs z bir cilde ulařıldıęını g stermiřtir. Bu sonu ları korumak i in gerektięinde iřlemi tekrarlamanız yeter. İřlemler arasındaki s re, t ylerinizin tekrar  ıkma s resine g re deęiřir. – Resmi b y tmek i in l tfen sayfanın en  st ndeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın

IPL teknolojisi



Philips Lumea Comfort, IPL (Yoęun  ışık Atımı) adı verilen ve profesyonel g zellik salonlarında kullanılan teknolojiyi temel alan  ışık bazlı yenilik i bir teknoloji kullanır. Philips bu teknolojiyi evinizin g venlięi ve rahatlıęında, etkili bi imde kullanabilmemiz i in uyarladı ve bu teknolojiyi geliřtirmek i in cilt bakım uzmanlarıyla iřbirlięi yaptı. 10 yılı ařkın s re

boyunca 2000'den fazla kadınl  IPL teknolojisi  zerine kapsamlı t keticiler arařtırmaları ger ekleřtirdi.

Uygun t y ve cilt tipleri

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	49	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	51	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	52	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	53	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	55	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	57	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	58	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	59	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	61	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	62	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	63	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	65	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	66	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	67	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	68	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	69	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	70	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	71	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	72	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	73	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	74	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	76	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	77	✓	✓	✓	✓	✓	✓
78	78	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	79	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	81	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	82	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83	83	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84	84	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	85	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86	86	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87	87	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88	88	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89	89	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	90	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	91	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	92	✓	✓	✓	✓	✓	✓
93	93	✓	✓	✓	✓	✓	✓
94	94	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	95	✓	✓	✓	✓	✓	✓
96	96	✓	✓	✓	✓	✓	✓
97	97	✓	✓	✓	✓	✓	✓
98	98	✓	✓	✓	✓	✓	✓
99	99	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Philips Lumea Comfort, doęal rengi koyu sarı, kahverengi ve siyah olan t yler i in uygundur. Dięer  ışık bazlı uygulamalar gibi Philips Lumea Comfort da kıvı, a ık sarı veya beyaz/gri t yler i in uygun DEęİLDİR. – Resmi b y tmek i in l tfen sayfanın en  st ndeki resim galerisinde yer alan resme tıklayın

Uygulama alanları



Y z nzdeki (dudak  st ,  ene) ve bacaklar, koltuk altı, bikini b lgesi, karnı ve kol gibi v cut b lgelerindeki t ylerden kurtulmak i in g venle kullanın.

5  ışık enerjisi ayarı




Philips Lumea Comfort nazık ancak etkili bir uygulama i in beř ayarlanabilir  ışık enerjisi ayarına sahiptir. Philips Lumea'nın IPL iřlemi doęru kullanıldığında hassas ciltler ve hassas b lgeler i in bile g venli ve nazıktır.

Cilt Rengi Sens r 



Benzersiz Cilt Rengi Sens r , her seansın bařında ve zaman zaman seans sırasında uygulama yapılan cildin tonunu kontrol eder. Lumea Comfort'ın kullanılamayacaęı kadar koyu bir renk tonu algılasa  ışık darbesi uygulamayı otomatik olarak durdurur.

Kaydırarak Uygulama modu



Lumea Comfort daha rahat ve kesintisiz bir uygulama i in kaydırma hareketi saęlar.

En k  k ve en hafif Lumea

Philips Lumea Comfort, Lumea  r n yelpazesindeki en k  k ve en hafif cihazdır. Tutması ve uygulama yapmak istedięiniz t m alanlara ulařması kolaydır.

Yedek par a gerekmez



Philips Lumea Comfort, kutusundan  ıkarılır  ıkarmaz kullanabileceęiniz eksiksiz bir c z md r. Daha da  nemlisi, yedek lamba ya da jel gerektirmez.

Teknik  zellikler

Teknik spesifikasyonlar

Y ksek performanslı lamba: 100.000'den fazla ışık darbesi

G venlik ve deęiřtirilebilir ayarlar

Entegre UV filtresi: Cildi UV ışınlarına karřı korur

5 ışık enerjisi ayarı: Cildinizin tipine g re ayarlanabilir

Entegre g venlik sistemi: İstenmeyen atışları  nler

Cilt Tonu Sens r : Cilt tonunuzu algılar

Uygulama alanları

V cut b lgeleri: Kollar, Bacaklar, K n , Bikini b lgesi, Koltuk altları

Y z b lgeleri:  ene, Favoriler, Dudak  st 

Uygulama s resi

Alt bacak: 11 dk

Koltuk altı: 1,5 dk

Bikini  izgisi: 1,5 dk

Y z b lgeleri: 2,5 dk

Uygulama modu

Kablolu / kablosuz kullanım: Kablolu

Kaydırarak Uygulama: Kolay hareket etmek i in

Adım Adım Uygula: Kıvrımlı b lgelerde uygulama i in

Birlikte verilenler

Kullanım talimatları: Hızlı Bařlangı  Kılavuzu, Kullanım kılavuzu

Adapt r: 12 V / 1500 mA

G  

Gerilim: 100-240 V

Servis

Garanti: D nya  apında 2 yıl garanti

