

# PHILIPS

## Sistema de depilación IPL

### Lumea Essential

Solo para uso corporal

15 minutos para las 2 medias piernas

Vida útil >100.000 pulsos de luz

Cable extralargo



SC1992/00



## La manera ideal de evitar el crecimiento del vello para una piel suave en la comodidad de tu hogar

Philips Lumea IPL funciona perfectamente para evitar el crecimiento del vello corporal. Los pulsos de luz, aplicados de manera regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

### Suavidad duradera

- Disfrutá de una piel suave todos los días
- Resultados garantizados sin esfuerzo

### Sistema de depilación con tecnología IPL

- Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu hogar

### Suave y eficaz, incluso en piel sensible

- Cinco niveles de potencia de luz ajustables
- Para uso en el cuerpo
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Se adapta a tu tipo de piel
- Modo de deslizamiento continuo para una aplicación más cómoda

### Diseño compacto con cable

- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Destacados

## Disfrutá de una piel suave todos los días




El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repetís el tratamiento de forma regular, tu piel va a mantenerse suave todos los días.

## Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.

## Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y

con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación con más de 2000 mujeres.

## Cinco niveles de intensidad de luz



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si la usás de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

## Zonas de aplicación



Puedes utilizarse con confianza para eliminar el vello de las zonas del cuerpo que están por debajo del cuello: piernas, axilas, cavado, brazos y abdomen.

## Accesorio corporal más grande, 4 cm2



El accesorio corporal más grande permite un tratamiento rápido en zonas extensas como las piernas.

## Modo de deslizamiento continuo



La función de disparos continuos permite deslizar el aparato para una aplicación más cómoda y continua.

## No necesita piezas de repuesto



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea es una solución completa que se vende lista para usar. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips ayudan a reducir los costos, el consumo de energía y las emisiones de CO2. Sus características protegen el medio ambiente en áreas clave para Philips como: consumo de energía, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos, y vida útil prolongada.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

Nivel de potencia de luz (J/cm<sup>2</sup>): 2,5-5

Espectro de luz: >525 nm

Lámpara de alto rendimiento: Proporciona > 100.000 pulsos

## Configuración segura y regulable

Sistema de seguridad integrado: Evita los pulsos de luz accidentales

Cinco niveles de intensidad de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

## Zonas de aplicación

Áreas del cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

## Accesorios

Accesorio para el cuerpo (4 cm<sup>2</sup>): Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

## Tiempo de aplicación

Media Pierna: 8 min

Axila: 1 min

Cavado: 1 min

## Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Almacenamiento: Funda

Adaptador: 24 V / 1500 mA

## Alimentación

Voltaje: 100-240 V

## Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

## Modo de aplicación

Con cable/sin cable: Con cable

Deslizamiento continuo: Para una aplicación cómoda

Posicionar y pulsar: Para el tratamiento de zonas curvas

