

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea Comfort

Voor gebruik op lichaam en gezicht

Behandeling onderbenen in 22 minuten

Levensduur >100.000 lichtpulsen

Compact ontwerp met snoer



SC1981/00



Prova
12
dagar

Compacte IPL oplossing

die de teruggroei van haartjes vertraagt voor een gladde huid

Het Philips Lumea Comfort IPL ontharingssysteem verricht wonderen om teruggroei van haar op lichaam en gezicht te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen bij regelmatig gebruik voor een zijdezachte huid, dag in dag uit.

Ontharen met IPL technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Langdurige gladheid

- Moeiteloos en effectief
- Elke dag een zijdezachte huid

Veilig en effectief voor gezicht en lichaam


- Vijf instelbare lichtsterktes
- Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden
- Huidskleursensor
- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Geschikt voor verschillende haar- en huidtypen

Compactste Lumea-ontwerp

- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- Het kleinste en lichtste apparaat uit de Lumea-serie

Kenmerken

Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief

Clinical results after treatment: example 1 (leg)



Clinical results after treatment: example 2 (bikini line)



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

IPL technologie



Philips Lumea Comfort werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd en is afgeleid van de technologie die in professionele schoonheidssalons wordt gebruikt. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft

Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang heeft Philips uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met meer dan 2000 vrouwen.

Geschikte haar- en huidtypen

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3		✓	✓	✓	✓	✓	✓
4		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6		✓	✓	✓	✓	✓	✓
7		✓	✓	✓	✓	✓	✓
8		✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		✓	✓	✓	✓	✓	✓
12		✓	✓	✓	✓	✓	✓
13		✓	✓	✓	✓	✓	✓
14		✓	✓	✓	✓	✓	✓
15		✓	✓	✓	✓	✓	✓
16		✓	✓	✓	✓	✓	✓
17		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18		✓	✓	✓	✓	✓	✓
19		✓	✓	✓	✓	✓	✓
20		✓	✓	✓	✓	✓	✓
21		✓	✓	✓	✓	✓	✓
22		✓	✓	✓	✓	✓	✓
23		✓	✓	✓	✓	✓	✓
24		✓	✓	✓	✓	✓	✓
25		✓	✓	✓	✓	✓	✓
26		✓	✓	✓	✓	✓	✓
27		✓	✓	✓	✓	✓	✓
28		✓	✓	✓	✓	✓	✓
29		✓	✓	✓	✓	✓	✓
30		✓	✓	✓	✓	✓	✓
31		✓	✓	✓	✓	✓	✓
32		✓	✓	✓	✓	✓	✓
33		✓	✓	✓	✓	✓	✓
34		✓	✓	✓	✓	✓	✓
35		✓	✓	✓	✓	✓	✓
36		✓	✓	✓	✓	✓	✓
37		✓	✓	✓	✓	✓	✓
38		✓	✓	✓	✓	✓	✓
39		✓	✓	✓	✓	✓	✓
40		✓	✓	✓	✓	✓	✓
41		✓	✓	✓	✓	✓	✓
42		✓	✓	✓	✓	✓	✓
43		✓	✓	✓	✓	✓	✓
44		✓	✓	✓	✓	✓	✓
45		✓	✓	✓	✓	✓	✓
46		✓	✓	✓	✓	✓	✓
47		✓	✓	✓	✓	✓	✓
48		✓	✓	✓	✓	✓	✓
49		✓	✓	✓	✓	✓	✓
50		✓	✓	✓	✓	✓	✓

De Philips Lumea Comfort werkt effectief op (natuurlijk) donkerblonde, bruine en zwarte haren. Net als met andere behandelingen op basis van licht is de Lumea Comfort NIET geschikt voor rode, lichtblonde en witte/grijze haren. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

Toepassingsgebieden



Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

5 lichtsterktes




Philips Lumea Comfort heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Huidskleursensor



De unieke huidskleursensor meet de kleur van de te behandelen huid aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie. Als het een huidtint detecteert die te donker is voor Lumea Comfort, wordt het verzenden van pulsen automatisch gestopt.

Glij- en flitsmodus



Lumea Comfort maakt een glijdende beweging mogelijk voor gemakkelijk en consistent gebruik.

Kleinste en lichtste Lumea

De Philips Lumea Comfort is het kleinste en lichtste apparaat uit de Lumea-serie. Het is eenvoudig vast te houden en u kunt de gebieden die u wilt behandelen gemakkelijk bereiken.

Geen vervangende onderdelen nodig



Philips Lumea Comfort is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

Specificaties

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 100.000 pulsen afgeven

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Bescherm uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

Toepassingsgebieden

Lichaamszones: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Behandeltijd

Onderbeen: 11 min.

Oksel: 1,5 min.

Bikinilijn: 1,5 min.

Delen van het gezicht: 2,5 min.

Toepassingsmodus

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Glij- en flitsmodus: Voor een gemakkelijke glijdende beweging

Stap- en flitsmodus: Voor behandeling van lichaamscontouren

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Snelstartgids,

Gebruiksaanwijzing

Adapter: 12 V / 1500 mA

Vermogen

Voltage: 100 - 240 V

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

