

PHILIPS

IPL matiņu
noņemšanas sistēma

Lumea

Precision Plus

Ķermeņa un sejas kopšanai

100 000 zibšņi



SC2003/11



Novērsiet matiņu ataugšanu

IPL matiņu likvidēšana: gluda āda katru dienu

Philips Lumea IPL matiņu likvidēšanas sistēma novērš matiņu ataugšanu uz sejas un ķermeņa. Regulāri pielietoti saudzīgi gaismas impulsi saglabā zidaini gludu ādu katru dienu.

Ilgstoši gluda āda

- Izbaudiet gludu ādu katru dienu
- Efektīvi un bez piepūles

Matiņu noņemšana ar IPL tehnoloģiju

- Izstrādāta drošai izmantošanai savās mājās
- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tiem

Maksimāla brīvība, minimāla piepūle

- Bezvadu lietošanas komforts
- Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām

Saudzīga un efektīva lietošana uz sejas un ķermeņa

- Pieci pielāgojami gaismas enerģijas iestatījumi
- Droša un efektīva lietošana pat jutīgās zonās
- Precīzais piederums drošai izmantošanai sejai
- Lielāks ķermeņa piederums ātrai procedūrai
- Slidēšanas un apstrādes režīms ērtākai izmantošanai



asimpleswitch.com

Izceltie produkti

Efektīvi un bez piepūles



Mūsu klīniskie pētījumi ir pierādījuši ievērojamu matiņu samazināšanos, veicot procedūru tikai četras reizes ik pēc divām nedēļām, nodrošinot gludu ādu bez matiņiem. Lai saglabātu šos rezultātus, vienkārši atkārtojiet procedūru, kad nepieciešams. Laiks starp procedūrām var būt dažāds atkarībā no matiņu ataugšanas individuālajām īpatnībām.

IPL tehnoloģija



Sistēmā Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta no tehnoloģijas, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 sievietēm.

Piemēroti matiņu un ādas tipi



Philips Lumea ir efektīvs, lai atbrīvotos no (dab.) tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem. Philips Lumea sistēma, tāpat kā


citas gaismas procedūras, NAV efektīva sarkaniem, gaiši blondiem vai baltiem/sirmiemiem matiņiem. Philips Lumea arī NAV piemērota ļoti tumšai ādai.

Pieci gaismas enerģijas iestatījumi



Philips Lumea ir pieci pielāgojami gaismas enerģijas iestatījumi nodrošina saudzīgu, bet efektīvu procedūru. Izmantojot pareizi, Philips Lumea IPL procedūra ir droša un saudzīga, un to var lietot pat jutīgai ādai un jutīgām ķermeņa zonām.

Izmantošanas zonas




Droši izmantojiet, lai likvidētu matiņus uz sejas (augšlūpa, zods un vaigi) un ķermeņa daļas, izņemot kājas, paduses, bikini zonu, vēderu un rokas.

Bezvadu lietošanas komforts



Lumea unikālais bezvadu korpuss ir ideāli piemērots vienkāršai lietošanai un dažādu vietu sasniedzšanai.

Īpaši droši sejai



Precīzais piederums ir aprīkots ar papildu iebūvētu gaismas filtru, kas ļauj droši un ērti ierīci izmantot augšlūpai, zodam un vaigiem. To arī var izmantot citām jutīgām ķermeņa zonām, piemēram, padusēm, bikini zonai un grūti sasniedzamām vietām.



asimpleswitch.com

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, otrreizēja pārstrāde un utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Tehniskā specifikācija

Gaismas deva (J/cm²): Ķermeņa uzgalis: 2-6 J/cm², Precīzais uzgalis: 2-6 J/cm

Gaismas spektrs: Ķermeņa uzgalis > 570 nm, Precīzais uzgalis > 600 nm

Augstas veiktspējas lampa: Rada > 100 000 zibšņus

Drošības un regulējamie iestatījumi

Drošības gredzena sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

5 gaismas enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Iebūvēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu

Izmantošanas zonas

Ķermeņa zonas: Kājas, Paduses, Vēders, Bikini

Sejas zonas: Zods, Vaigu bārda, Augšlūpa

Piederumi

Ķermeņa uzgalis (4 cm²): Izmantošanai zem kakla līnijas

Precīzais uzgalis (2 cm²): Drošai izmantošanai uz sejas

Izmantošanas laiks

Bikini: 4 min

Seja: 1 min

Apakšstilbi: 8 min

Slīdēšana un apstrāde: Ērtākai izmantošanai

Apstrāde ar aizturi: Apstrādei izliektās vietās

Paduses: 1 min

Komplektā iekļautie piederumi

Uzglabāšana: Somiņa

Lietošanas pamācības: Lietotāja rokasgrāmatas pilnā versija, Ātras uzsākšanas rokasgrāmata

Lādētājs: Dažādu spriegumu uzlādes ierīce

Strāvas padeve

Jaudas sistēma: Atkārtoti uzlādējams akumulators

Spriegums: 100-240 V

Uzlādēšanas laiks: 100 minūtes

Darbības laiks: Min. 370 zibšņi

Serviss

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē

