

# PHILIPS

IPL - langvarig hårfjerning for hele kroppen

Lumea Essential

Hårfri hud i opptil 8 uker

Unngå irritert hud

10 min behandlingstid for begge bena

Helkroppsløsning



BRI863/00



## Lumea IPL Essential - glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!

Philips Lumea IPL Essential er en liten og brukervennlig IPL-løsning for ansikt og kropp. IPL (Intense Pulsed Light) reduserer hårveksten opptil 75 % allerede etter 4 behandlinger. For langvarig resultat bør behandlingen gjentas hver fjerde til åttende uke. Denne modellen har en sensor som tilpasser lysintensiteten etter din hudtone, for ekstra sikkerhet.

### Langvarig hårfjerning med IPL-teknologi

- IPL-teknologi for sikker hjemmebruk
- Lyspulser bedøver hårsekkene
- Klinisk bevist resultat
- Egnede hår- og hudtyper

### Trygg og effektiv i ansiktet og på kroppen

- Bruksområder
- Hudtonesensor for ekstra sikkerhet
- Sensor tilpasser intensitetsnivået etter hudtone
- 50% raskere for kortere behandlingstid\*
- Skånsom behandling
- 5 intensitetsnivåer

### Maksimal frihet, svært enkelt

- Glatte ben på et blunk med "Slide & Flash"
- Krever ingen ekstra lamper eller annet tilbehør



asimpleswitch.com


# Høydepunkter

## IPL-teknologi




Philips Lumea bruker den innovative lysbaserte teknologien IPL (Intense Pulsed Light), den samme som benyttes i profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tatt denne teknologien i bruk og tilpasset den for sikker bruk hjemme. Philips har samarbeidet nært med hudpleieeksperter for å utvikle IPL for hjemmebruk. Vi har drevet omfattende forskning på IPL-teknologien i over 10 år sammen med mer enn 2000 kvinner for å kunne presentere IPL for sikker og effektiv bruk hjemme.

## Gled deg over glatt hud hver dag



Lyspulsene i Philips Lumea er ikke like sterke som de som benyttes i salonger. Derfor gir ikke metoden permanent hårfjerning, men behandlingen må gjentas med jevne mellomrom. Philips Lumea avgir lette lyspulser mot hårrøttene. Lyset absorberes av melaninet (pigmentet) i håret og omdannes til lysenergi (varme). Varmen stimulerer hårsekken til å gå i hvilemodus. Resultatet er at håret faller av og hindrer ettervekst slik at mengden hår som vokser ut, gradvis minker. Behandlingen bør gjentas hver fjerde til åttende uke for å hindre at hårrøttene igjen begynne å produsere hårstrå.

## Effektiv uten problemer



Philips har forsket på IPL-teknologi i over 20 år, og vi er stolte av å kunne tilby IPL til sikker hårfjerning hjemme. Kliniske tester viser at

Lumea IPL reduserer hårveksten med over 75 % allerede etter fjerde behandling. Gjentar du behandlingen (hver 4. til 8. uke avhengig av individuell hårvekst), holder bena seg glatte og hårfrie i opptil åtte uker. Bildet kan forstørres ved å klikke på det i bildegalleriet øverst på denne siden. Du kan prøve produktet i fred og ro i 120 dager. Er du ikke fornøyd, får du pengene tilbake. Philips 120-dagers garanti gjelder uansett hvor du kjøper produktet, men du må kontakte Philips for å kunne benytte garantien. Kontakt Philips kundeservice for mer informasjon.

## Passende hår- og hudtyper



Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørk blondt, brunt og svart hår. Som med andre lyspulsbaserte behandlinger avhenger behandlingseffekten av melaninnivået i håret. Melanin er fargepigmentet i håret som absorberer IPL. Lyspulsbehandlinger er ikke effektivt på lys blondt, hvitt/grått eller rødt hår, da hårstråene i disse fargene ikke har nok melanin. IPL-behandling egner seg heller ikke for personer med naturlig mørk hudtone. Se på matrisen for hud- og hårtype for å avgjøre hvilken lysintensitet som er best for deg samt om hårfjerning med IPL fungerer på nettopp din hår- og hudtype.

## Bruksområder



Lumea IPL kan trygt brukes til hårfjerning i ansiktet (overleppe, hake, kinn, kinnskjegg) og på hele kroppen, inklusive ben, armhuler, bikinilinje, underliv, mage og armer.

## Hudtonesensor



Den innebygde hudtonesensoren måler hudtonen på overflaten som skal behandles. Er hudtonen for mørk, stoppes lyspulsene automatisk.

## Fem lysenergiinnstillinger



Lumea Essential har fem justerbare lysenergiinnstillinger som garanterer en skånsom, men effektiv behandling. Ved korrekt bruk er Philips Lumeas IPL-behandling sikker og skånsom, også på følsom hud og følsomme kroppsdelene.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

# Spesifikasjoner

## Bruksområder

**Områder på kroppen:** Armer, Ben, Mage, Bikinilinje, Armhulene

**Ansiktsområder:** Hake, Kinnskjegg, Overleppe

## Programmodus

**Glidende lysglimt:** For enkel bevegelsespåføring

**Kan brukes med og uten ledning:** Med ledning

**Trykk og flash:** For behandling på kurvede områder

## Påføringstid

**Armhule:** 1 min

**Bikininlinje:** 1 min

**Ansiktsområder:** 1 min

**Legg:** 5 min

## Deler som medfølger

**Adapter:** 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

**Brukerveiledning:** Brukerhåndbok

**Lagring:** Veske

## Drift

**Spenning:** 100–240 V

## Sikkerhet og justerbare innstillinger

**Fem lysenergiinnstillinger:** Kan tilpasses til hudtypen din

**Integrert sikkerhetssystem:** Forhindrer utilsiktede lysglimt

**Integrert UV-filter:** Beskytter huden mot UV-stråler

**Hudtonesensor:** Gjenkjenner hudtypen

## Service

**Garanti:** 2-års global garanti

## Tekniske spesifikasjoner

**Lampe med høy ytelse:** Leverer > 200 000 lysglimt

