

PHILIPS

IPL - langvarig hårfjerning
for hele kroppen

Lumea Advanced

Hårfri hud i opptil 8 uker

Unngå irritert hud

Ekstra sikkerhetsfilter for
ansiktet

Hudtonesensor



SC1997/00



Lumea IPL Advanced – glatt og hårfri hud i opptil 8 uker!

Philips Lumea IPL Advanced er en rask og effektiv IPL-modell for deg som vil fjerne uønsket hårvekst på kroppen og i ansiktet. IPL (Intense Pulsed Light) reduserer hårveksten opptil 75 % allerede etter 4 behandlinger. For langvarig resultat bør behandlingen gjentas hver fjerde til åttende uke. Denne modellen har et ekstra tilbehør som er spesielt tilpasset behandling av uønsket hårvekst i ansiktet.

Langvarig hårfjerning med IPL-teknologi

- Lyspulser bedøver hårsekkene
- Klinisk bevist resultat
- IPL-teknologi for sikker hjemmebruk
- Egnede hår- og hudtyper

Trygg, rask og effektiv på kroppen og i ansiktet

- Bruksområder
- Rask og effektiv hårfjerning
- Ekstra tilbehør for ansiktet
- Hudtonesensor for ekstra sikkerhet
- Skånsom behandling

Maksimal frihet, svært enkelt

- Krever ingen ekstra lamper eller annet tilbehør
- Glatte ben på et blunk med "Slide & Flash"
- Fem justerbare innstillinger for lysenergi



asimpleswitch.com


Høydepunkter

IPL-teknologi




Philips Lumea bruker den innovative lysbaserte teknologien IPL (Intense Pulsed Light), den samme som benyttes i profesjonelle skjønnhetssalonger. Philips har tatt denne teknologien i bruk og tilpasset den for sikker bruk hjemme. Philips har samarbeidet nært med hudpleieeksperter for å utvikle IPL for hjemmebruk. Vi har drevet omfattende forskning på IPL-teknologien i over 10 år sammen med mer enn 2000 kvinner for å kunne presentere IPL for sikker og effektiv bruk hjemme.

Gled deg over glatt hud hver dag



Lyspulsene i Philips Lumea er ikke like sterke som de som benyttes i salonger. Derfor gir ikke metoden permanent hårfjerning, men behandlingen må gjentas med jevne mellomrom. Philips Lumea avgir lette lyspulser mot hårrøttene. Lyset absorberes av melaninet (pigmentet) i håret og omdannes til lysenergi (varme). Varmen stimulerer hårsekken til å gå i hvilemodus. Resultatet er at håret faller av og hindrer ettervekst slik at mengden hår som vokser ut, gradvis minker. Behandlingen bør gjentas hver fjerde til åttende uke for å hindre at hårrøttene igjen begynne å produsere hårstrå.

Effektiv uten problemer



Philips har forsket på IPL-teknologi i over 20 år, og vi er stolte av å kunne tilby IPL til sikker hårfjerning hjemme. Kliniske tester viser at Lumea IPL reduserer hårveksten med over 75 % allerede etter fjerde behandling. Gjentar du behandlingen (hver 4. til 8. uke avhengig av individuell hårvekst), holder bena seg glatte og hårfrie i opptil åtte uker. Bildet kan forstørres ved å klikke på det i bildegalleriet øverst på denne siden. Du kan prøve produktet i fred og ro i 120 dager. Er du ikke fornøyd, får du pengene tilbake. Philips 120-dagers garanti gjelder uansett hvor du kjøper produktet, men du må kontakte Philips for å kunne benytte garantien. Kontakt Philips kundeservice for mer informasjon.

Passende hår- og hudtyper




Philips Lumea fungerer effektivt på (naturlig) mørk blondt, brunt og svart hår. Som med andre lyspulsbaserte behandlinger avhenger behandlingseffekten av melaninnivået i håret. Melanin er fargepigmentet i håret som absorberer IPL. Lyspulsbehandlinger er ikke effektivt på lys blondt, hvitt/grått eller rødt hår, da hårstråene i disse fargene ikke har nok melanin. IPL-behandling egner seg heller ikke for personer med naturlig mørk hudtone. Se på matrisen for hud- og hårtype for å avgjøre hvilken lysintensitet som er best for deg samt om hårfjerning med IPL fungerer på nettopp din hår- og hudtype.

Bruksområder



Lumea IPL kan trygt brukes til hårfjerning i ansiktet (overleppe, hake, kinn, kinnskjegg) og på hele kroppen, inklusive ben, armhuler, bikinilinj, underliv, mage og armer. Denne modellen har også et ansiktsfilter for ekstra sikkerhet ved hårfjerning i ansiktet.

Rask behandling på bena



Lumea Advanced har et stort behandlingsvindu (4 cm²) som gjør at du raskt kan behandle store områder av kroppen.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy ytelse: Leverer
> 250 000 lysglimt

Bruksområder

Områder på kroppen: Armer, Ben, Mage,
Bikini linje, Armhulene

Ansiktsområder: Hake, Kinnskjegg, Overleppe

Tilbehør

Presisjonstilbehør (2 cm²): For sikker bruk i
ansiktet

Kroppstilbehør (4 cm²): For bruk nedenfor
halsen

Deler som medfølger

Brukerveiledning: Brukerhåndbok

Lagring: Veske

Adapter: 24 V –/ 1500 mA

Tilbehør: Renseklut

Drift

Spenning: 100–240 V

Bruk med ledning

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filer: Beskytter huden mot UV-
stråler

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til
hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer
utilsiktede lysglimt

Hudtonesensor: Gjenkjenner hudtypen

Service

Garanti: 2-års global garanti

Påføringstid

Legg: 8 min

Armhule: 1 min

Bikini linje: to minutter

Ansiktsområder: to minutter

Programmodus

Glidende lysglimt: For praktisk påføring

Kan brukes med og uten ledning: Med ledning

Trykk og flash: For behandling på kurvede
områder

