

# PHILIPS

IPL -  
ontharingsapparaat

Lumea Prestige

Met uniek gevormde  
opzetstukken

Precieze zones, lichaam,  
gezicht

Met SmartSkin-sensor

Zowel met als zonder snoer te  
gebruiken



BRI953/00



## Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid

Unieke opzetstukken, ontworpen voor optimale resultaten

De eerste IPL ter wereld met uniek gevormde hulpstukken is ontworpen voor optimale resultaten op lichaam, gezicht en precieze zones. Philips Lumea Prestige is ook de meest effectieve IPL-oplossing die zowel met als zonder snoer te gebruiken is en een SmartSkin-sensor heeft.

### Tot wel 2 maanden lang een zijdezachte huid\*

- Ontwikkeld door dermatologen voor veilig thuisgebruik
- Tot 92% haarvermindering na slechts 3 behandelingen\*\*
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen
- Zowel met als zonder snoer te gebruiken

### Speciaal aangepaste behandeling voor ieder lichaamsdeel

- Unieke gebogen opzetstukken voor iedere lichaamsdeel
- Opzetstuk voor het gezicht met nauwkeurig ontwerp en extra gezichtsfilter (2 CM<sup>2</sup>)
- Opzetstuk voor de bikinilijn met naar buiten gebogen vorm en transparante filter (3 CM<sup>2</sup>)
- Groot lichaamsopzetstuk met naar binnen gebogen vorm voor grote oppervlakten (4,1 CM<sup>2</sup>)

### Maximale flexibiliteit, geen gedoe


- De SmartSkin sensor adviseert de ideale lichtintensiteit op basis van je huidtype
- Lumea Prestige is zowel draadloos als met draad te gebruiken



asimpleswitch.com

# Kenmerken

## Lumea voorkomt teruggroei van haartjes



Philips Lumea maakt gebruik van innovatieve IPL-technologie om de haargroeycyclus te doorbreken. Zachte lichtflitsen naar de haarwortel zorgen dat de haarzakjes in rustfase komen en de groeycyclus wordt onderbroken. De techniek is afgeleid van professionele schoonheidssalons en door Philips geschikt gemaakt voor veilig, comfortabel én effectief gebruik in het comfort van je eigen huis. Philips Lumea is ontwikkeld in samenwerking met huidexperts en dermatologen. Door 14 jaar onderzoek, ontwikkeling en uitgebreide tests met behulp van 2000 vrouwen, is Lumea veilig en effectief. Lumea is al gekozen door meer dan 1,5 miljoen vrouwen en het nummer 1 merk in IPL.\*\*\*

## Tot 92% haarvermindering na slechts 3 behandelingen\*\*

Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na 3 tweewekelijkse behandelingen. Voor een blijvend glad resultaat raden wij u aan om elke 4 tot 8 weken te behandelen, afhankelijk voor de haartjes weer teruggroeien. Dit is verschillend per persoon. Het is de bedoeling dat je de huid behandelt nadat deze is geschoren, gewaxt of geëpileerd.

## Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen: op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten variërend van zeer wit tot donkerbruin. Net als andere lichtbehandelingen is Philips Lumea NIET

geschikt voor de behandeling van rood, lichtblond of wit/grijs haar. Dit product is ook niet geschikt voor een zeer donkere huid.

## Unieke gebogen opzetstukken voor iedere lichaamsdeel



Niet ieder deel van het lichaam is qua vorm hetzelfde. Voor een optimaal resultaat op ieder deel van het lichaam heeft Philips voor ieder deel van het lichaam een uniek gebogen opzetstuk ontworpen. De opzetstukken verschillen door combinaties van vorm, venstergrootte en venster. Met deze Philips Lumea Prestige kun je de zowel het gezicht (bovenlip, kin, het lichaam (benen, armen, buik), de bikinilijn en oksels behandelen.

## Opzetstuk voor het gezicht



Het opzetstuk voor het gezicht heeft een plat ontwerp, een speciale filter voor extra veiligheid en een klein venster (2 CM<sup>2</sup>) voor maximale precisie en nauwkeurige behandeling van bovenlip, kin en bakkebaarden.

## Opzetstuk voor de bikinilijn



Het opzetstuk voor de bikinilijn zorgt voor een doeltreffende behandeling van de bikinilijn. Het naar buiten gebogen ontwerp, in

combinatie met het transparante venster (3 CM<sup>2</sup>), zorgt voor een effectieve behandeling van de bikinilijn, waar haartjes doorgaans sterker en dikker zijn dan elders op het lichaam.

## Opzetstuk voor het lichaam



Het opzetstuk voor het lichaam heeft een naar binnen gebogen ontwerp wat zorgt dat lichaamscontouren effectief worden gevolgd. Het grote venster (4,1 CM<sup>2</sup>) zorgt voor een snelle behandeling van grote vlakke delen van het lichaam, zoals benen, armen of buik.

## SmartSkin-sensor

Het kiezen van de juiste lichtintensiteit is zeer belangrijk. Philips Lumea Prestige heeft 5 lichtsterktes en een automatische SmartSkin sensor, die eenvoudig de juiste sterkte kiest op basis van je huidskleur. De SmartSkin sensor leest je huidskleur en adviseert over de instelling die geschikt is voor jou. Als de SmartSkin sensor een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, stopt Lumea automatisch met flitsen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Toepassingsgebieden

**Lichaamszones:** Armen, Benen, Buik

**Delen van het gezicht:** Kin, Bovenlip, Kaaklijn

**Gevoelige gebieden:** Oksels, Bikini

## Technische specificaties hulpstukken

**Lichaamsopzetstuk:** Vorm: bol gebogen,

Venstergrootte: 4,1 cm<sup>2</sup>

**Opzetstuk voor het gezicht:** Vorm: plat,

Venstergrootte: 2 cm<sup>2</sup>, extra filter

**Precisieopzetstuk:** Vorm: hol gebogen, precies,

Venstergrootte: 3 cm<sup>2</sup>

## Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** Voor snelle toepassing

**Stap en Flits:** Voor behandeling op kleine zones

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Zowel met als zonder snoer te gebruiken

## Veiligheid en aan te passen standen

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid

tegen UV-straling

**Huidtintsensor:** Detecteert uw huidtint

**SmartSkin-sensor:** De juiste instelling op het juiste moment

## Behandeltijd

**Onderbenen:** 8,5 min.

**Bikinilijn:** 2 min.

**Oksel:** 2,5 min.

**Delen van het gezicht:** 1,5 min.

## Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Meer dan 250.000 lichtflitsen

## Vermogen

**Voltage:** 100 - 240 V

## Meegeleverde artikelen

**Adapter:** 19,5 V / 4000 mA

**Instructies voor gebruik:** Gebruiksaanwijzing

**Opbergen:** Luxe etui

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie

