

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea Essential

Alleen voor gebruik op het lichaam

Behandeling onderbenen in 15 minuten

Levensduur >100.000 lichtpulsen

Extra lang snoer



SC1992/00



De ideale manier om de teruggroei van haartjes te vertragen

voor een gladde huid thuis

Philips Lumea IPL verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Langdurige gladheid

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief

Ontharen met IPL technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Zacht en effectief, zelfs op de gevoelige huid

- Vijf instelbare lichtsterktes
- Voor gebruik op het lichaam
- Groter lichaamsopzetstuk voor snelle behandeling
- Aanpasbaar aan uw huidtype
- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik

Compact ontwerp met snoer

- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten



asimpleswitch.com

Kenmerken

Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

Moeiteloos en effectief




Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

5 lichtsterktes



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Toepassingsgebieden



Verwijder met een gerust hart ongewenst haar op lichaamsdelen onder de neklijn: benen, oksels, bikinilijn, armen en buik.

Groter lichaamsopzetstuk, 4 cm²



Groter lichaamsopzetstuk maakt snelle behandeling mogelijk van grote gebieden, zoals benen.

Glij- en flitsmodus



De hoofdtoepassingsmodus maakt een glijdende beweging mogelijk voor gemakkelijk en consistent gebruik.


Geen vervangende onderdelen nodig



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een donkere huid.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 100.000 pulsen afgeven

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft
5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype
Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

Toepassingsgebieden

Lichaamszones: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.
Oksel: 1 min
Bikinilijn: 1 min

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing
Opbergen: Etui
Adapter: 24 V / 1500 mA

Vermogen

Voltage: 100 - 240 V

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Toepassingsmodus

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer
Glij- en flitsmodus: voor eenvoudig gebruik
Stap- en flitsmodus: Voor behandeling van lichaamscontouren

