

PHILIPS

Dispositivo de depilación IPL

Lumea Advanced

Para uso corporal, facial y zona bikini

15 minutos para medias piernas

> 250 000 pulsos de luz

Cable extra largo



SC1999/00



Reducción cuidadosa del vello a largo plazo

El sistema Philips Lumea Advanced hace maravillas para inhibir la reaparición del vello en el cuerpo y en la cara. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Depilación duradera con tecnología IPL

- Disfruta de una piel suave a diario
- Eficacia sin esfuerzo
- Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Seguro, rápido y eficaz en cuerpo, cara y zona del bikini

- Seguro y efectivo, incluso en las zonas sensibles
- Gran ventana de tratamiento para una aplicación rápida
- Accesorio de precisión para mayor seguridad en la cara
- Accesorio para el tratamiento especializado del vello de la zona del bikini
- Sensor de tono de piel integrado
- Tratamiento suave

Máxima libertad, mínimas dificultades

- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales
- Modo de deslizamiento y flash para una aplicación más cómoda



asimpleswitch.com


Destacados

Tecnología IPL




Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.

Disfruta de una piel suave a diario



Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento la piel queda sin vello y suave al tacto.

Eficacia sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente

repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Vello y tipos de piel adecuados



Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Este producto TAMPOCO es adecuado para piel oscura.

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, ingles, vientre y brazos).

Tratamiento rápido en las piernas



Gran ventana de tratamiento para una aplicación rápida en zonas grandes como las piernas.

Seguridad adicional para la cara



Gracias al filtro de luz adicional integrado, se puede utilizar para tratar de forma segura el vello facial del labio superior, las mejillas y otras zonas sensibles.

Accesorio para la zona del bikini



Accesorio para la zona del bikini para un tratamiento efectivo del vello de la zona del bikini. El vello en esta zona tiende a ser más fuerte y más grueso que el vello habitual de las piernas.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Bombilla de alto rendimiento: Proporciona > 250 000 pulsos

Zonas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Zonas de la cara: Barbilla, Patillas, Labio superior

Accesorios

Accesorio de precisión (2 cm²): Para aplicación segura en el rostro

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

Accesorio para la zona del bikini (2cm²): Tratamiento especial para el vello de la zona del bikini

Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda

Adaptador: 24 V/1500 mA

Accesorio: Paño de limpieza

Potencia

Voltaje: 100-240 V

Uso con cable

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Tiempo de aplicación

Bikini: 4 minutos

Media pierna: 8 min

Axilas: 1 minuto

Zonas de la cara: 2 min

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para una aplicación cómoda

Uso con/sin cable: Con cable

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas curvas

