

PHILIPS

IPL - dispositivo para remoção de pelos

Lumea Prestige

Com acessórios curvados exclusivos

Para uso no corpo e no rosto

Com sensor SmartSkin

Uso sem fio e com fio



BRI961/30



Pele lisinha por até 8 semanas*

Acessórios exclusivos projetados para os melhores resultados

O primeiro sistema de IPL do mundo com acessório curvo exclusivo para o corpo e acessório personalizado para o rosto. O Philips Lumea Prestige é também a solução de IPL mais eficaz, oferecendo o uso com e sem fio e um sensor SmartSkin.

Pele macia por muito mais tempo com a tecnologia Lumea IPL

- Derivado de IPL profissional, desenvolvido em colaboração com dermatologistas
- Eficácia comprovada
- Adequado para diversos tipos de pelo e pele
- Uso sem fio ou com fio

Tratamento especializado para diferentes áreas do corpo


- Acessórios curvados exclusivamente para diferentes áreas do corpo
- Acessório para o rosto com design preciso e filtro facial extra
- Acessório para aparar pelos do corpo com design grande e curvo para áreas grandes

Total liberdade, sem complicação

- Com sensor SmartSkin
- Aplicativo Lumea GRATUITO para um instrutor pessoal ao seu alcance
- Não há custos ocultos nem a necessidade de peças de substituição


Destaque

O Lumea evita que o pelo cresça novamente**



O Philips Lumea utiliza uma inovadora tecnologia à base de luz chamada Luz intensa pulsada (IPL), para quebrar o ciclo de crescimento dos pelos. Suaves pulsos de luz são aplicados na raiz e, depois de vários tratamentos, o pelo é impedido de crescer novamente. A tecnologia IPL está disponível em salões profissionais desde 1997. O Philips Lumea é derivado desta tecnologia IPL profissional e possibilita que você trate de seus pelos com facilidade e eficiência em casa. O Philips Lumea Prestige é o resultado de 14 anos de pesquisa e desenvolvimento em colaboração com os melhores dermatologistas.

Eficácia comprovada



Estudos objetivos mostram uma redução significativa dos pelos em apenas 4 tratamentos quinzenais, resultando em uma pele lisinha, sem pelos. Para manter os resultados, retoque a cada 4 semanas.

Tipos de pele e pelo adequados



O Philips Lumea Prestige funciona com facilidade, eficiência e segurança em uma grande variedade de tipos de pelos e peles. Funciona em pelos naturalmente louros escuros, castanhos e pretos, bem como em tons de pele que vão de muito branco a moreno escuro. Assim como outros tratamentos baseados em IPL, o Philips Lumea não pode ser usado para tratar pelos brancos/grisalhos, louros claros ou ruivos, e não é adequado para peles muito escuras. Isso se deve à necessidade de alto contraste entre o pigmento na cor do pelo e o pigmento no tom da pele.

Tratamento das áreas do corpo



Inspirado na singularidade de cada área do corpo, o Philips Lumea Prestige é o único dispositivo de IPL que oferece acessórios curvos exclusivos, projetados para os melhores resultados nas diversas áreas do corpo. Os acessórios diferem em combinações de formato, tamanho da janela e filtro. Este Philips Lumea Prestige oferece tratamento especializado para o corpo (pernas, braços e abdômen) e para o rosto (buço, queixo).

Acessório para rosto



Ele tem seu próprio filtro extra especialmente projetado integrado e uma janela pequena e plana para um uso suave e preciso no buço, queixo e mandíbula - Tamanho da janela de 2 cm². 84% das mulheres satisfeitas com a redução dos pelos no rosto.***

Acessório para aparar pelos do corpo



Design grande e curvo para acompanhar os contornos do corpo e, dessa forma, abranger com eficácia áreas como pernas, braços e abdômen. Além disso, permite um tratamento rápido nas áreas grandes do corpo graças a uma janela de tratamento maior (tamanho da janela de 4,1 cm²). 83% das mulheres satisfeitas com a redução de pelos nas pernas.***

Sensor SmartSkin



O Philips Lumea Prestige tem 5 ajustes de energia e a escolha de um dos ajustes é facilitada graças ao sensor SmartSkin. O sensor SmartSkin indica o ajuste mais confortável para mulheres com um tom de pele semelhante ao seu.

Especificações

Áreas de aplicação

Regiões do corpo: Pernas

Regiões faciais: Queixo, Buço, Mandíbula

Áreas sensíveis: Axilas, Virilha

Especificações técnicas dos acessórios

Acessório para tratamento corporal: Tamanho da janela: 4,1 cm², Formato: convexo curvo, Tratamento sob medida para o corpo

Acessório para tratamento facial: Tamanho da janela: 2 cm², filtro extra, Formato: reto, Tratamento sob medida para o rosto

Modo de aplicação

Slide and Flash: Para aplicação rápida

Stamp and Flash: Para tratamento em áreas pequenas

Uso com/sem fio: Uso sem fio e com fio

Ajustes para controle e segurança

Cinco ajustes de luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sensor SmartSkin: O ajuste certo sob demanda

Sistema de segurança integrado: Evita flashes acidentais

Filtro UV integrado: Protege a pele contra os raios UV

Sensor de tom de pele: Detecta o tom da sua pele

Tempo de aplicação

Regiões faciais: 1,5 min

Linha do biquíni: 2 min

Axilas: 2,5 min

Parte inferior das pernas: 8,5 min

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: Emite > 250.000 flashes

Lig/Desl

Voltagem: 100-240 V

Itens inclusos

Adaptador: 19,5 V/4000 mA

Instruções de uso: Manual do Usuário

Para guardar o aparelho: Estojo luxuoso

Serviço

Garantia: 2 anos de garantia mundial



* Medido nas pernas, após os primeiros quatro a cinco tratamentos. Os resultados podem variar dependendo da pessoa.

** Até 92% de redução dos pelos após três tratamentos ao seguir a programação do tratamento. Medido nas pernas. Os resultados podem variar dependendo da pessoa.

*** Estudo realizado na Holanda e na Áustria com 46 mulheres, após três tratamentos nas pernas e após dois tratamentos no rosto