

PHILIPS

Épilateur à lumière pulsée


Lumea Advanced

Solution complète pour le corps

15 minutes pour les demi-jambes

Cordon pratique ultra-long

Cadeau : rasoir électrique 100% étanche



SC1997/04



Réduction à long terme de la pilosité, en douceur

L'épilateur Philips Lumea Advanced fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps et le visage. Lorsqu'il est utilisé régulièrement, ses légères impulsions lumineuses vous laissent la peau lisse jour après jour. En cadeau : un rasoir électrique 100 % étanche pour vous préparer aux séances d'épilation à la lumière pulsée.

Une peau durablement lisse avec la technologie IPL Lumea

- Une peau douce et nette jour après jour
- L'efficacité sans effort
- Adapté pour une utilisation sûre et efficace chez vous
- Convient à de nombreux types de peau et de poils
- Avec rasoir électrique 100 % étanche

Rapide, sûr et efficace sur le corps et le visage

- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide
- Embout de précision pour plus de sécurité sur le visage
- Capteur intégré de teint de peau
- Utilisation tout en douceur

Liberté absolue, contraintes minimales

- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables



asimpleswitch.com

Points forts

Technologie de lumière intense pulsée



Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.

Une peau douce et nette jour après jour



Philips Lumea envoie de légers flashes à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

L'efficacité sans effort

Clinical results after treatment: **exemple 1** (leg)



Clinical results after treatment: **exemple 2** (bikini line)



Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les deux semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre


les séances dépend de votre repousse. – Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Zones d'application



Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton et joues) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

Flashage rapide des jambes



Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide sur les zones étendues telles que les jambes.

Une sécurité accrue sur le visage



Grâce au filtre de lumière intégré supplémentaire, il peut être utilisé pour épiler les poils du visage en toute sécurité sur la lèvre supérieure, le menton, les joues et les autres zones sensibles.

Capteur de teint de peau



Le capteur intégré de teint de peau mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte un teint trop foncé pour ce produit, il arrête automatiquement d'émettre des flashes.

Utilisation tout en douceur



Respecte votre peau.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Spécificités techniques

Lampe haute performance: Produit
> 250 000 flashes

Zones d'application

Parties du corps: Bras, Jambes, Ventre,
Maillot, Aisselles

Parties du visage: Menton, Joues, Lèvre
supérieure

Accessoires

Embout de précision (2 cm²): Pour une
utilisation en toute sécurité sur le visage

Embout pour le corps (4 cm²): Pour
l'utilisation sur les zones en dessous du cou

Accessoires inclus

Conditions d'utilisation: Mode d'emploi

Rangement: Étui

Adaptateur: 24 V / 1 500 mA

Accessoire: Tissu de nettoyage

Alimentation

Tension: 100-240 V

Fonctionnement sur secteur

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des
rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à
votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes
accidentels

Capteur de teint de peau: Détecte votre teint
de peau

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Durée d'utilisation

Demi-jambe: 8 min

Aisselle: 1 min

Maillot: 1 min

Parties du visage: 1 min

Mode d'application

Flash Continu & Manuel: Pour une application
pratique

Utilisation avec ou sans fil: Sur secteur

Flash & Manuel: Pour une utilisation sur les
courbes

