

PHILIPS

IPL Lichtontharing


Lumea Advanced

Voor gebruik op lichaam en gezicht

Behandeling onderbenen in 15 minuten

> 250.000 lichtflitsen

Extra lang snoer



SC1997/00



Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid

Het Philips Lumea Advanced IPL lichtontharingsapparaat voorkomt teruggroei van haar op het lichaam, gezicht en bikinilijn. Zachte lichtpulsen zorgen bij regelmatig gebruik tot wel 2 maanden lang een zijdezachte huid. Lumea Advanced biedt een handige oplossing voor langdurig ontharen van lichaam en gezicht. Bereik tot wel 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen.** Philips Lumea is speciaal ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor thuisgebruik.

Tot wel 2 maanden lang een zijdezachte huid*

- Tot 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen**
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan huid- en haartypen
- Ontwikkeld door dermatologen voor thuisgebruik
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

Speciaal aangepaste behandeling voor ieder lichaamsdeel

- Opzetstuk voor het gezicht met nauwkeurig ontwerp en extra gezichtsfilter (2 CM²)
- Groot lichaamsopzetstuk met groot venster voor grote oppervlakken (4 CM²)
- Lumea Advanced is met snoer te gebruiken
- SkinTone sensor leest jouw huidtint
- Zachte behandeling

Maximale flexibiliteit, geen gedoe

- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Vijf instelbare lichtsterktes



asimpleswitch.com


Kenmerken

Lumea voorkomt teruggroei van haartjes




"Philips Lumea maakt gebruik van innovatieve IPL-technologie om de haargroei-cyclus te doorbreken. Zachte lichtflitsen naar de haarwortel zorgen dat de haarzakjes in rustfase komen en de groeicyclus wordt onderbroken. De techniek is afgeleid van professionele schoonheidssalons en door Philips geschikt gemaakt voor veilig, comfortabel én effectief gebruik in het comfort van je eigen huis. Philips Lumea is ontwikkeld in samenwerking met huidexperts en dermatologen. Door 14 jaar onderzoek, ontwikkeling en uitgebreide tests met behulp van 2000 vrouwen, is Lumea veilig en effectief. Lumea is al gekozen door meer dan 1,5 miljoen vrouwen en het nummer 1 merk in IPL.****"

Tot 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen**



Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na 3 tweewekelijkse behandelingen. Voor een blijvend glad resultaat raden wij u aan om elke 4 tot 8 weken te behandelen, afhankelijk voor de haartjes weer teruggroeien. Dit is verschillend per persoon. Het is de bedoeling dat je de huid behandelt nadat deze is geschoren, gewaxt of geëpileerd.

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen: op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten variërend van zeer wit tot donkerbruin. Net als andere lichtbehandelingen is Philips Lumea NIET geschikt voor de behandeling van rood, lichtblond of wit/grijs haar. Dit product is ook niet geschikt voor een zeer donkere huid.

Opzetstuk voor het gezicht




Het opzetstuk voor het gezicht heeft een speciale filter voor extra veiligheid en een klein venster (2 CM²) voor maximale precisie en nauwkeurige behandeling van bovenlip, kin en bakkebaarden.

Opzetstuk voor het lichaam



Het opzetstuk voor het lichaam heeft een groot venster (4 CM²) dat zorgt voor een snelle behandeling van grote vlakke delen van het lichaam, zoals benen, armen of buik.

SkinTone sensor leest jouw huidtint



Het kiezen van de juiste lichtintensiteit is zeer belangrijk. Philips Lumea Prestige heeft 5 lichtsterktes en een automatische SkinTone sensor, die eenvoudig de juiste sterkte kiest op basis van je huidtint. De SkinTone sensor leest je huidtint en adviseert over de instelling die geschikt is voor jou. Als de SkinTone sensor een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, stopt Lumea automatisch met flitsen.

Met snoer te gebruiken



Philips Advanced is met draad te gebruiken. Dit zorgt voor een optimaal performance zonder onderbrekingen, ongeacht hoe lang je bezig bent met de behandeling.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Meer dan 200.000 lichtflitsen

Toepassingsgebieden

Lichaamszones: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Accessoires

Precisiehulpstuk (2 cm²): Voor veilig gebruik op het gezicht

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Accessoire: Schoonmaakdoekje

Vermogen

Voltage: 100 – 240 V

Gebruik met snoer

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Bescherm uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.

Oksel: 1 min

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 2 min.

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: voor eenvoudig gebruik

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling van lichaamscontouren

