

PHILIPS

IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea Advanced

Für Körper und Gesicht

Mit Hauttensensor

15 Minuten für beide
Unterschenkel

Mit Satin Compact
Korrekturtrimmer



BRI923/00



Mindestens 3 Monate lang haarfrei*

Mindestens 85 % weniger Haare nach 3 Behandlungen**

Philips Lumea Advanced verhindert effektiv das Nachwachsen von Haaren am Körper. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidig glatte Haut, jeden Tag.

Langanhaltende Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Professionelle IPL-Technologie für zu Hause, zusammen mit Dermatologen entwickelt
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen
- KOSTENLOSE Lumea-App für einen persönlichen Coach auf Abruf

Sicher, schnell und effektiv am Körper und im Gesicht


- Nachweislich sichere und wirksame Behandlung
- Integrierter Hauttensensor

Spezielle Behandlung unterschiedlicher Körperbereiche

- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen
- Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung
- Präzisionsaufsatz für zusätzliche Sicherheit im Gesicht
- Aufsatz speziell zur Behandlung der Bikinizone
- Sonderedition mit Satin Compact Korrekturtrimmer


Besonderheiten

Lang anhaltend glatte Ergebnisse



IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwuchsmenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.

Erwiesene Wirksamkeit



Unabhängige Studien belegen mindestens 85 % weniger Haare nach nur drei Behandlungen**. Die ersten vier Behandlungen müssen alle zwei Wochen durchgeführt werden. Danach sollten Sie bereits die gewünschten Ergebnisse sehen. Um die Ergebnisse beizubehalten, wiederholen Sie die Behandlung einfach alle vier Wochen. Nach nur acht Behandlungsauffrischungen sind Sie mindestens drei Monate lang haarfrei*. Um dieses Bild zu vergrößern, klicken Sie oben auf dieser Seite auf das Bild in der Galerie.

Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea Prestige kann bei vielen Haar- und Hauttypen verwendet werden. Geeignet für (von Natur aus) dunkelblonde, braune und schwarze Haare und für Hauttöne von sehr weiß bis dunkelbraun. Aufgrund des erforderlichen hohen Kontrasts zwischen Haar- und Hautpigmenten ist Philips Lumea, wie andere lichtbasierte Behandlungsmethoden auch, weder für die Behandlung von weißen/grauen, hellblonden oder roten Haaren noch für die Behandlung von sehr dunkler Haut geeignet.

Hauttensensor



Der integrierte Sensor den Hautton der zu behandelnden Haut am Anfang jeder Sitzung und von Zeit zu Zeit während der Behandlung. Wenn ein Hautton erkannt wird, der zu dunkel für die Behandlung mit diesem Produkt ist, werden automatisch keine Lichtimpulse mehr ausgegeben.

Anwendungsbereiche



Gesichtshaare (Oberlippe, Kinn und Wangen) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, dem Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

Schnelle Anwendung an den Beinen



Großes Behandlungsfenster zur schnellen Anwendung an großen Körperpartien, wie z. B. Beinen

Zusätzliche Sicherheit für das Gesicht



Mit dem zusätzlich integrierten Lichtfilter kann er für die sichere Entfernung von Haaren an Oberlippe, Kinn, Wangen und anderen empfindlichen Bereichen verwendet werden.

Aufsatz für die Bikinizone



Aufsatz für die Bikinizone für eine effektive Behandlung der Haare in diesem Bereich. Diese sind in der Regel stärker und dicker als Beinhaar.

Daten

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch, Achselhöhlen, Bikini

Gesichtsbereiche: Kinn, Koteletten, Oberlippe

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Aufsatz fürs Gesicht (2 cm²): Für den Gebrauch unterhalb der Augen

Aufsatz für die Bikinizone (2 cm²): Besondere Behandlung der Bikinizone

Anwendungsmodus

Slide and Flash: Zur einfachen Anwendung

Mit Kabel/kabellos einsetzbar: Mit Kabel

Manuell und automatisch: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Anwendungszeit

Bikini: 4 Min.

Achselhöhle: 2,5 Min.

Gesichtsbereiche: 2 Min.

Unterschenkel: 15 Min.

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Hauttensensor: Erkennt Ihren Hautton

Leistung

Spannung: 100–240 V

Verwendung mit Kabel

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisungen: Bedienungsanleitung

Aufbewahrung: Aufbewahrungstasche

Adapter: 24 V/1500 mA

Zubehör: Reinigungstuch

Korrekturtrimmer

Zubehör: Kammaufsatz für Augenbrauen, Reinigungsbürste

Benutzerfreundlichkeit: Kompakter Griff

Leistung: AAA-Batterie

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

