

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea Essential

Geschikt voor gezicht en lichaam

Behandeling onderbenen in 16 minuten

Met snoer te gebruiken

Compact ontwerp met snoer



BRI861/00



Eenvoudig een langdurig zijdezachte huid

De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie voor extra veiligheid. Als deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

Tot wel 2 maanden lang een zijdezachte huid*

- Ontwikkeld door dermatologen voor thuisgebruik
- Tot 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen**
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan huid- en haartypen
- Moeiteloos een effectief

Speciaal aangepaste behandeling voor ieder lichaamsdeel

- Geschikte haar- en huidtypen
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- De Skin Tone-sensor adviseert de ideale lichtintensiteit op basis van je huidtype
- Met draad te gebruiken
- Zachte behandeling

Maximale flexibiliteit, geen gedoe

- Lumea Essential is met draad te gebruiken
- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten



asimpleswitch.com


Kenmerken

Lumea voorkomt teruggroei van haartjes




Philips Lumea maakt gebruik van innovatieve IPL-technologie om de haargroeycyclus te doorbreken. Zachte lichtflitsen naar de haarwortel zorgen dat de haarzakjes in rustfase komen en de groeycyclus wordt onderbroken. De techniek is afgeleid van professionele schoonheidssalons en door Philips geschikt gemaakt voor veilig, comfortabel én effectief gebruik in het comfort van je eigen huis. Philips Lumea is ontwikkeld in samenwerking met huidexperts en dermatologen. Door 14 jaar onderzoek, ontwikkeling en uitgebreide tests met behulp van 2000 vrouwen, is Lumea veilig en effectief. Lumea is al gekozen door meer dan 1,5 miljoen vrouwen en het nummer 1 merk in IPL.**

Tot 75% haarvermindering na slechts 3 behandelingen**



Onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na 3 tweewekelijkse behandelingen. Voor een blijvend glad resultaat raden wij u aan om elke 4 tot 8 weken te behandelen, afhankelijk voor de haartjes weer teruggroeien. Dit is verschillend per persoon.

Geschikte lichaamsdelen



Lumea Essential is geschikt voor het behandelen van het gezicht (bovenlip, kin) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

Geschikte haar- en huidtypen



Lumea Essential is een compacte en handzame IPL-apparaat voor een zijdezachte resultaat. Om deze gladde resultaten te behouden, dien je de behandeling wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. Het is de bedoeling dat je de huid behandelt nadat deze is geschoren, gewaxt of geëpileerd.

Veilig en effectief, zelfs op gevoelige gebieden



Philips Lumea werkt effectief op een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen: op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten variërend van zeer wit tot donkerbruin. Net als andere lichtbehandelingen is Philips Lumea NIET geschikt voor de behandeling van rood, lichtblond of wit/grijs haar. Dit product is ook niet geschikt voor een zeer donkere huid.

Skin Tone-sensor adviseert de ideale lichtintensiteit



De geïntegreerde huidtintsensor meet de behandelde huidskleur aan het begin van elke sessie en van tijd tot tijd tijdens de sessie voor

extra veiligheid. Als deze een huidtint detecteert die te donker is voor dit product, worden de pulsen automatisch gestopt.

Vijf instelbare lichtintensiteits-instellingen



Philips Essential is met draad te gebruiken. Dit zorgt voor een optimaal performance zonder onderbrekingen, ongeacht hoe lang je bezig bent met de behandeling.

Zacht voor de huid



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Er zijn geen navulcartridges of gels nodig voor het gebruik van Lumea. De lamp gaat maar liefst 200.000 lichtflitsen mee, wat gelijk staat aan 15 jaar gebruik.****



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamszones: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Delen van het gezicht: Kin, Bakkebaarden, Bovenlip

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor een gemakkelijke glijdende beweging

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling van lichaamscontouren

Behandeltijd

Oksel: 1,5 min.

Bikinilijn: 1,5 min.

Delen van het gezicht: 2 min.

Onderbeen: 8 min.

Meegeleverde artikelen

Adapter: 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Vermogen

Voltage: 100 - 240 V

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Bescherm uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Meer dan 200.000 lichtflitsen

