

PHILIPS

IPL-
hårborttagningssystem

Lumea Comfort

För kropp och ansikte

22 minuter för att behandla
underbenen

Livslängd >100 000 ljuspulser

Kompakt design med sladd



SC1982/00



Kompakt IPL-lösning

för att förhindra håråterväxt för slät hy

Philips Lumea Comfort IPL-hårborttagningssystem gör underverk när det gäller att förhindra håråterväxt på hela kroppen. Om du regelbundet använder de skonsamma ljuspulseringarna håller huden sig silkeslen varje dag.

Hårborttagning med IPL-teknik

- Anpassad för säkert hemmabruk

Varaktig mjukhet

- Effektivt utan ansträngning
- Len hud varje dag

Säker och effektiv på ansikte och kropp


- Fem justerbara ljusenergiinställningar
- Säker och effektiv även på känsliga områden
- Hudfärgssensor
- Slide and Flash-läge ger en bekvämare behandling
- Lämplig för olika hår- och hudtyper

Mest kompakta Lumea-designen

- Inga reservdelar, inga dolda kostnader
- Den minsta och lättaste apparaten i Lumea-serien


Funktioner

Len hud varje dag



Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på håroten. På så sätt faller håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

Effektivt utan ansträngning



Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter fyra behandlingar varannan vecka. Behandlingen ger dig en len och hårfri hud. För att bibehålla resultatet upprepar du bara behandlingen vid behov. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt. – Du kan förstora bilden genom att klicka på den i bildgalleriet längst upp på den här sidan.

IPL-teknik



I Philips Lumea Comfort används en innovativ ljusbaserad teknik kallad IPL (Intense Pulsed Light), härledd från tekniken som används i professionella skönhets-salonger. Philips har anammat den här tekniken för effektiv användning säkert och tryggt hemma. Philips har arbetat tätt tillsammans med

hudvårdsexperten för att utveckla den här tekniken. I mer än 10 år genomförde Philips omfattande konsumentforskning på IPL-teknik med mer än 2 000 kvinnor.

Lämpliga hår- och hudtyper

Haarfarbe Haarkleur Hair color Couleur de poils	Hautton / Huidskleur / Skin tone / Couleur de la peau	1	2	3	4	5	6
1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	49	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	51	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	52	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	53	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	54	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	55	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	57	✓	✓	✓	✓	✓	✓
58	58	✓	✓	✓	✓	✓	✓
59	59	✓	✓	✓	✓	✓	✓
60	60	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	61	✓	✓	✓	✓	✓	✓
62	62	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	63	✓	✓	✓	✓	✓	✓
64	64	✓	✓	✓	✓	✓	✓
65	65	✓	✓	✓	✓	✓	✓
66	66	✓	✓	✓	✓	✓	✓
67	67	✓	✓	✓	✓	✓	✓
68	68	✓	✓	✓	✓	✓	✓
69	69	✓	✓	✓	✓	✓	✓
70	70	✓	✓	✓	✓	✓	✓
71	71	✓	✓	✓	✓	✓	✓
72	72	✓	✓	✓	✓	✓	✓
73	73	✓	✓	✓	✓	✓	✓
74	74	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75	75	✓	✓	✓	✓	✓	✓
76	76	✓	✓	✓	✓	✓	✓
77	77	✓	✓	✓	✓	✓	✓
78	78	✓	✓	✓	✓	✓	✓
79	79	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	80	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81	81	✓	✓	✓	✓	✓	✓
82	82	✓	✓	✓	✓	✓	✓
83	83	✓	✓	✓	✓	✓	✓
84	84	✓	✓	✓	✓	✓	✓
85	85	✓	✓	✓	✓	✓	✓
86	86	✓	✓	✓	✓	✓	✓
87	87	✓	✓	✓	✓	✓	✓
88	88	✓	✓	✓	✓	✓	✓
89	89	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	90	✓	✓	✓	✓	✓	✓
91	91	✓	✓	✓	✓	✓	✓
92	92	✓	✓	✓	✓	✓	✓
93	93	✓	✓	✓	✓	✓	✓
94	94	✓	✓	✓	✓	✓	✓
95	95	✓	✓	✓	✓	✓	✓
96	96	✓	✓	✓	✓	✓	✓
97	97	✓	✓	✓	✓	✓	✓
98	98	✓	✓	✓	✓	✓	✓
99	99	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Philips Lumea Comfort fungerar effektivt på (naturligt) mörkblont, brunt och svart hår. Precis som andra ljusbaserade behandlingar fungerar Lumea Comfort INTE lika bra på rött, ljusblont eller vitt/grått hår. – Du kan förstora bilden genom att klicka på den i bildgalleriet längst upp på sidan

Tillämpningsområden



Den kan tryggt användas för hårborttagning på ansikte (överläpp, haka) och kroppsdelar, inklusive ben, armbålar, bikinilinj, mage och armar.

5 lampenergiinställningar




Philips Lumea Comfort har fem justerbara ljusenergiinställningar för att garantera en skonsam men effektiv behandling. Vid korrekt användning är Philips Lumeas IPL-behandling säker och skonsam, även på känslig hud och känsliga kroppsdelar.

Hudfärgssensor



Den unika hudfärgssensorn mäter den behandlade huden i början av varje behandling och då och då under behandlingen. Om det upptäcker en hudton som är för mörk för Lumea Comfort slutar det automatiskt att avge pulseringar.

Slide and Flash-läge



Lumea Comfort möjliggör en glidande rörelse för en bekvämare och mer fortlöpande applicering.

Minsta och lättaste Lumea

Philips Lumea Comfort är det minsta och lättaste i Lumea-sortimentet. Den är enkel att hålla i och når alla områden som du vill behandla.

Inga reservdelar krävs



Philips Lumea Comfort är en komplett lösning som levereras körklar. Framförallt krävs inga reservlampor eller någon gel.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Högrestandalampa: Producerar > 100 000 ljussignaler

Tillämpningsområden

Kroppsdelar: Armar, Ben, Mage, Bikini, Under armarna

Ansiktets delar: Haka, Polisonger, Överläpp

Medföljande tillbehör

Anvisningar för användning: Snabbstartguide, Användarhandbok

Adapter: 12 V/1500 mA

Effekt

Spänning: 100–240 V

Säkerhetsinställning och justerbara inställningar

Integrerat UV-filer: Skyddar din hud från UV-ljus

5 lampenergiinställningar: Justerbar för din hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

Hudtonssensor: Upptäcker hudtonen

Service

Garanti: 2 års global garanti

Användningstid

Underben: 11 min.

Under armarna: 1,5 min.

Bikiniinje: 1,5 min.

Ansiktets delar: 2,5 min.

Programläge

Med och utan sladd: Med sladd

Slide and Flash: För enkelt rörelseprogram

Applicera och blinka: För behandling på kurviga områden

