

PHILIPS

Sistema de depilação
por luz pulsada

Lumea Essential

Apenas para utilização corporal

15 minutos para tratar meia
perna

Vida útil >100 000 impulsos de
luz

Cabo extra longo



SC1991/00



A forma ideal para evitar o crescimento dos pêlos para obter uma pele macia em casa

O sistema por luz pulsada Lumea da Philips visa a prevenção do reaparecimento de pêlos no corpo. Impulsos delicados de luz aplicados regularmente mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

Suavidade mais duradoura

- Tenha uma pele suave todos os dias
- Eficácia sem esforço

Depilação com tecnologia de luz pulsada

- Adaptada para uma utilização segura no conforto da sua casa

Delicado e eficaz, mesmo em pele sensível

- Cinco definições reguláveis de energia de luz
- Para utilização corporal
- Acessório corporal maior para tratamentos rápidos
- Ajustável ao seu tipo de pele

Design compacto com fios

- Sem peças de substituição, sem custos ocultos



asimpleswitch.com

Destaques

Tenha uma pele suave todos os dias



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Isto resulta numa queda natural do pêlo e o crescimento deste é inibido. A repetição regular deste tratamento irá manter a sua pele suave dia após dia.

Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos apresentaram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal.


Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração

com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 voluntários.

5 definições de energia da luz



O sistema Philips Lumea tem cinco definições reguláveis de energia de luz para garantir um tratamento suave, mas eficaz. Quando usado correctamente, o tratamento com o sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips é seguro e suave para utilização mesmo em pele e áreas corporais sensíveis.

Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos nas zonas corporais abaixo do pescoço: pernas, axilas, linha do biquíni, braços e barriga.

Acessório corporal maior, 4 cm2




Acessório corporal maior permite um tratamento rápido de áreas grandes, como as pernas.

Não necessita de peças de substituição



O sistema Philips Lumea é uma solução completa pronta a utilizar de imediato. Ainda mais importante, este não necessita de lâmpadas de substituição ou géis.

Tipos de pêlo e pele adequados



O sistema Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, o sistema Philips Lumea NÃO é eficaz em pêlos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. O sistema Philips Lumea também NÃO é adequado para peles muito escuras.



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Especificações técnicas

Fluxo de luz (J/cm²): 2,5-5

Espectro da luz: >525 nm

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona > 100 000 impulsos de luz

Segurança e definições ajustáveis

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

5 definições de energia da luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Acessórios

Acessório corporal (4 cm²): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

Tempo de aplicação

Meia perna: 8 min

Axilas: 1 min.

Linha do biquíni: 1 min.

Itens incluídos

Instruções de utilização: Guia de Iniciação Rápido, Manual do utilizador

Armazenamento: Bolsa

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Alimentação

Voltagem: 100-240 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Modo de aplicação

Utilização com fios/sem fios: Com fios

Soltar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

