

# PHILIPS

Sistema de depilación LPI

Lumea Essential

Solo para uso corporal

15 minutos para las pantorrillas

Vida útil >100.000 pulsos de luz

Cable extralargo



SC1992/11



## La mejor manera de evitar la reaparición del vello para una piel suave en casa

Philips Lumea IPL te ayuda a evitar el crecimiento del vello corporal. Las delicadas pulsaciones de luz aplicadas de forma regular mantienen tu piel suave como la seda todos los días.

### **Suavidad duradera**

- Disfruta de una piel suave cada día
- Resultados garantizados sin esfuerzo

### **Sistema de depilación con tecnología IPL**

- Adaptada para usarla con seguridad desde la comodidad de tu hogar

### **Suave y eficaz, incluso en pieles sensibles**

- Cinco niveles de potencia de luz ajustable
- Para usarse en el cuerpo
- Accesorio corporal más grande para un tratamiento más rápido
- Se adapta a tu tipo de piel
- Modo "Slide and Flash" para una aplicación más cómoda

### **Diseño con cable compacto**

- Sin piezas de repuesto ni costos adicionales



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# Destacados

## Disfruta de una piel suave cada día



El sistema Lumea de Philips aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Esto evita el crecimiento y lo elimina de forma natural. Si se repite el tratamiento de forma regular, tu piel se mantiene suave todos los días.

## Resultados garantizados sin esfuerzo



Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente respete el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.


## Tecnología LPI



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en luz, llamada IPL (del inglés, Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y

con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 voluntarias.

## Cinco niveles de intensidad de luz



Philips Lumea dispone de cinco niveles de potencia de luz ajustables para asegurar un tratamiento suave y eficaz. Y si las usas de forma correcta, el tratamiento IPL de Philips Lumea es seguro y suave incluso en pieles y zonas sensibles.

## Zonas de aplicación



Puede utilizarse con confianza para eliminar el vello de las zonas del cuerpo que están por debajo del cuello: piernas, axilas, área del bikini, brazos y estómago.

## Accesorio corporal más grande, 4 cm<sup>2</sup>



El accesorio corporal más grande permite un tratamiento rápido en zonas extensas como las piernas.

## Modo "Slide and Flash"



El modo de aplicación principal permite deslizar el aparato para una aplicación más cómoda y continua.

## No necesita piezas de repuesto



No replacement lamps or gel needed

Philips Lumea es una solución completa que se vende lista para usar al salir de la caja. Y lo más importante es que no necesita ninguna lámpara de repuesto ni geles.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO<sub>2</sub>. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

# Especificaciones

## Especificaciones técnicas

**Lámpara de alto rendimiento:** Proporciona > 100.000 pulsos

## Configuración segura y regulable

**Filtro UV integrado:** Protege la piel de los rayos UV

**Cinco niveles de intensidad de luz:** Se adapta a tu tipo de piel

**Sistema de seguridad integrado:** Evita los pulsos de luz accidentales

## Zonas de aplicación

**Áreas del cuerpo:** Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

## Accesorios

**Accesorio para el cuerpo (4 cm<sup>2</sup>):** Para usar en las zonas del cuerpo que están debajo del cuello

## Tiempo de aplicación

**Pantorrilla:** 8 min

**Axila:** 1 min

**Área del bikini:** 1 min

## Piezas incluidas

**Instrucciones de uso:** Guía de inicio rápido, Manual del usuario

**Almacenamiento:** Funda

**Adaptador:** 24 V / 1500 mA

## Energía

**Voltaje:** 100-240 V

## Servicio

**Garantía:** 2 años de garantía completa

## Modo de aplicación

**Con cable / sin cable:** Con cable

**Deslizamiento y pulsación:** Para una aplicación cómoda

**Paso y pulsación:** Para el tratamiento de zonas curvas

