

PHILIPS

Dispositivo de
eliminación de vello IPL

Lumea Prestige

Para uso en cuerpo y cara

15 minutos para medias piernas

> 250 000 pulsos de luz

Diseño sin cables



SC2007/00



Siéntete siempre libre de vello*

Philips Lumea Prestige es la solución con tecnología de luz pulsada sin cable más eficaz. Hace maravillas para inhibir la reaparición del vello facial así como el corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Eliminación del vello duradera con tecnología IPL

- Disfruta de una piel suave a diario
- Eficacia sin esfuerzo
- Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar
- Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Una aplicación suave y eficaz en la cara y el cuerpo

- Seguro y efectivo, incluso en las zonas sensibles
- Gran ventana de tratamiento para una aplicación rápida
- Accesorio de precisión para un tratamiento facial seguro
- Tratamiento suave

Máxima libertad, mínimas dificultades

- Comodidad inalámbrica
- Sin piezas de repuesto ni costes adicionales
- Modo de deslizamiento y flash para una aplicación más cómoda
- Cinco posiciones de energía de luz ajustables



asimpleswitch.com


Destacados

Tecnología IPL



Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz, llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de forma segura y con resultados eficaces. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores con más de 2000 voluntarios.


Disfruta de una piel suave a diario




Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento la piel queda sin vello y suave al tacto.

Eficacia sin esfuerzo

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente

repite el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal. - Para aumentar esta imagen, haz clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Vello y tipos de piel adecuados




Philips Lumea funciona de forma eficaz en el vello rubio oscuro, castaño y moreno (naturales). Como con otros tratamientos basados en la luz, Philips Lumea NO es efectiva cuando se utiliza sobre vello pelirrojo, rubio claro y blanco o gris. Philips Lumea TAMPOCO es adecuada para piel muy oscura.

Zonas de aplicación



Puedes utilizar el dispositivo con confianza para eliminar el vello facial (labio superior, barbilla y patillas) y corporal (piernas, axilas, ingles, vientre y brazos).

Tratamiento rápido en las piernas



Gran ventana de tratamiento para una aplicación rápida en zonas grandes como las piernas.

Seguridad adicional para la cara



El accesorio de precisión está equipado con un filtro de luz adicional y proporciona una aplicación segura y cómoda en el labio superior, la barbilla y las patillas. También se puede utilizar en otras zonas sensibles del cuerpo, como las axilas, las ingles y otras zonas de difícil acceso.

Tratamiento suave



Suave con tu piel.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Bombilla de alto rendimiento: Proporciona > 250 000 pulsos

Zonas de aplicación

Zonas del cuerpo: Brazos, Piernas, Vientre, Bikini, Axilas

Zonas de la cara: Barbilla, Patillas, Labio superior

Accesorios

Accesorio de precisión (2 cm²): Para aplicación segura en el rostro

Accesorio para el cuerpo (4 cm²): Para uso en zonas del cuerpo por debajo del cuello

Piezas incluidas

Cargador: Cargador multivoltaje

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda de lujo

Accesorio: Paño de limpieza

Potencia

Tiempo de carga: 100 min

Tiempo de funcionamiento: Mínimo de 370 pulsos

Voltaje: 100-240 V

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsos de luz accidentales

Servicio

Garantía: 2 años de garantía completa

Tiempo de aplicación

Media pierna: 8 min

Axilas: 1 minuto

Línea del bikini: 1 minuto

Zonas de la cara: 1 minuto

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para una aplicación cómoda

Uso con/sin cable: Sin cable

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas curvas

