

PHILIPS

IPL-
hårfjerningsenhet

Lumea Advanced

Til kroppen og ansiktet

Med hudtonesensor

15 minutter for å behandle
leggene

+ Satin Compact trimmerpenn



BRI923/00



Vær fri for hår i minst tre måneder*

Minst 85 % hårreduksjon i løpet av tre behandlinger**

Philips Lumea Advanced fungerer utmerket for å unngå gjenvekst av hår på kroppen. Forsiktlige lyspulser, som tilføres regelmessig, holder huden silkemyk hver dag.

Langvarig hårfjerning med IPL-teknologi

- Avansert IPL-teknologi for hjemmebruk, utviklet i samarbeid med hudspesialister
- Passer til en rekke hår- og hudtyper
- GRATIS Lumea-app gir deg en egen coach.

Trygg, rask og effektiv på kroppen og i ansiktet


- Beviselig trygg og effektiv behandling
- Integreert hudtonesensor

Spesialbehandling av forskjellige kroppsområder

- Trygg og effektiv, selv på sensitive områder
- Stort behandlingstvindu gir rask behandling
- Presisjonstilbehør for ekstra sikkerhet i ansiktet
- Tilbehør for spesialbehandling av håret ved bikinilinjene
- Skjønnhetsspesialutgave med Satin Compact trimmerpenn


Høydepunkter

Langvarig glatt hud



IPL står for intenst pulset lys. Philips Lumea bruker forsiktede lyspulser på håroten for å få hårsekken til å gå i dvale. Dette gjør at hårveksten gradvis reduseres. Hvis du gjentar behandlingen, blir huden din hårfri og silkemyk å ta på. Behandlingen for å unngå gjenvekst er sikker og skånsom, selv på sensitive områder. Philips Lumea er klinisk testet og utviklet i samarbeid med hudspesialister for en enkel og effektiv behandling hjemme hos deg selv.

Bevist effekt



Uavhengige studier har vist en hårreduksjon på minst 85 % etter bare tre behandlinger**. De første fire behandlingene må utføres annenhver uke. Allerede da skal du kunne se ønskede resultater. Gjenta behandlingen hver fjerde uke for å opprettholde resultatet. Etter bare åtte behandlinger blir du fri for hår i minst tre måneder*. Klikk på bildet i bildegalleriet øverst på siden for å forstørre dette bildet.

Passende hår- og hudtyper



Philips Lumea Prestige fungerer effektivt, enkelt og trygt på en rekke forskjellige hår- og hudtyper. Den fungerer på naturlig


mørkeblondt, brunt og svart hår og på veldig hvite til mørkebrune hudfarger. I likhet med andre IPL-baserte behandlinger kan Philips Lumea ikke brukes til å behandle hvitt/grått, lyseblondt eller rødt hår og egner seg ikke til veldig mørk hud. Dette er på grunn av den store kontrasten som kreves mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudfargen.

Hudtonesensor



Den integrerte hudtonesensoren måler den behandlede hudtypen i begynnelsen av hver økt og av og til i løpet av økten for din. Hvis den oppdager en hudtone som er for mørk for dette produktet, vil den automatisk stoppe å sende ut lyspulser.

Bruksområder



Bruk produktet for å fjerne hår i ansiktet (overleppen, haken og kinnskjegget) og kroppsdeler som bena, armhulene, bikinilinen, magen og armene.

Rask behandling på bena



Stort behandlingstvindu gir rask behandling på store områder, som bena.

Ekstra sikkerhet for ansiktet




Med det ekstra integrerte lysfilteret kan den brukes til sikker behandling av ansiktshår på overleppen, haken, kinnene og andre sensitive områder.

Bikinilinetilbehør



Bikinilinetilbehør for effektiv behandling av håret ved bikinilinen. Håret i dette området er vanligvis sterkere og tykkere enn håret på bena.

GRATIS Lumea-app



Lumea-appen kan lastes ned gratis og gir deg en unik og personlig IPL-bruk. Det er din egen personlige coach som skal sikre at du får mest mulig ut av Lumea-enheten, og at du bruker den på riktig måte og får langvarige resultater. Appen hjelper deg med å lage en personlig behandlingsplan for hvert område på kroppen, med tips og råd til hver behandling. Alt du trenger å gjøre, er å se i appen regelmessig for å sørge for at du er oppdatert ved hjelp av alle varslere og påminnelser.

Spesifikasjoner

Bruksområder

Områder på kroppen: Armer, Ben, Mage, Armhulene, Bikinilinje

Ansiktsområder: Hake, Kinnskjegg, Overleppe

Tilbehør

Kroppstilbehør (4 cm²): For bruk nedenfor halsen

Ansiktstilbehør (2 cm²): For bruk nedenfor øynene

Bikininjetilbehør (2 cm²): Spesialbehandling bikinilinjehår

Programmodus

Glidende lysglimt: For enkel bevegelsespåføring

Kan brukes med og uten ledning: Med ledning

Trykk og flash: For behandling på kurvede områder

Påføringstid

Bikininlinje: 4 min

Armhule: 2,5 min.

Ansiktsområder: to minutter

Legg: 15 min

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filer: Beskytter huden mot UV-stråler

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Hudtonesensor: Gjenkjenner hudtypen

Drift

Spenning: 100–240 V

Bruk med ledning

Deler som medfølger

Bruerveiledning: Brukerhåndbok

Lagring: Veske

Adapter: 24 V -/ 1500 mA

Tilbehør: Renseklut

Trimmerpenn

Tilbehør: Øyebrynskam, Rengjøringsbørste

Enkel i bruk: Kompakt håndtak

Drift: AAA-batteri

Service

Garanti: 2-års global garanti

