

PHILIPS

Dispositivo IPL para depilação

Lumea Essential

Para utilização em rosto e corpo

Meia perna: 16 minutos

>200 000 impulsos de luz

Design compacto com fios



BRI861/00



Fácil, redução de pêlos a longo prazo

A Philips Lumea Essential faz maravilhas na prevenção do reaparecimento de pêlos no corpo e rosto. Impulsos delicados de luz, aplicados regularmente, mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

Remoção de pelos de longa duração com tecnologia IPL

- Adaptada para uma utilização segura no conforto da sua casa
- Tenha uma pele suave todos os dias
- Eficácia sem esforço
- Adequado para diferentes tipos de pêlo e tons de pele

Seguro e eficiente no rosto e no corpo

- Seguro e eficaz, mesmo em áreas sensíveis
- 25% mais rápido e reduz o tempo de tratamento*
- Sensor de tom de pele
- Cinco definições reguláveis de energia de luz
- Tratamento delicado

Liberdade máxima, incómodo mínimo

- Modo para deslizar e pulsar para uma aplicação mais cómoda
- Sem peças de substituição, sem custos ocultos



asimpleswitch.com

Destaque

Tecnologia IPL



O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma eficiente e segura, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com especialistas de cuidados da pele para desenvolver esta tecnologia. Durante mais de 10 anos, a Philips efetuou um estudo extenso sobre esta tecnologia, Luz Pulsada Intensa, em mais de 2000 mulheres.

Tenha uma pele suave todos os dias



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pelo. Consequentemente, diminui gradualmente a quantidade de pelos que crescem no seu corpo. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pelos e maravilhosamente suave.

Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos

seus pêlos. Para aumentar esta imagem, clique na mesma na galeria de imagens na parte superior desta página

Tipos de pelo e pele adequados



A Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pelos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, a Philips Lumea NÃO é eficiente em pelos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. Este produto também NÃO é adequado para peles escuras.

Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos no rosto (buço, queixo) e noutras zonas corporais, incluindo pernas, axilas, linha do biquíni, barriga e braços.

Sensor de tom de pele



Para uma segurança extra, o sensor de tom de pele integrado mede a tez da pele tratada no início de cada sessão e ocasionalmente durante o tratamento. Se este detectar um tom de pele demasiado escuro, a emissão de impulsos de luz pára automaticamente.

5 definições de energia da luz



O sistema Philips Lumea tem cinco definições reguláveis de energia de luz para garantir um tratamento suave, mas eficaz. Quando usado correctamente, o tratamento com o sistema de depilação por luz pulsada Lumea da Philips é seguro e suave para utilização mesmo em pele e áreas corporais sensíveis.

25% mais rápido*



Janela maior com design otimizado para um tratamento mais rápido e uma melhor visibilidade*



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Áreas do rosto: Queixo, Patilhas, Buço

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para aplicação com movimento fácil

Utilização com fios/sem fios: Com fios

Posicionar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

Tempo de aplicação

Axilas: 1:30 min.

Linha do biquíni: 1:30 min.

Áreas do rosto: 2 min

Meia perna: 8 min

Itens incluídos

Adaptador: 12 V / 550 mA, 400 V / 60 W

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Potência

Voltagem: 100-240 V

Segurança e definições ajustáveis

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de energia da luz: Ajustável ao

seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar impulsos de luz acidentais

Sensor de tom de pele: Detecta o seu tom de pele

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Especificações técnicas

Lâmpada de alto desempenho: > 200 000 impulsos de luz

