

PHILIPS

IPL – previne reapar.
pêlo

Lumea Advanced

Para utilização em rosto e corpo

15 minutos para tratar meia perna

>250 000 impulsos de luz

Cabo extra longo



SC1997/00



Suave, redução de pêlos a longo prazo

A Philips Lumea Advanced faz maravilhas na prevenção do reaparecimento de pêlos no corpo e rosto. Impulsos delicados de luz aplicados regularmente mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.

Remoção de pêlos de longa duração com tecnologia IPL

- Tenha uma pele suave todos os dias
- Eficácia sem esforço
- Adaptada para ser utilizada de forma segura e eficaz na sua própria casa
- Adequado para uma grande variedade de tipos de pêlo e tons de pele

Seguro, rápido e eficiente em corpo e rosto

- Seguro e eficaz, mesmo em áreas sensíveis
- Janela de tratamento grande para aplicação rápida
- Acessório de precisão para uma segurança extra no rosto
- Sensor de tom de pele integrado para segurança extra
- Suave para a sua pele

Liberdade máxima, incómodo mínimo

- Sem peças de substituição, sem custos ocultos
- Modo para deslizar e pulsar para uma aplicação mais cómoda
- Cinco definições reguláveis de energia de luz


Destques

Tecnologia IPL




O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 voluntários.

Tenha uma pele suave todos os dias



O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Consequentemente, diminui gradualmente a quantidade de pêlos que crescem no seu corpo. A repetição do tratamento deixa a sua pele sem pêlos e maravilhosamente suave.

Eficácia sem esforço



Os nossos estudos clínicos demonstraram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando

necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do crescimento dos seus pêlos. Para aumentar esta imagem, clique na mesma na galeria de imagens na parte superior desta página

Tipos de pêlo e pele adequados



A Philips Lumea tem um desempenho eficaz em pêlos louros escuros, castanhos e pretos (naturais). Tal como os outros tratamentos à base de luz, a Philips Lumea NÃO é eficiente em pêlos ruivos, louros claros e brancos/grisalhos. Este produto também NÃO é adequado para peles escuras.

Zonas de aplicação



Utilize um método fiável para eliminar pêlos no rosto (buço, queixo, patilhas) e noutras zonas corporais, incluindo pernas, axilas, linha do biquíni, barriga e braços.

Tratamento rápido das pernas



Janela de tratamento grande para aplicação rápida em zonas grandes, como as pernas.

Maior segurança para o rosto



Com o filtro de luz integrado adicional, este pode ser utilizado para um tratamento seguro de pêlos faciais no buço, queixo, bochechas e noutras áreas sensíveis.

Sensor de tom de pele



Para uma segurança extra, o sensor de tom de pele integrado mede a tez da pele tratada no início de cada sessão e ocasionalmente durante o tratamento. Se este detectar um tom de pele demasiado escuro, a emissão de impulsos de luz pára automaticamente.

Tratamento delicado



Suave para a sua pele

Especificações

Especificações técnicas

Espectro da luz: Acessório de precisão >

600 nm, Acessório para o corpo: >530 nm

Lâmpada de alto desempenho: Proporciona > 250 000 impulsos de luz

Fluxo de luz (J/cm²): Acessório para o corpo: 2,5 a 5, Acessório de precisão: 2,5-4,5

Zonas de aplicação

Zonas do corpo: Braços, Pernas, Barriga, Biquíni, Axilas

Áreas do rosto: Queixo, Patilhas, Buço

Acessórios

Acessório de precisão (2 cm²): Para aplicação segura no rosto

Acessório corporal (4 cm²): Para utilizar abaixo da linha do pescoço

Itens incluídos

Instruções de utilização: Manual do utilizador

Armazenamento: Bolsa

Adaptador: 24 V / 1500 mA

Acessório: Pano de limpeza

Alimentação

Voltagem: 100-240 V

Utilização com fio

Segurança e definições ajustáveis

Filtro UV integrado: Protege a pele dos raios UV

5 definições de energia da luz: Ajustável ao seu tipo de pele

Sistema de segurança integrado: Evitar

impulsos de luz acidentais

Sensor de tom de pele: Detecta o seu tom de pele

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia global

Tempo de aplicação

Meia perna: 8 min

Axilas: 1 min.

Linha do biquíni: 1 min.

Áreas do rosto: 1 min.

Modo de aplicação

Deslizar e pulsar: Para uma aplicação cómoda

Utilização com fios/sem fios: Com fios

Posicionar e pulsar: Para tratamento em áreas com contornos

