

PHILIPS

IPL – Plaukų
šalinimo įrenginys

Lumea Advanced

Kūnui

Su odos atspalvio jutikliu

15 min. procedūra blauzdoms



SC1994/00



Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*

Bent 85 % mažiau plaukelių po 3 procedūrų**

„Philips Lumea Advanced“ yra veiksminga priemonė, kuri neleidžia kūno plaukeliams vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.

Ilgalaikis plaukelių šalinimas su IPŠ technologija

- Speciali IPL technologija namuose, sukurta kartu su dermatologais
- Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų
- NEMOKAMA „Lumea“ programa asmeniniams mokymams vos palietus

Saugus, greitas ir veiksmingas jūsų kūnui

- Įrodyta, kad procedūra yra saugi ir veiksminga
- Integruotas odos atspalvio jutiklis

Maksimali laisvė, minimalūs rūpesčiai


- Didelis langelis procedūroms greitam naudojimui



asimpleswitch.com


Ypatybės

Ilgai trunkantis švelnumas



IPL reiškia intensyvią impulsinę šviesą. „Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plaukelio šaknį, kad folikulas pereitų į poilsio fazę. Dėl to ant kūno augančių plaukelių kiekis palaipsniui mažėja. Kartojant procedūras oda tampa graži, be plaukelių ir glotni. Plaukelių ataugimą stabdančios procedūros yra saugios ir švelnios, net atliekant jautriose vietose. „Philips Lumea“ yra kliniškai išbandytas ir sukurtas kartu su dermatologais, kad procedūros būtų paprastos ir veiksmingos bei patogiai atliekamos namuose.

Įrodytas veiksmingumas



Objektyvūs tyrimai parodė, kad vos po 3 procedūrų plaukelių sumažėjo bent 85 %**. Pirmąsias 4 procedūras reikia atlikti kas 2 savaites, po jų jau turėtumėte matyti norimus rezultatus. Norėdami išlaikyti tokią odą, tiesiog atlikite palaikomąsias procedūras kas 4 savaites. Vos po 8 palaikomųjų procedūrų oda be plaukelių išliks bent 3 mėn.* Norėdami padidinti poveikslėlį, paspauskite jį paveikslėlių galerijoje, šio puslapio viršuje.

Tinkami plaukų ir odos tipai




„Philips Lumea Prestige“ veiksmingai, lengvai ir saugiai veikia įvairius plaukelių ir odos tipus. Jis paveikia natūralius tamsiai geltonus, rudus ir juodus plaukelius bei tinka odai, kurios atspalviai varijuoja nuo labai baltos iki tamsiai rudos spalvos. Kaip ir atliekant kitas IPL procedūras, „Philips Lumea“ nenaudojamas baltiems / žiliems, labai šviesiems arba raudoniems plaukams šalinti ir nėra tinkamas labai tamsiai odai. Taip yra dėl reikalingo didelio plaukelių spalvos pigmento ir odos atspalvio pigmento kontrasto.

Odos atspalvio jutiklis




Integruotas odos atspalvio jutiklis odos atspalvį nustato seanso pradžioje ir kartais seanso metu. Jei nustatomas šiam gaminiui per tamsus atspalvis, impulsai automatiškai sustabdomi.

Greita procedūra kojoms



Didelis langelis procedūroms greitam naudojimui didesnėse srityse, pvz., kojų.

NEMOKAMA „Lumea“ programa



„Lumea“ programą parsisiųsite nemokamai. Joje pateikiami unikalūs ir tik jums pritaikyti IPL naudojimo patirčių pavyzdžiai. Tai tik jums pritaikyti asmeniniai mokymai, kad geriausiai išnaudotumėte „Lumea“ ir naudotumėte prietaisą teisingai bei pasiektumėte ilgalaikių rezultatų. Programa padės sudaryti asmeninį procedūrų planą kiekvienai kūno vietai, teiks patarimus ir rekomendacijas kiekvienos procedūros metu. Jums tereikia reguliariai patikrinti programą ir įsitikinti, kad gaunate naujausių pranešimų ar priminimų.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Taikymo sritys

Kūno sritys: Rankoms, Kojos, Pilvas, Pažastys, Bikinis

Priedai

Kūno priedas (4 cm²): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Naudojimo režimas

Slinkimo ir blyksnių režimas: Lengvam judėjimui

Naudojamas su laidu ir be laido: Laidinis

Perkėlimo ir blyksnių režimas: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Procedūros laikas

Bikinis: 4 min.

Pažastis: 2,5 min.

Apatinė kojos dalis: 15 min.

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsų odos tipo

Integruota saugumo sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Odos atspalvio jutiklis: Nustato jūsų odos atspalvį

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Naudojimas jį jungus į el. tinklą

Pridėti priedai

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Krepšelis

Adapteris: 24 V / 1 500 mA

Priedas: Valymo šluostė

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų tarptautinė garantija

