

# PHILIPS

## IPL Lichtontharing


### Lumea Advanced

Voor gebruik op het lichaam

Behandeling onderbenen in 15 minuten

> 250.000 lichtflitsen

Extra lang snoer



SC1995/00



## Zachte haarvermindering op de lange termijn

Philips Lumea Advanced verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

### Haar blijft lang weg met IPL-technologie

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief
- Aangepast voor veilig en effectief gebruik in uw eigen huis
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

### Veilig, snel en doeltreffend voor het lichaam

- Voor gebruik op het lichaam
- Groot behandelvenster voor snel gebruik
- Zachte behandeling

### Maximale vrijheid, geen gedoe

- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- Glij- en flitsmodus voor een gemakkelijker gebruik
- Vijf instelbare lichtsterktes


# Kenmerken

## IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

## Elke dag een zijdezachte huid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

## Moeiteloos en effectief

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier behandelingen elke twee weken. Om deze

resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. – U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

## Geschikte haar- en huidtypen

Suitable body hair colours



Suitable skin tones



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is dit product NIET geschikt voor een donkere huid.

## Toepassingsgebieden



Verwijder met een gerust hart ongewenst haar op lichaamsdelen onder de neklijn: benen, oksels, bikinilijn, armen en buik.

## Snelle behandeling van benen



Groot behandelvenster voor snelle toepassing op grote gebieden, zoals de benen.

## Zachte behandeling



Zacht voor uw huid.

## Geen vervangende onderdelen nodig



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

## Glij- en flitsmodus



De hoofdmodus maakt een glijdende beweging mogelijk voor gemakkelijk en consistent gebruik.

# Specificaties

## Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Kan meer dan 250.000 pulsen afgeven

## Toepassingsgebieden

**Lichaamszones:** Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

## Accessoires

**Lichaamsopzetstuk (4 cm<sup>2</sup>):** Voor gebruik onder de neklijn

## Meegeleverde artikelen

**Instructies voor gebruik:** Gebruiksaanwijzing

**Opbergen:** Etui

**Adapter:** 24 V / 1500 mA

**Accessoire:** Schoonmaakdoekje

## Vermogen

**Voltage:** 100 – 240 V

## Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd UV-filter:** Bescherm uw huid tegen UV-straling

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie

## Behandeltijd

**Onderbeen:** 8 min.

**Oksel:** 1 min

**Bikinilijn:** 2 min.

## Toepassingsmodus

**Glij- en flitsmodus:** voor eenvoudig gebruik

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Met snoer

**Stap en Flits:** Voor behandeling van lichaamscontouren

